



MOTION IS MEDICINE⁺

Catalogue Orthopédie 2018



AIRCAST

 chattanooga

 DONJOY

 Dr.
Comfort

 exos



La société **DJO Global**®, fabricant et distributeur des marques Aircast®, DonJoy®, Dr. Comfort®, Exos™ et Veinax est le leader mondial dans le domaine de l'orthopédie et de la médecine sportive.

DJO France, filiale du groupe international dont le siège est en Californie, USA, distribue une large gamme de produits novateurs et performants auprès des établissements de santé, des orthopédistes et des pharmacies, visant à améliorer la santé musculaire, ostéo-articulaire et vasculaire de chaque individu et à répondre aux attentes du corps médical, d'assurer la continuité des soins aux patients et de satisfaire ainsi les exigences de chacun : Service et Qualité.

DJO Global®, concentré de marques dynamiques et innovantes, distribuées dans plus de 80 pays.

AIRCAST®

Depuis 1978, les professionnels de santé du monde entier font confiance à Aircast®.

La marque est réputée pour ses avancées technologiques dans le domaine du traitement de la cheville. S'appuyant sur des principes scientifiques avérés, tous les produits Aircast® sont développés autour du concept de « rétablissement fonctionnel ».

DONJOY®

Toujours à la pointe de l'innovation, DonJoy® développe des produits reconnus pour leur fiabilité et leur qualité. Parmi les produits « phares » de la gamme DonJoy® : les attelles fonctionnelles de genou, les attelles post-opératoires pour les membres supérieurs et inférieurs, les attelles fémoro-patellaires ou de gonarthrose. DonJoy® propose également des produits de stimulation de la croissance osseuse utilisés dans le cas des fractures non consolidées.

chattanooga®

Chattanooga™ est le plus grand fabricant mondial de matériel de rééducation. Couvrant les univers de l'électrothérapie, la physiothérapie, les ondes de choc, le laser haute puissance, les attelles de mobilisation passive, les tables de massage ou encore la traction motorisée, les produits de la marque Chattanooga™ proposent une nouvelle vision de la rééducation et vous invitent à intégrer une nouvelle dimension au cœur de votre activité. Systématiquement validés par nos utilisateurs lors de leur phase de développement, nos dispositifs aux protocoles scientifiquement documentés s'accordent à l'évolution de votre pratique et nous permettent de vous offrir une gamme innovante répondant à vos exigences d'ergonomie et de performance.

Dr. Comfort®

Dr. Comfort®, fondé en 2002, est rapidement devenu l'expert mondial dans le domaine des chaussures pour diabétiques. Ces produits, qui allient élégance, confort et qualité, soulagent de nombreux troubles touchant les pieds et participent à l'amélioration de la santé des pieds et des jambes.

exos

Grâce à sa technologie exclusive, Exos™ est la seule marque à vous proposer une gamme d'orthèses thermoformables préformées, amovibles, ajustables, remodelables et étanches.

Une solution innovante pour le traitement de fractures et autres lésions traumatiques du poignet, de la main et du dos.

Fort de son expertise dans la conception médicale de produits innovants, Exos™ a déposé plusieurs brevets pour l'application, les matériaux et la construction de ses produits et n'a de cesse d'améliorer la qualité de ses produits.

DJO France, partenaire officiel de :



Informations pratiques

Votre N° client : _____

Contact : _____

Tél. : | | | | | | | | | |



Service Clients

- Le Service Clients est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :
 - Du lundi au jeudi de 08h30 à 18h00 sans interruption
 - Le vendredi de 08h30 à 17h00 sans interruption



Comment passer vos commandes ?

- Par téléphone : 05 59 52 86 90
- Par télécopie : 05 59 52 86 91
- Par e-mail : sce.cial@DJOglobal.com
- Par Pharma ML : contacter notre Service Clients pour plus de renseignements.
- Pour les envois vers les Drom-Com, veuillez contacter le Service Clients Drom-Com pour plus de renseignements au 05 40 39 60 67.



Procédures de commande

- Numéro de compte : merci de vous munir de votre numéro de compte, si vous ne le connaissez pas, votre interlocuteur pourra le retrouver.
- Produits : veuillez indiquer le nom du produit, sa référence, sa taille, sa couleur ou son Code ACL/GTIN ainsi que la quantité souhaitée.



Livraisons & Expéditions

	COMMANDES STANDARDS	COMMANDES PHARMA ML
Délai d'expédition	24h	24h
Délai de livraison	24h à 48h	24h à 48h
Expédition le jour de la commande (dans la limite des stocks disponibles)	Commandes passées avant 15h par téléphone / fax	Commandes passées avant 13h
Franco de port	Commande ≥ 50 € HT Si commande < 50 € HT frais de port et d'emballage 6,50 € HT	Minimum de commande : 10 € HT
Livraison le samedi matin	Gratuite sur demande à préciser lors du passage de votre commande (fax, mail, téléphone) avant 15h le vendredi sous réserve que la commune soit livrable (contactez le Service Clients)	Non applicable



Garantie

- Nos produits sont dotés d'une garantie de 6 mois à partir de la date d'achat (date de la facture faisant foi), contre tous défauts de matériaux et de fabrication. La garantie dépend du produit.
- Veuillez contacter le Service Réclamations pour de plus amples renseignements.



Pratiques de renvoi et d'échange

- Pour procéder à un retour ou à l'échange d'un produit, veuillez contacter le Service Réclamations pour obtenir un numéro de renvoi. **Si tel n'est pas le cas, aucun avoir ne sera effectué.**
- En cas de reprise, le produit retourné doit être neuf, jamais porté et dans son emballage d'origine. **Si tel n'est pas le cas, aucun avoir ne sera effectué.**
- Adresse de retour : DJO France S.A.S. - Centre Européen de Fret - 3, rue de Bethar - 64 990 Mouguerre.



Formations

- Nos équipes sont à votre disposition pour dispenser une formation sur l'ensemble de nos produits au sein de votre établissement.



Sites Internet & Application

- www.DJOglobal.fr
- www.DJOselect.fr



Découvrez l'application gratuite d'aide à la sélection de produits orthopédiques **DJO Select**® sur votre mobile, tablette ou ordinateur !



Démarches Qualité et Environnement






DJO France participe au programme français de tri et de recyclage des emballages ménagers.



Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

Sommaire

Informations Pratiques	1
Sommaire	2
Prises de mesure	4
Sommaire Pédiatrique	5
Sommaire Grandes Tailles	6
ATTELLES DE CHEVILLE / CHEVILLERES ELASTIQUES	7
Aircast [®] Classique II [™]	10
Active	12
Gel	12
FusioLight [®]	13
Aircast [®] Light [™] 	14
AirSport ⁺	14
A60 [™]	16
AchilloForce [®] Air	16
Malolax [™] Cheville	17
Strapping [™] Cheville	17
Fortilax [™] Cheville	18
BOTTES D'IMMOBILISATION / RELEVEURS DE PIED	19
AirSelect [™] Elite	23
AirSelect [™] Standard	24
AirSelect [™] Courte	24
Nextep [™]	25
Maxtrax [®]	26
Maxtrax [®] Air	27
Maxtrax [®] Rom	28
Maxtrax [®] Rom Air	28
Minitrax [™]	29
Releveur de Pied	30
Aircast [®] PodaLib [®]	30
CHAUSSURES POST-OP	33
Podalight [™]	36
Podalux [™]	37
PodaHeel [™] Nouveauté Mars 2018	38
PodaPro [™]	39
Chaussure pour plâtre	40
Hallufix [®]	40
GAMME CHUT	41
CHUT New Diane	44
CHUT Rejilla	45
CHUT Venus	45
CHUT Soa Nouveauté Mars 2018	46
CHUT Pat Nouveauté Mars 2018	46
CHUT Brice	47
CHUT Adonis	47
CHUT Arlequin Sand	48
CHUT Cotton	48
CHUT Franki	49
CHUT Gary	49

CHUT Hélios	50
CHUT Wallaby	50
CHAUSSURES DE CONFORT	51
Chaussure de confort Performance Nouveauté Mars 2018	53
Chaussure de confort William Nouveauté Mars 2018	53
Chaussure de confort Refresh Nouveauté Mars 2018	54
Chaussure de confort Merry Jane Nouveauté Mars 2018	54
ATTELLES LIGAMENTAIRES DE GENOU	55
Système breveté « 4 Points d'Appui »	58
CCMI Mark III	58
Defiance [®] III	60
Defiance [®]	60
A22 [™]	61
Armor	62
SE 4 Point	63
ACL Everyday	64
Playmaker Xpert Wrap (modèle ouvert) Nouveauté Février 2018	65
Playmaker Xpert Sleeve (modèle tubulaire) Nouveauté Février 2018	65
Support Everest	66
Playmaker [®] Wrap II	66
ATTELLES ROTULIENNES / ELASTIQUES	67
Reaction	71
Tru-Pull [®] Lite	72
Tru-Pull [®]	73
Bandeau Infra-Patellaire Aircast [®]	74
Strapping [™] Genou	75
Rotulax [™] Fermée	75
Rotulax [™] Ouverte	76
Fortilax [™] Genou	77
Stabilax [™] Nouveauté	78
ATTELLES DE GONARTHROSE	79
OA Nano [™]	83
OA Defiance [®]	84
OA FullForce Nouveauté Janvier 2018	85
Clima-Flex [™] OA	86
ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES	87
Immo AT4 Nouveauté	90
Immo AT4 3V Nouveauté	91
Immo Genou 3V 	92
X-Act Rom Lite	92
Support Everest Ice Nouveauté	93
Perform' Ice Genou Nouveauté Janvier 2018	94
TRONC / RACHIS	95
Conforstrap [™]	100
Mystrap [™] 	101
Porostrap [™]	102
Actistrap [™]	103
Immostrap [™]	104

Airstrap TM	105
MyBabystrap	106
MyBabystrap Evolution	106
Duostrap TM	107
Abdostrap TM II	108
Ceinture Thoracique Deluxe	109
Exos Form TM II	110
TLSO II	111
Collier Anatomique C1	112
Collier Anatomique C2	113
Collier C3	114
Collier California	114
ATTELLES DE POIGNET / MAIN	115
FlexiForm TM Poignet	118
RespiForm TM Poignet	118
Lace Up	119
Silcast	119
ManuForce [®]	120
Quick Fit [®] Poignet 	120
FlexiForm TM Poignet-Pouce	121
RespiForm TM Poignet-Pouce	122
Quick Fit [®] Poignet-Pouce 	122
Pol'Ax I	123
Thumb-O-Prene	123
Confort Doigt	124
Immo Splint	124
Attelle Grenouille	125
Attelle Baseball	125
Attelle Aluminium Mousse	126
Attelle Staxx	126
GAMME THERMOFORMABLE EXOSTM	127
Exos TM Four	132
Strap Exos TM Nouveauté	132
Exos TM Pouce II	133
Exos TM Rhiza	133
Exos TM Poignet-Pouce Court	134
Exos TM Poignet-Main	135
Exos TM Poignet-Main Long II	136
Exos TM Doigt Externe	137
Exos TM Doigt Interne	137
Exos TM Boxer Externe	138
Exos TM Boxer Interne	138
EPAULE / COUDE	139
Gilet GCI TM	142
Immo TM 	142
Immoscap TM II Nouveauté	143
Echarpe de Contention	144
Echarpe « Bear »	144

PSA 2	145
Coussin d'Abduction Epaule	145
Ultrasling [®]	146
Ultrasling [®] IV	146
Ultrasling [®] IV AB	147
Ultrasling [®] IV ER	147
Cromax	149
Ranger	149
Bandage Pneumatique de Coude	150
Condilax TM	150
TENS / ELECTRODES / SONDES REEDUCATION	151
Primo Pro	152
Peristim Pro	153
Electrodes Dura-Stick [®]	154
Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Plus	155
Sonde vaginale Saint-Cloud [®] Classique	156
Sonde anale Saint-Cloud [®]	156
CRYOTHÉRAPIE / BIEN-ÊTRE	157
Cryo Cuff TM	158
Pack de Chaud / Froid	159
Pack de Froid Instantané	160
Bombes de Froid	161
Talonnette « Heel Cups »	161
Semelles de Confort	162
Housse de Protection	162
Cannes Anglaises modèle adulte	163
Cannes Anglaises modèle enfant	163
Bandes Strapping	164
Bandes Rezin	164
OUTILS DE COMMUNICATION	165
Orthopédie	165
Dr. Comfort [®]	166
Exos TM	166
Divers	167

Toutes les photos produits sont non contractuelles.



Produit Pédiatrique



Gamme Essentielle



Grandes Tailles

Tous les produits présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe I sauf si mentionné dans le catalogue selon la directive européenne 93/42/CEE.

Lire attentivement la notice avant utilisation.
Disponible chez les orthopédistes, les répartiteurs pharmaceutiques et les pharmacies spécialisées.

Prises de mesures


CHEVILLE

POINTURE



Prendre la pointure du patient.

TAILLE DU PATIENT



Mesurer la hauteur du patient.

CIRCONFÉRENCE DU MOLLET



Mesurer le tour de mollet 20 cm au-dessus du sol (pied nu).

CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.


LONGUEUR PIED LARGEUR PLÂTRE



Mesurer la longueur du pied jusqu'au bout des orteils et la largeur du plâtre sous le pied.

GENOU

CIRCONFÉRENCE CUISSE-GENOU-MOLLET



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule. Mesurer la circonférence du mollet au plus large.

CIRCONFÉRENCE DE LA CUISSE



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

LONGUEUR DE LA JAMBE



Mesurer la longueur interne de la jambe, du pli crural à la malléole.

CIRCONFÉRENCE DU GENOU



Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule.

CIRCONFÉRENCE SOUS LE GENOU



Mesurer la circonférence sous le genou.

TAILLES & PRISES DE MESURES POUR LES ATTELLES DE GENOU DONJOY®

CIRCONFÉRENCE CUISSE-GENOU-MOLLET



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule. Mesurer la circonférence du genou au milieu de la rotule. Mesurer la circonférence du mollet au plus large.

Mesures

Taille	Circonférence Cuisse (15 cm au-dessus du centre de la rotule)	Circonférence Genou (milieu de la rotule)	Circonférence Mollet (au plus large)
XS	33 - 39 cm	30 - 32,5 cm	25 - 30 cm
S	39 - 47 cm	32,5 - 35 cm	30 - 35 cm
M	47 - 53 cm	35 - 37,5 cm	35 - 40 cm
L	53 - 60 cm	37,5 - 42,5 cm	40 - 45 cm
XL	60 - 67 cm	42,5 - 47,5 cm	45 - 50 cm
XXL	67 - 75 cm	47,5 - 52,5 cm	50 - 55 cm
XXXL	75 - 81 cm	52,5 - 57,5 cm	55 - 60 cm

TRONC - RACHIS

CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

CIRCONFÉRENCE DU COU



Mesurer la circonférence du cou.

HAUTEUR DU COU



Mesurer la hauteur de l'appui mentonnier à l'appui sternal.

POIGNET - POUCE

LONGUEUR AVANT-BRAS



Mesurer le pli de flexion du coude au pli de flexion du poignet.

CIRCONFÉRENCE DU POIGNET



Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

CIRCONFÉRENCE DU POUCE



Mesurer la circonférence à la base du pouce en cm (1^{ère} phalange).

LONGUEUR MAIN



Mesurer la longueur, depuis le poignet jusqu'à la 3^{ème} phalange du doigt (extrémité distale).

LONGUEUR DOIGT



Mesurer de la base du doigt jusqu'à son extrémité.

CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN



Mesurer la circonférence de la main.

EPAULE - COUDE

LONGUEUR AVANT-BRAS ET MAIN



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude jusqu'à l'extrémité des doigts allongés.

CIRCONFÉRENCE DE POITRINE



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

LONGUEUR AVANT-BRAS ET PAUME



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

LONGUEUR CARRURE



Mesurer la longueur de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).

CIRCONFÉRENCE DU COUDE



Mesurer la circonférence du coude.



Sommaire de la gamme pédiatrique

ATTELLES DE CHEVILLE / CHEVILLERES ELASTIQUES 7

Aircast® Classique	10
Active	12
Gel	12
FusioLight®	13
AirSport+	14
Fortilax™ Cheville	18

BOTTES D'IMMOBILISATION / RELEVEURS DE PIED 19

AirSelect™ Elite	23
AirSelect™ Standard	24
AirSelect™ Courte	24
Maxtrax®	26
Maxtrax® Air	27
Maxtrax® Rom	28
Maxtrax® Rom Air	28
Minitrax™	29
Aircast® PodaLib®	30

CHAUSSURES POST-OP 33

Podalight™	36
Podalux™	37
PodaPro™	39
Chaussure pour plâtre	40
Hallufix®	40

ATTELLES LIGAMENTAIRES DE GENOU 55

Defiance® III	60
Defiance®	60
A22™	61
ACL Everyday	64
Support Everest	66

ATTELLES ROTULIENNES / ELASTIQUES 67

Reaction	71
Tru-Pull® Lite	72
Fortilax™ Genou	77

ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES 87

Immo AT4	Nouveauté	90
Immo AT43V	Nouveauté	91
Support Everest Ice	Nouveauté	93
Perform' Ice Genou	Nouveauté Janvier 2018	94

TRONC / RACHIS 95

Collier Anatomique C1	112
Collier Anatomique C2	113
Collier California	114

ATTELLES DE POIGNET / MAIN 115

FlexiForm™ Poignet	118
RespiForm™ Poignet	118
RespiForm™ Poignet-Pouce	122

GAMME THERMOFORMABLE EXOS™ 127

Exos™ Pouce II	133
Exos™ Poignet-Pouce Court	134
Exos™ Poignet-Main	135
Exos™ Poignet-Main Long II	136

EPAULE / COUDE 139

Gilet GCI™	142
Immo™	142
Echarpe de Contention	144
Echarpe « Bear »	144
Cromax	149

CRYOTHÉRAPIE / BIEN-ÊTRE 157

Bombes de Froid	161
Talonnets « Heel Cups »	161
Housse de Protection	162
Cannes Anglaises modèle enfant	163



Sommaire de la gamme Grandes Tailles

ATTELLES DE CHEVILLE / CHEVILLERES ELASTIQUES 7

FusioLight [®]	13
-------------------------	----

BOTTES D'IMMOBILISATION / RELEVEURS DE PIED 19

AirSelect [™] Elite	23
AirSelect [™] Standard	24
AirSelect [™] Courte	24
Maxtrax [®]	26
Maxtrax [®] Air	27
Maxtrax [®] Rom	28
Maxtrax [®] Rom Air	28

ATTELLES LIGAMENTAIRES DE GENOU 55

Defiance [®] III	60
Defiance [®]	60
A22 [™]	61
Armor	62
SE 4 Point	63
ACL Everyday	64
PlayXpert Wrap (modèle ouvert)	Nouveauté Février 2018 65
PlayXpert Sleeve (modèle tubulaire)	Nouveauté Février 2018 65
Playmaker [®] Wrap II	66

ATTELLES ROTULIENNES / ELASTIQUES 67

Reaction	71
Tru-Pull [®] Lite	72
Tru-Pull [®]	73

ATTELLES DE GONARTHROSE 79

OA Nano [™]	83
OA Defiance [®]	84
OA FullForce	Nouveauté Janvier 2018 85
Clima-Flex [™] OA	86

ATTELLES DE GENOU POST-OPÉRATOIRES 87

Perform' Ice Genou	Nouveauté Janvier 2018 94
--------------------	----------------------------------

TRONC / RACHIS 95

Duostrap [™]	107
Abdostrap [™] II	108
Ceinture Thoracique Deluxe	109
Exos Form [™] II	110
Collier Anatomique C1	112
Collier Anatomique C2	113

ATTELLES DE POIGNET / MAIN 115

Quick Fit [®] Poignet	120
Quick Fit [®] Poignet-Pouce	122
Thumb-O-Prene	123

GAMME THERMOFORMABLE EXOS[™] 127

Strap Exos [™]	Nouveauté 132
Exos [™] Pouce II	133
Exos [™] Rhiza	133
Exos [™] Poignet-Pouce Court	134
Exos [™] Poignet-Main	135
Exos [™] Poignet-Main Long II	136
Exos [™] Doigt Externe	137
Exos [™] Doigt Interne	137
Exos [™] Boxer Externe	138
Exos [™] Boxer Interne	138

EPAULE / COUDE 139

Immoscap [™] II	Nouveauté 143
Echarpe de Contention	144

Cheville

- Attelles de Cheville
- Chevillères Élastiques



La Cheville



Une torsion forcée de la cheville vers l'intérieur se produit lors de la marche ou de la course sur terrain instable, ainsi que dans de nombreux sports de contact. La conséquence est une lésion du ligament latéral externe qui peut être plus ou moins grave selon qu'il s'agit d'un simple étirement ou de la rupture d'un nombre variable de fibres ligamentaires.

L'entorse de la cheville est l'un des accidents les plus fréquents de l'appareil locomoteur, puisqu'il touche plus de 2 millions de personnes chaque année en France (6 000 entorses de la cheville par jour !).

Le traitement fonctionnel de l'entorse de cheville poursuit plusieurs objectifs :

- Soulager la douleur en évitant les mouvements indésirables de l'articulation.
- Réduire l'œdème pendant la première semaine après l'accident.
- Favoriser la cicatrisation en évitant toute tension sur les fibres ligamentaires lésées.


Ces objectifs à court terme sont atteints par le port d'une orthèse stabilisatrice qui permet de mobiliser la cheville dans des amplitudes contrôlées et non dangereuses, ce qui limite le risque de phlébite et l'amyotrophie. La rééducation est par la suite plus aisée et le retour à l'activité est plus rapide.

Dans certains cas, une orthèse facilitant la reprise de l'activité sportive ou professionnelle peut être conseillée afin de réduire le risque de récurrence qui constitue toujours la principale complication d'une entorse de la cheville.

Les tendinopathies achilléennes, ainsi que la fasciite plantaire sont les deux pathologies non ligamentaires les plus fréquentes de l'arrière-pied et sont le plus souvent très améliorées par le port d'un dispositif adapté.

Le saviez-vous ?

- L'Aircast® Classique, introduite sur le marché il y a 39 ans, a été la première attelle de cheville de série à intégrer des cellules pneumatiques.
- Le coût de santé publique de l'entorse de cheville est de 2 millions d'euros par jour en France.
- L'entorse du LLE est l'apanage de l'homme jeune : jusqu'à la fin de la croissance, les cartilages de conjugaison sont plus vulnérables et à partir de 50 à 60 ans, la fracture prédomine.



Il existe 2 types d'attelles de cheville et 2 types de chevillères :

- **Orthèses stabilisatrices de cheville** : traitement orthopédique et fonctionnel des entorses de cheville de gravité moyenne ou grave (en phase aiguë), instabilités d'origines ligamentaires, laxités chroniques.
- **Orthèses pour la reprise d'activités sportives pour une utilisation préventive ou post-traumatique** : entorses de cheville, traumatismes ou séquelles de traumatismes, instabilités chroniques, reprise et pratique du sport.
- **Chevillière de protection du tendon d'Achille** : fasciite plantaire, tendinites du tendon d'Achille, douleurs au talon.
- **Chevillères élastiques** : utilisation pour contention à visée proprioceptive dans le cadre de lésions légères à modérées (laxités chroniques) ou séquelles de traumatismes.



Aircast® Classique II™

Orthèses stabilisatrices de cheville



Classique II™
Page 10



Active
Page 12



Gel
Page 12



FusioLight®
Page 13



Aircast® Light™
Page 14

Entorse - Stade 2 (lésion partielle ligamentaire)	•	•	•	•	•
Entorse - Stade 3 (arrachement ligamentaire)	•				
Réduction de l'œdème	•		•		

Orthèses stabilisatrices pour la reprise d'activités sportives



AirSport™
Page 14



A60™
Page 16

Instabilité chronique et reprise d'activité sportive	•	•
Instabilité légère à modérée	•	•
Entorse du médio-pied	•	•

Chevillière de protection du Tendon d'Achille



AchilloForce® Air
Page 16

Tendinopathie du tendon d'Achille	•
Fasciite plantaire	•
Epine Calcanéenne	•
Talalgies	•

Chevillères Élastiques



Malolax™ Cheville
Page 17



Strapping™ Cheville
Page 17



Fortilax™ Cheville
Page 18

Entorse - Stade 1	•	•	•
Instabilité légère (reprise d'activité)	•	•	•
Stimulation proprioceptive (contention)	•	•	•

Arbre décisionnel Attelles de Cheville





Mesurer la hauteur du patient.



Modèle pédiatrique



* L'originale.

AIRCAS^T

Classique IITM

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II) à grave (stade III).
- Instabilité chronique de la cheville.
- Amélioration de la circulation grâce à la compression thérapeutique.
- Réduction des œdèmes et rétablissement accéléré.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (XS, S, M et L).
- Design optimisé et nouvelle configuration des sangles simplifiant l'application.
- Doublure aérée et respirante pour le confort du patient.
- Coques anatomiques semi-rigides pour maintenir la cheville et éviter tout mouvement de rotation.
- Attelle latéralisée.
- Cellules pneumatiques DuplexTM pré-gonflées, cliniquement prouvées pour accélérer le rétablissement.
- Les cellules d'air génèrent une compression intermittente, favorisant la circulation sanguine et la réduction de l'œdème.
- Livrée avec un certificat d'authenticité.
- Reprise d'appui précoce et contrôlée grâce au design profilé de l'attelle, adapté au port de tout type de chaussures.



Système de cellules pneumatiques DuplexTM



Coques anatomiques semi-rigides

La Technologie



Prescrire : Aircast[®] Classique II[™]

Remboursé S.S.

Base de remboursement 27,44€ TTC - L.P.P.R. : 2107972

Désignation	Taille	Hauteur des Coques	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - Standard - L	> 1,67 m	27 cm	81-02VLR	3401098387337
Gauche - Standard - L	> 1,67 m	27 cm	81-02VLL	3401098387795
Droite - Training - M	1,57-1,67 m	23 cm	81-02VMR	3401098387276
Gauche - Training - M	1,57 - 1,67 m	23 cm	81-02VML	3401098387627
Droite - S	< 1,57 m	22 cm	81-02VSR	3401098387108
Gauche - S	< 1,57 m	22 cm	81-02VSL	3401098387566
Aircast[®] Classique - Modèle Enfant				
Droite - XS	Jeunes Enfants	15 cm	81-02JR	3401072469684
Gauche - XS	Jeunes Enfants	15 cm	81-02JL	3401072469516
Accessoire			Code Article	Code ACL/GTIN
Etrier de talon			021	-



Application simplifiée et configuration des sangles optimale



Doublure textile respirante



Icône de pied


Aircast® Classique II™ - Technologie Duplex™

Technologie Duplex™

Les flèches bleues représentent la pression de l'air stimulant la circulation sanguine

La forme des coques est plus souple au niveau proximal, pour plus de confort et pour promouvoir le suivi du traitement par le patient.

Les coques anatomiques sont plus rigides au niveau distal pour une protection accrue.



La pression de l'air de la cellule proximale - moins intense stimule la circulation sanguine.

La cellule d'air proximale enveloppe la cellule d'air distale, ce qui permet de dédoubler l'effet des cellules pneumatiques.

La pression de l'air de la cellule distale (dédoublée par la cellule proximale) génère une compression intermittente, ce qui favorise la réduction de l'œdème qui s'atténue durant l'ambulation.



Découvrez la vidéo sur les bénéfices de l'Aircast® Classique II™



Prendre la pointure
du patient.



DONJOY

Active (Etrier rigide articulé)

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité légère (stade I) à modérée (stade II).

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Le « E » de l'étrier se positionne du côté externe des malléoles.
- Procure un excellent maintien de la cheville tout en conservant la liberté de mouvement de flexion ou d'extension du pied.
- Se porte sans gêne sur une chaussette de sport.
- Offre un meilleur maintien dans l'axe que les autres systèmes de chevillères rigides.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	30 - 36	ATC11XS	3401073973609
S	36 - 38	ATC11S	3401072645415
M	38 - 44	ATC11M	3401072645583
L	44 - 46	ATC11L	3401072645644
XL	> 46	ATC11XL	3401077454531

Prescrire : Active DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 27,44€ TTC - L.P.P.R. : 2107972



Mesurer la hauteur
du patient.



DONJOY

Gel (Cryothérapie)

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II).
- Recommandée pour l'association du traitement post-traumatique de la cheville et le soulagement de la douleur par la cryothérapie localisée.


Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (Small, Trainer et Regular).
- Les coques rigides permettent d'éviter les inversions/éversions.
- Les coussins en gel peuvent être placés au congélateur, afin d'utiliser l'attelle en cryothérapie.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Taille	Hauteur des Coques	Code Article	Code ACL/GTIN
Small	Enfants	21,6 cm	81-97873	3401079203823
Trainer	< 1,60 m	22,9 cm	81-97875	3401079203991
Regular	> 1,60 m	24,1 cm	81-97877	3401079204073

Prescrire : Gel DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 27,44€ TTC - L.P.P.R. : 2107972



Mesurer la hauteur du patient.

DONJOY

FusioLight®

Indications :

- Entorses légères (stade I) à modérées (stade II) de la cheville.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Les coussinets en mousse & silicone réduisent la pression sur les points douloureux (malléoles).
- Les coques rigides stabilisent et empêchent l'inversion/éversion.
- Le traitement anti-bactérien Thermo-Tex™ évacue l'humidité et aide à prévenir les odeurs.
- Modèle bilatéral.



Design épuré



Design anatomique



Coussinets 2-en-1

Désignation	Taille	Hauteur des Coques	Code Article	Code ACL/GTIN
S	Enfants	17 cm	82-0011-1	3401060109523
M	< 1,65 m	23 cm	82-0011-2	3401060109547
L	> 1,65 m	25,5 cm	82-0011-3	3401060118358

Elaborée avec PBO Design



Modèle pédiatrique



Prescrire : FusioLight® DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 27,44€ TTC - L.P.P.R. : 2107972



Découvrez la vidéo de mise en place de la FusioLight® DonJoy®



Prendre la pointure du patient.



AIRCAS^T

Aircast[®] Light[™]

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité légère (stade I) à modérée (stade II).

Caractéristiques :

- **Taille Standard.**
- Combinaison de mousse et de cellules pneumatiques pour une protection renforcée.
- Cellules pneumatiques pour le confort malléolaire.
- Revêtement tissu pour le confort du patient.
- Points de fixation des bandes auto-agrippantes moulés dans les coques.
- **Modèle bilatéral.**
- **Taille Enfant**
Se référer au modèle FusioLight[®] DonJoy[®] (page 13).

Désignation	Pointure	Hauteur des Coques	Code Article	Code ACL/GTIN
FusioLight [®] Taille S*	-	17 cm	82-0011-1	3401060109523
Taille Standard	> 36	-	02F	3401079027405

*Ne fait pas partie de la gamme essentielle

Prescrire : Aircast[®] Light[™]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 27,44€ TTC - L.P.P.R. : 2107972



Prendre la pointure du patient.



AIRCAS^T

AirSport⁺

Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II).
- Entorse du médio-pied.
- Instabilités chroniques de la cheville.
- Usage post-opératoire.
- Prévention de la récurrence lors d'activités de loisirs ou sportives.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Spécifier droite ou gauche.
- Le système innovant ATOP/MOZ permet au patient d'adapter le niveau de compression selon ses besoins.
- Système nouvelle génération : ne se desserre pas si la languette est non soulevée, garantit un serrage constant dans le temps.
- Les coques bilatérales de forme anatomique minimisent les risques d'inversion/éversion fournissant un excellent support médial et latéral pour les chevilles instables.
- L'entrecroisement des lacets génère une compression uniforme sans créer de pics de pression.
- La conception « Step-In » simplifie la mise en place en s'enfilant par l'arrière sans mouvement du cou-de-pied nécessaire.
- Procure une stabilité supplémentaire au niveau de la pince bi-malléolaire.
- La sangle ATF (talo-fibulaire antérieure) limite tout mouvement d'inversion hors limite physiologique tout en permettant un mouvement de marche libre.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XS	30 - 34	82-0265-1	3401060118280
Droite - S	34 - 37	82-0265-2	3401060118297
Droite - M	37 - 42	82-0265-3	3401060118303
Droite - L	42 - 46	82-0265-4	3401060118310
Droite - XL	46 +	82-0265-5	3401060118334
Gauche - XS	30 - 34	82-0266-1	3401060118204
Gauche - S	34 - 37	82-0266-2	3401060118211
Gauche - M	37 - 42	82-0266-3	3401060118228
Gauche - L	42 - 46	82-0266-4	3401060118242
Gauche - XL	46 +	82-0266-5	3401060118259

Prescrire : Aircast[®] AirSport⁺
Remboursé S.S.

Base de remboursement 27,44€ TTC - L.P.P.R. : 2107972

Coques semi-rigides

- Les coques bilatérales de forme anatomique minimisent les risques d'inversion/éversion.
- Elles fournissent un excellent support médial et latéral pour les chevilles instables.

Mise en place facile

- La conception « Step-In » simplifie la mise en place (l'attelle s'enfile comme une chaussette).
- L'élasticité du talon permet un ajustement optimal.

Sangle postérieure

- Procure une stabilité supplémentaire au niveau de la pince bi-malléolaire.

Cellules combinant air et mousse

- Les coques semi-rigides et les cellules pneumatiques Aircast[®] procurent un confort et un maintien cliniquement prouvés.
- Les cellules composées d'air et de mousse maintiennent et protègent la cheville.

Système à lacets ATOP/MOZ innovant

- Permet un ajustement individualisé et une compression uniforme sans créer de points de pression.

Sangle antérieure croisée

- La sangle ATF (talo-fibulaire antérieure) apporte une stabilité et une compression additionnelles à l'articulation.

Matériau respirant

- Pour la fraîcheur et le confort pendant les activités de loisirs ou sportives.



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Aircast[®] Aircast[®]

Technologie Aircast[®] cliniquement prouvée

- Les coques anatomiques bilatérales procurent une compression et un maintien accru de la cheville.
- Les matériaux semi-rigides permettent une flexibilité contrôlée lors des mouvements.
- Les cellules composées d'air et de mousse maintiennent et protègent la cheville.
- 2 cellules d'air indépendantes assurent la compression et procurent un effet de massage.

3 étapes simples pour régler le niveau de compression



Pour desserrer :

1. Soulever la languette « PULL » du Système à Lacets ATOP/MOZ et détendre les lacets




Pour fermer et serrer :

2. Appuyer sur la languette « PULL » du Système à Lacets ATOP/MOZ.



3. Tourner le Système à Lacets ATOP/MOZ dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Le Système à Lacets ATOP/MOZ doit être en position fermée durant l'utilisation de l'attelle.





Prendre la pointure du patient.

AIRCAS[®]

A60[™]

Indications :

- **Instabilité chronique de la cheville.**
- Entorse du médio-pied.
- Phase de réathlétisation après entorse.
- Prévention de la récurrence lors des activités de loisirs ou sportives modérées.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (S, M et L).**
- Spécifier droite ou gauche.
- Design breveté avec deux coques latérales moulées, inclinées à un angle de 60°, permettant d'éviter tout risque de rotation et d'inversion de la cheville.
- Des tests biomécaniques ont prouvé qu'un angle de 60° offre une meilleure protection contre le déroboement de la cheville.
- Fabriquée en Breath-O-Prene[®], microfibre légère, confortable et respirante.
- Le design anatomique permet le port d'une chaussure de sport sans volume additionnel.
- La sangle unique sert à la fois pour la pose et l'ajustement, aucun laçage n'est requis.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - S	< 39	81-02TSR	3401044626831
Droite - M	39 - 42	81-02TMR	3401044627142
Droite - L	> 42	81-02TLR	3401044627371
Gauche - S	< 39	81-02TSL	3401044626770
Gauche - M	39 - 42	81-02TML	3401044627081
Gauche - L	> 42	81-02TLL	3401044627203



Découvrez la vidéo de mise en place de la Aircast[®] A60[™]

Prescrire : Aircast[®] A60[™]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 27,44€ TTC - L.P.P.R. : 2107972



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

DONJOY

AchilloForce[®] Air

Indications :

- **Tendinopathies du tendon d'Achille.**
- Fasciite plantaire (aponévrosite).
- Syndrome inflammatoire de l'épine calcanéenne.
- Talalgies (douleurs du talon).

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (T1 à T6).**
- Deux cellules pneumatiques interconnectées, situées sous la voûte plantaire et à l'arrière du talon, font circuler l'air à chaque pas, créant ainsi une compression intermittente.
- Effet compressif afin de réduire un œdème et d'améliorer la circulation sanguine.
- Mise en place facilitée grâce à une ouverture à l'avant de l'orthèse, s'enfile comme une chaussette.
- Sangle large pour une meilleure régulation de la compression et une adaptation personnalisée de la compression.
- Système de rabat élastique du crochet de la sangle de maintien, permet une protection additionnelle de la partie tricotée et de vos vêtements.
- Fabriquée en matière tricotée élastique.
- Contient du latex.
- **Modèle bilatéral.**



Système d'aération intelligent.
 Les cellules pneumatiques jouent un rôle d'amortisseurs et massent la région autour du tendon d'Achille à chaque pas.

Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL/GTIN
T1	17 - 19 cm	82-0252-1	4250886809747
T2	19 - 21 cm	82-0252-2	4250886809754
T3	21 - 23 cm	82-0252-3	4250886809761
T4	23 - 25 cm	82-0252-4	4250886809778
T5	25 - 27 cm	82-0252-5	4250886809785
T6	27 - 29 cm	82-0252-6	4250886809792

Prescrire : AchilloForce[®] Air DonJoy[®]
Non Remboursé



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.



Protection malléolaire

DONJOY

Malolax™ Cheville

Indications :

- Contention et maintien pour lésions de gravité légère à modérée ou laxités chroniques de la cheville.
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Doublage de protection des malléoles (inserts silicone).
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.



Respirant,
biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité
multi-directionnelle



Compression
graduelle



Inserts malléolaires
silicone

Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL/GTIN
T1	19 - 20 cm	S370B-1	3401096629323
T2	21 - 22 cm	S370B-2	3401096629491
T3	23 - 24 cm	S370B-3	3401096629552
T4	25 - 26 cm	S370B-4	3401096629613
T5	27 - 28 cm	S370B-5	3401096629781
T6	29 - 30 cm	S370B-6	3401096629842

Prescrire : Malolax™ Cheville Donjoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 18,77€ TTC
L.P.P.R. : 201D02.6 (+201D04.4)



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.



DONJOY

Strapping™ Cheville

Indications :

- Contention et maintien pour lésions de gravité légère à modérée ou laxités chroniques de la cheville.
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Sangle additionnelle élastique de renforcement du maintien.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.



Respirant,
biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité
multi-directionnelle



Compression
graduelle

Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL/GTIN
T1	19 - 20 cm	S385B-1	3401096627831
T2	21 - 22 cm	S385B-2	3401096628081
T3	23 - 24 cm	S385B-3	3401096628142
T4	25 - 26 cm	S385B-4	3401096628203
T5	27 - 28 cm	S385B-5	3401096628371
T6	29 - 30 cm	S385B-6	3401096628432



Découvrez la vidéo de mise en place de la Strapping™ Cheville Donjoy®

Prescrire : Strapping™ Cheville Donjoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 16,19€ TTC - L.P.P.R. : 201D02.6



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.



Modèle pédiatrique

DONJOY

FortilaxTM Cheville

Indications :

- Contention et maintien pour lésions de gravité légère à modérée ou laxités chroniques de la cheville.
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de T0 à T6).
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.



Respirant,
biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité
multi-directionnelle



Compression
graduelle



Désignation	Circ. Cheville	Code Article	Code ACL/GTIN
T0	17 - 18 cm	S395B-0	3401081474297
T1	19 - 20 cm	S395B-1	340109662866
T2	21 - 22 cm	S395B-2	3401096628722
T3	23 - 24 cm	S395B-3	3401096628890
T4	25 - 26 cm	S395B-4	3401096628951
T5	27 - 28 cm	S395B-5	3401096629033
T6	29 - 30 cm	S395B-6	3401096629262

Prescrire : FortilaxTM Cheville DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 16,19€ TTC - L.P.P.R. : 201D02.6

Pied

- Bottes d'Immobilisation
- Releveurs de Pied



Bottes d'Immobilisation/Releveurs de Pied




Les bottes d'immobilisation sont devenues une alternative incontournable des immobilisations par plâtre ou par résine. Elles offrent en effet un gain de poids et une plus grande facilité de mise en place tout en pouvant s'adapter aux fluctuations de volume du membre immobilisé.

L'accessibilité aisée des tissus entourant la lésion autorise une meilleure gestion des plaies et une meilleure surveillance des signes de complications thromboemboliques.

Plus confortables et plus hygiéniques pour le patient, malgré l'immobilisation stricte qu'elles assurent, les bottes d'immobilisation sont, de surcroît garnies de cellules pneumatiques capables de générer une compression intermittente facilitant la résorption de l'œdème.

Le saviez-vous ?

- Les bottes d'immobilisation facilitent l'appui partiel lorsque ce dernier est autorisé, ce qui génère des micro-contraintes connues pour favoriser la consolidation des structures osseuses.
- Pionnier dans le domaine de l'orthopédie, Aircast® a créé il y a plus de 30 ans la première botte d'immobilisation permettant de remplacer un plâtre.



Il existe 3 types de bottes d'immobilisation :

• Bottes classiques

Les montants latéraux de la coque rigide sont déformables par simple pression externe, ce qui permet d'adapter la botte à la morphologie du patient et d'accompagner les variations de volume résultant de l'œdème.

• Bottes pneumatiques

Des cellules pneumatiques garnissent la coque rigide et permettent un ajustement parfait de la botte aux reliefs de la région immobilisée. Les versions disposant de plusieurs compartiments d'air induisent une compression pneumatique intermittente qui favorise la résorption de l'œdème et accélère la guérison.

• Bottes avec pied équin

La coque rigide garantit une immobilisation stricte de la cheville dans l'amplitude articulaire prescrite. Cette botte est surtout indiquée pour le traitement fonctionnel ou chirurgical des ruptures du tendon d'Achille, ainsi que pour les allongements du tendon d'Achille. L'angulation de la cheville est réglable et autorise les immobilisations avec pied en équin ou en talus.

Les Releveurs de pied

Les releveurs de pied sont des dispositifs amovibles et très légers portés dans la chaussure. Ils ont pour but d'éviter le mouvement de steppage du pied (drop foot) lors de la marche des personnes présentant une paralysie des muscles releveurs du pied, comme les patients hémiparétiques ou ceux qui ont eu des complications neurologiques après un traumatisme ou une hernie discale.



DonJoy® Maxtrax®

**Bottes à coque rigide
pneumatiques**

AirSelect™ Elite
Page 23



AirSelect™ Standard
Page 24



AirSelect™ Courte
Page 24



Nextep™ Longue et Courte
Page 25

Entorse grave de la cheville	•	•	•
Entorse du médio-pied			•
Fracture uni ou bi-malléolaire	•	•	•
Ostéosynthèse des fractures 1/3 inférieur de la jambe	•	•	•
Fracture stable 1/3 inférieur jambe	•	•	•
Fracture tarse antérieur			• (version courte)
Fracture métatarse			• (version courte)
Entorse sévère avant-pied			• (version courte)

Bottes classiques

**Maxtrax®
Longue et Courte**
Page 26



**Maxtrax® Air
Longue et Courte**
Page 27



Minitrax™
Page 29

Entorse - Stade 3 (Arrachement ligamentaire)	•	•	•
Fracture uni ou bi-malléolaire	•	•	•
Fracture stable 1/3 inférieur de la jambe	•	•	•

Bottes articulées

**Maxtrax® Rom
Longue et Courte**
Page 28



**Maxtrax®
Rom Air**
Page 28

Fracture uni ou bi-malléolaire	•	•
Fracture stable 1/3 inférieur de la jambe	•	•
Rupture Tendon d'Achille	•	•

**Releveurs
de Pied**

Releveur de Pied
Page 30



Aircast® Podalib®
Page 30

Paralysie périphérique des releveurs de pied	•	•
Hémiplégie et autres atteintes neurologiques	•	•

AIRCAST

AirSelect™, l'ultime combinaison conçue pour le confort et une guérison optimale

AirSelect™ - la gamme de bottes d'immobilisation pneumatiques d'Aircast® - est la gamme la plus évoluée du marché. Aircast® conforte sa position de leader, en offrant au patient plus de confort, plus de contrôle, plus de résultats et des innovations cliniquement prouvées.


Avec son design, élégant et profilé, la gamme AirSelect™ intègre des avancées technologiques brevetées qui contribuent à améliorer le traitement et les bénéfices thérapeutiques. Son système de gonflage intégré permet aux patients de contrôler chaque cellule pneumatique individuellement afin d'optimiser le confort et d'accélérer la résorption des œdèmes.

La technologie « SoftStrike » absorbe et dissipe les chocs, et la semelle à bascule, légère et testée en laboratoire, permet une démarche naturelle lors des activités quotidiennes.

Aucune autre botte n'est aussi complète.

Technologie « SoftStrike »

Le design breveté de la semelle quadrillée intègre un matériau compensé sous le talon qui permet d'absorber les chocs, de réduire la charge au niveau du talon et d'atténuer les forces d'impact.



L'appui du talon est absorbé et diffusé grâce à la technologie brevetée SoftStrike.

La section d'appui intermédiaire réduit le différentiel de la hanche et le mouvement de flexion du genou.

La section antérieure poursuit le mouvement d'oscillation, améliorant ainsi la mobilité au quotidien.

La semelle en caoutchouc antidérapante et non-marquante permet une meilleure adhérence et une meilleure durabilité.



La semelle à bascule, légèrement profilée, permet une démarche normale avec une moindre angulation de l'avant-pied, évitant ainsi une hyper-extension excessive du genou.



La technologie de gonflage intégrée permet un ajustement simple et rapide.

Les cellules pneumatiques étant superposées dans la coque semi-rigide, il se produit une fluctuation de l'air lors de l'ambulation. Cet effet de massage permet de résorber l'œdème efficacement et rapidement.



Prendre la pointure
du patient.



AIRCAS^T

AirSelect™ Elite

Indications :

- Botte pneumatique offrant une combinaison de maintien et de compression pneumatique favorisant la réduction des œdèmes et la consolidation de la fracture.
- Fracture stable du 1/3 inférieur de la jambe, de la cheville ou du pied, entorse grave de la cheville, post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- La botte d'immobilisation la plus évoluée. Conçue pour optimiser la protection, le confort et la résorption des œdèmes.
- Les 3 cellules d'air Duplex™ postérieures et distales superposées génèrent une compression intermittente qui permet une réduction trois fois plus rapide de l'œdème.
- Le système de gonflage individualisé et la cellule d'air antérieure pré-gonflée permettent un ajustement anatomique.
- Prise en compte de l'équilibre controlatéral.
- Le chausson protège-orteil apporte une protection supplémentaire.
- Livré avec une chaussette extensible.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	≤ 35,5	01EP-XS	3401040685788
S	35,5 - 39,5	01EP-S	3401040685849
M	39,5 - 43	01EP-M	3401040685900
L	43 - 47	01EP-L	3401040686099
XL	> 47	01EP-XL	3401040686150
Accessoires		Code Article	Code ACL/GTIN
Chaussette extensible - Universelle		0129A	-
Housse de protection hygiénique - PED/S		0130A-PED/S	3401098569058
Housse de protection hygiénique - M/L		0130A-M/L	3401098569030
Housse de protection hygiénique - XL		0130A-XL	3401098569269
Semelles compensées - Droite		01K-R	3401044630562
Semelles compensées - Gauche		01K-L	3401044630333
Anneau de verrouillage Aircast® (sachet de 10 ex)		01P414	3401598586933
Kit diabétique de rechange		01PI-x	-

Prescrire : Aircast® AirSelect™ Elite
Remboursé S.S.

Base de remboursement 64,40€ TTC - L.P.P.R. : 2161530



Anneau de verrouillage.



Semelles compensées



Découvrez la vidéo de mise en place
de la botte Aircast® Airselect™ Elite



Prendre la pointure du patient.



AIRCAS^T

AirSelect™ Standard

Indications :

- **Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.**
- Fracture uni ou bi-malléolaire.
- Fracture du tarse.
- Entorse grave de la cheville.
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Protection par coque intégrale.
- Avec ses 2 cellules pneumatiques, AirSelect™ Standard offre un niveau de maintien modéré.
- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement.
- Prise en compte de l'équilibre controlatéral.
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	≤ 35,5	01EF-XS	3401040686211
S	35,5 - 39,5	01EF-S	3401040686389
M	39,5 - 43	01EF-M	3401040686440
L	43 - 47	01EF-L	3401040686501
XL	> 47	01EF-XL	3401040686679

Accessoires	Code Article	Code ACL/GTIN
Chaussette extensible - Universelle	0129A	-
Housse de protection hygiénique - Ped/S	0130A-PED/S	3401098568958
Housse de protection hygiénique - M/L	0130A-M/L	3401098569030
Housse de protection hygiénique - XL	0130A-XL	3401098569269
Semelles compensées - Droite	01K-R	3401044630562
Semelles compensées - Gauche	01K-L	3401044630333
Anneau de verrouillage Aircast® (sachet de 10 ex)	01P414	3401598586933
Kit diabétique de rechange	01PI-x	-

Prescrire : Aircast® AirSelect™ Standard
Remboursé S.S.
Base de remboursement 64,40€ TTC - L.P.P.R. : 2161530



Prendre la pointure du patient.



AIRCAS^T

AirSelect™ Courte

Indications :

- **Fracture du tarse antérieur.**
- Fracture du métatarse.
- Entorse sévère de l'articulation médio-tarsienne.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Protection par coque intégrale.
- Une cellule antérieure pré-gonflée et deux cellules d'air distales ajustables individuellement.
- Application simple et réglages pratiques qui permettent d'accompagner les évolutions du traumatisme et de l'œdème.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	≤ 35,5	01ES-XS	3401040686730
S	35,5 - 39,5	01ES-S	3401040686969
M	39,5 - 43	01ES-M	3401040687041
L	43 - 47	01ES-L	3401040687102
XL	> 47	01ES-XL	3401040687270

Accessoires	Code Article	Code ACL/GTIN
Chaussette extensible - Universelle	0129A	-
Housse de protection hygiénique - Ped/S	0130A-PED/S	3401098568958
Housse de protection hygiénique - M/L	0130A-M/L	3401098569030
Housse de protection hygiénique - XL	0130A-XL	3401098569269
Semelles compensées - Droite	01K-R	3401044630562
Semelles compensées - Gauche	01K-L	3401044630333
Anneau de verrouillage Aircast® (sachet de 10 ex)	01P414	3401598586933
Kit diabétique de rechange	01PI-x	-

Prescrire : Aircast® AirSelect™ Courte
Remboursé S.S.
Base de remboursement 64,40€ TTC - L.P.P.R. : 2161530



Prendre la pointure
du patient.



Talonnette Universelle

DONJOY

Nextep™ (Version Longue et Courte)

Indications :

Version Longue :

- **Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.**
- Fracture uni ou bi-malléolaire.
- Fracture du tarse.
- Entorse grave de la cheville.
- Entorse du médio-pied,
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

Version courte :

- **Fracture du tarse antérieur.**
- Fracture du métatarse.
- Entorse sévère de l'articulation médio-tarsienne.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (S, M et L).**
- Pompe de gonflage intégrée.
- Coque fermée pour un meilleur maintien.
- Facilite le soin des plaies et l'hygiène.
- Semelle amortissante et anti-dérapante.
- Chausson d'orteils lavable (peut se réassortir).
- Talonnettes à hauteur dégressive pour mise en équin, disponibles sur commande (3 x 2 cm + 1 x 1 cm = 7 cm).
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
S	< 39	79-95273	3401043326961
M	39 - 44	79-95275	3401043327043
L	> 44	79-95277	3401043327104
Shortie - S	< 39	79-95443	3401044095941
Shortie - M	39 - 44	79-95445	3401044096023
Shortie - L	> 44	79-95447	3401044096191
Accessoires	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Talonnette universelle	-	79-95130	3401051378150
Chausson de rechange - Long - S	-	79-95363	-
Chausson de rechange - Long - M	-	79-95365	-
Chausson de rechange - Long - L	-	79-95367	-
Chausson de rechange - Court - S	-	79-95373	-
Chausson de rechange - Court - M	-	79-95375	-
Chausson de rechange - Court - L	-	79-95377	-



Prescrire : Nextep™ DonJoy®
Nextep™ Courte DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 64,40€ TTC - L.P.P.R. : 2161530



Prendre la pointure
du patient.



Talonnette Universelle

DONJOY

Maxtrax[®] (Version Longue et Courte)

Indications :

- Bottes destinées en priorité aux immobilisations avec autorisation de l'appui (partiel ou total).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).
- Entorse grave de la cheville.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Habillage sans couture au talon, n'occasionnant aucune gêne en post-opératoire.
- Semelle large pour plus de confort, de stabilité et d'absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Design favorisant la marche et sangles ajustables.
- Talonnette universelle amovible autorisant l'immobilisation en équin du pied (non livrée avec la botte).
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
S	34 - 37,5	11-1382-2-00000	3401043321300
M	38 - 43,5	11-1382-3-00000	3401043321478
L	44 - 46,5	11-1382-4-00000	3401043321539
XL	≥ 47	11-1382-5-00000	3401043321768
Courte - XS	< 34	11-1384-1-00000	3401043322420
Courte - S	34 - 37,5	11-1384-2-00000	3401043322598
Courte - M	38 - 43,5	11-1384-3-00000	3401043322659
Courte - L	44 - 46,5	11-1384-4-00000	3401043322710
Courte - XL	≥ 47	11-1384-5-00000	3401043322888
Accessoires	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Talonnette universelle	-	79-95130	3401051378150
Kit diabétique de rechange S	-	01PI-S	-
Kit diabétique de rechange M	-	01PI-M	-
Kit diabétique de rechange L	-	01PI-L	-
Kit diabétique de rechange XL	-	01PI-XL	-

Prescrire : Maxtrax[®] DonJoy[®]
Maxtrax[®] Courte DonJoy[®]

Remboursé S.S.

Base de remboursement 64,40€ TTC - L.P.P.R. : 2161530



Prendre la pointure
du patient.



Talonnette Universelle

DONJOY

Maxtrax[®] Air (Version Longue et Courte)

Indications :

- Entorses graves de la cheville.
- Fracture du 1/3 inférieur de la jambe.
- Fracture uni ou bi-malléolaire.
- Fracture du tarse.
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Habillage sans couture au talon.
- Semelle à absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Design favorisant la marche et sangles ajustables.
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	30 - 34	11-1371-1	3401043323489
S	34 - 37,5	11-1371-2	3401043323540
M	38 - 43,5	11-1371-3	3401043323601
L	44 - 46,5	11-1371-4	3401043323779
XL	≥ 47	11-1371-5	3401043323830
Courte - XS	30 - 34	11-1380-1	3401043324080
Courte - S	34 - 37,5	11-1380-2	3401043324141
Courte - M	38 - 43,5	11-1380-3	3401043324202
Courte - L	44 - 46,5	11-1380-4	3401043324370
Courte - XL	≥ 47	11-1380-5	3401043324431
Accessoires	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Talonnette universelle	-	79-95130	3401051378150
Kit diabétique de rechange - S	-	01PI-S	-
Kit diabétique de rechange - M	-	01PI-M	-
Kit diabétique de rechange - L	-	01PI-L	-
Kit diabétique de rechange - XL	-	01PI-XL	-

Prescrire : Maxtrax[®] Air DonJoy[®]
Maxtrax[®] Air Courte DonJoy[®]

Remboursé S.S.

Base de remboursement 64,40€ TTC - L.P.P.R. : 2161530



Prendre la pointure
du patient.



DONJOY

Maxtrax[®] Rom (Version Longue et Courte)

Indications :

- Autorise l'immobilisation de la cheville avec le pied en équin ou en talus (avec étalonnage précis).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).
- Allongement chirurgical du tendon d'Achille.
- Fractures et entorses graves de la cheville.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Habillage sans couture au talon et design favorisant la marche.
- Semelle à absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- Possibilité de régler l'amplitude de 45° de flexion plantaire à 30° de flexion dorsale par incréments de 7,5°.
- Blocage possible à 0°, 7,5°, 15°, 22,5° et 30° de flexion plantaire ou dorsale.
- Sangles ajustables.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	< 34	11-1383-1-00000	3401043321829
S	34 - 37,5	11-1383-2-00000	3401043321997
M	38 - 43,5	11-1383-3-00000	3401043322079
L	44 - 46,5	11-1383-4-00000	3401043322130
XL	≥ 47	11-1383-5-00000	3401043322369
Courte - XS	< 34	79-95352	0888912156165
Courte - S	34 - 37,5	79-95353	0888912040495
Courte - M	38 - 43,5	79-95355	0888912040501
Courte - L	44 - 46,5	79-95357	0888912040518
Courte - XL	≥ 47	79-95358	0888912156158
Accessoires	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Talonnette universelle	-	79-95130	3401051378150
Kit diabétique de rechange	-	O1PI-x	-

Prescrire : Maxtrax[®] Rom DonJoy[®]
Maxtrax[®] Rom Courte DonJoy[®]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 64,40€ TTC - L.P.P.R. : 2161530



Prendre la pointure
du patient.



DONJOY

Maxtrax[®] Rom Air

Indications :

- Autorise l'immobilisation de la cheville avec le pied en équin ou en talus (avec étalonnage précis).
- Rupture du tendon d'Achille (traitement fonctionnel ou chirurgical).
- Allongement chirurgical du tendon d'Achille.
- Fractures et entorses graves de la cheville.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Habillage pneumatique qui se gonfle grâce à une pompe intégrée, pour aider à la réduction de la douleur en favorisant la circulation.
- Habillage sans couture au talon et design favorisant la marche.
- Semelle à absorption de choc.
- Réduction de la pression plantaire.
- Sangles ajustables.
- Montants conformables pour un meilleur ajustement.
- Le design de l'enveloppe pneumatique permet un gonflage équilibré.
- Possibilité de régler l'amplitude de 45° de flexion plantaire à 30° de flexion dorsale par incréments de 7,5°.
- Blocage possible à 0°, 7,5°, 15°, 22,5° et 30° de flexion plantaire ou dorsale.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	< 34	11-1381-1	3401043324660
S	34 - 37,5	11-1381-2	3401043324721
M	38 - 43,5	11-1381-3	3401043324899
L	44 - 46,5	11-1381-4	3401043324950
XL	≥ 47	11-1381-5	3401043325032

Accessoires	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Talonnette universelle	-	79-95130	3401051378150
Kit diabétique de rechange - S	-	O1PI-S	-
Kit diabétique de rechange - M	-	O1PI-M	-
Kit diabétique de rechange - L	-	O1PI-L	-
Kit diabétique de rechange - XL	-	O1PI-XL	-

Prescrire : Maxtrax[®] Rom Air DonJoy[®]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 64,40€ TTC - L.P.P.R. : 2161530



Prendre la pointure
du patient.



PRO CARE

MiniTrax™

Indications :


- Bottes pédiatriques destinées aux lésions traumatiques de la cheville et du pied de l'enfant.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L) .
- MiniTrax™ est la seule botte pédiatrique qui intègre des éléments au design ludique afin de rendre son port moins intimidant. Plus qu'un design enfantin, MiniTrax™ offre de sérieux atouts thérapeutiques.
- Facilité d'application et d'ajustement grâce au système de sangle simple.
- Structure légère avec montants latéraux anatomiques permettant un meilleur ajustement et une protection accrue.
- La semelle à profil bas de la MiniTrax™ dispose d'un revêtement durable et anti-dérapant, résistante aux épreuves du temps et de l'enfance !



Structure légère avec montants latéraux anatomiques permettant un meilleur ajustement et une protection accrue.



La semelle à profil bas de la MiniTrax™ dispose d'un revêtement durable et anti-dérapant, résistante aux épreuves du temps et de l'enfance !



Facilité d'application et d'ajustement grâce au système de sangle simple.



Désignation	Long. Pied	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
S (1 à 2,5 ans)	≤ 15,2 cm	< 25	79-95510	3401521371575
M (2,5 à 5 ans)	15,2 - 17,8 cm	25 - 29	79-95520	3401521371636
L (5 à 8 ans)	17,8 - 20,3 cm	29 - 33	79-95530	3401521371865

Prescrire : Minitrax™ ProCare®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 64,40€ TTC - L.P.P.R. : 2161530



DONJOY

Releveur de Pied

Indications :

- Evite la chute du pied (drop foot) lors de la marche de patients présentant une paralysie des muscles releveurs du pied.
- Paralysie périphérique post-traumatique ou métabolique (diabète...).
- Hémiplégie et autre atteinte neurologique centrale.

Caractéristiques :

- Taille universelle (modèle homme ou femme)
- Spécifier modèle homme ou femme et droite ou gauche.
- Maintient le pied à angle droit.
- Prévient tout déséquilibre latéral.
- Excellente tenue du calcanéum.
- Adaptable par découpe.
- Peut être chauffé pour un ajustement au mollet.

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Droit - Homme	Taille Universelle	79-81150	3401075627418
Gauche - Homme	Taille Universelle	79-81151	3401075627586
Droit - Femme	Taille Universelle	79-81160	3401075627647
Gauche - Femme	Taille Universelle	79-81161	3401075627708

Prescrire : Releveur de pied DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 76,22€ TTC - L.P.P.R. : 2122138



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.



AIRCAST

PodaLib®

Indications :

- Déficiences ou paralysie des muscles releveurs de pied, dues à des lésions neurologiques.
- Permet de compenser les déficits des muscles releveurs de pied, ou, dans certains cas, des muscles fibulaires. Permet de maintenir le pied à angle droit, de prévenir le déséquilibre latéral, sans contraindre les mouvements. Permet d'améliorer la capacité de marche.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de XS à L).
- La guêtre et la sangle élastique ajustable aident à maintenir le pied à angle droit.
- Design léger et discret favorisant une démarche naturelle.
- Peut être porté avec tout type de chaussures ou pied nu.
- Facilité d'application et possibilité de mise en place d'une seule main (pour les patients hémiplegiques).
- Modèle bilatéral.



Guêtre de cheville

- Découpe anatomique.
- Maintien et support de la cheville.
- Coussinet mousse postérieur pour un confort et une protection accrue.



Sangle élastique ajustable

- Permet de régler la tension et l'angle du pied selon les besoins.

Boucles de verrouillage

- Pour déterminer la tension de la sangle élastique et l'angle de correction une fois pour toute (sauf exception).
- Il est toutefois possible de modifier ce réglage si nécessaire.

Crochet d'Ancrage

- S'adapte à tout type de chaussures munies de lacets, œillets, boucles...
- Ou se fixe grâce au système d'attache (plaque & rivet) pour les chaussures sans point d'ancrage ou avec un lacage non adapté.
- Se fixe au manchon de pied pour un port pied nu.



Manchon de pied

- Pour port pied nu et pour nager.
- Ajustable selon la taille de l'avant-pied.

Matériaux Confortables

- Tissu respirant, micro-alvéolé, souple et résistant.



- Livré avec un filet de transport et/ou de lavage.



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Aircast[®] PodaLib[®]



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Aircast[®] PodaLib[®] sur un pied nu



Découvrez la vidéo des points importants de l'Aircast[®] PodaLib[®]

Aircast[®] PodaLib[®] s'adapte à tout type de chaussures ou pied nu (accessoires) :












Désignation	Circ. Cheville	Haut. Guêtre	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	13 - 19 cm	10 cm	82-0013-1	3401081517734
S	13 - 20 cm	13 cm	82-0013-2	3401060113537
M	20 - 27 cm	13 cm	82-0013-3	3401060113544
L	27 - 34 cm	13 cm	82-0013-4	3401060113551


Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
3 rivets et 3 plaque Aircast [®] PodaLib [®]	82-0019	0190446269564
1 sangle et 1 crochet Aircast [®] PodaLib [®]	82-0021	0190446274551

Prescrire : Aircast[®] PodaLib[®]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 76,22€ TTC - L.P.P.R. : 2122138

Accessoires Bottes d'Immobilisation

		Housse de Protection Hyg�nrique	Semelles Compens�es	Anneau de Verrouillage AirCast®	Chaussette Extensible - Universelle	Kit Diab�tique de rechange	Talonnette Universelle	Chausson de Rechange
AirSelect™ Elite Page 23		●	●	●	●	●		
AirSelect™ Standard Page 24		●	●	●	●	●		
AirSelect™ Courte Page 24		●	●	●	●	●		
Nextep™ Page 25							●	●
Maxtrax® Page 26						●	●	
Maxtrax® Air Page 27						●	●	
Maxtrax® Rom Page 28						●	●	
Maxtrax® Rom Air Page 28						●	●	
Minitrax™ Page 29								



Pied

- Chaussures Post-Op
- Gamme CHUT
- Chaussures de confort

Chaussures Post-Opératoires




Les 26 os du pied reliés par 16 articulations constituent une mécanique complexe capable de supporter et d'amortir le poids du corps, de servir de levier de propulsion lors de la marche ou de la course, et d'adapter le contact du corps au sol, notamment en terrain accidenté.

Volontier volumineux après un traumatisme ou une intervention chirurgicale, l'œdème du pied est long à se résorber et peut ralentir la convalescence.

Les chaussures post-opératoires autorisent une déambulation précoce en protégeant les structures fragilisées par l'acte chirurgical, ce qui favorise la résorption de l'œdème et raccourcit la durée de la réadaptation.

Le saviez-vous ?

- L'hallux valgus est une pathologie essentiellement féminine puisqu'elle touche 95% de femmes. Dans une large majorité de cas, c'est après 40 ans que débute la déformation du gros orteil.
- Contrairement au pied égyptien, le pied grec (deuxième orteil plus long que l'hallux) contrarie la déviation du gros orteil, ce qui rend l'hallux valgus moins fréquent chez les femmes ayant des pieds grecs.
- La voûte plantaire possède un réseau de petits vaisseaux sanguins extrêmement dense dont les pressions répétées lors de la marche participent activement au retour veineux.



• **Les Chaussures Post-Opératoires** permettent le chaussage des pieds volumineux et/ou douloureux. Elles sont indiquées après les interventions chirurgicales du pied (hallux valgus...) et les traumatismes de l'avant-pied (métatarsiens, orteils...) en réduisant ou en supprimant les contraintes mécaniques sur la partie antérieure du pied et des orteils. Des pansements même volumineux peuvent prendre place dans le chaussant, ce qui permet de préserver une marche satisfaisante, nécessaire pour améliorer la circulation sanguine.

• **Chaussures à Usage Temporaire (CHUT)** : chaussures légères à volume variable autorisant la marche lorsque le chaussage avec des chaussures de ville n'est pas possible. Certaines pathologies vasculaires, neurologiques, traumatiques ou métaboliques comme le diabète peuvent nécessiter le recours à des CHUT qui permettent de conserver l'autonomie de marche chez des personnes souvent fragilisées.

• **Chaussures de confort** : favorise le maintien ou le recouvrement de la mobilité chez les personnes souffrant de pathologies du pied ou ayant subi un traumatisme.

Chaussures Post-Opératoires

**Podalight™**
Page 36**Podalux™**
Page 37**PodaHeel™**
Page 38**PodaPro™**
Page 39**Chaussure pour plâtre**
Page 40**Hallufix®**
Page 40

Chirurgie Hallux valgus	•	•		•		•
Cédème et plaies de l'avant pied	•	•		•		
Chirurgie du syndrome de Morton	•	•		•		
Maux perforants plantaires				•		
Fracture stable métatarse et orteils				•		
Fractures et fissures calcanéennes			•			
Plaies et ulcères talonniers			•			
Bursites			•			

Gamme CHUT

**New Diane**
Page 44**Rejilla**
Page 45**Venus**
Page 45**Soa**
Page 46**Pat**
Page 46**Brice**
Page 47**Adonis**
Page 47

Hallux Valgus	•	•	•	•	•	•
Pieds bandés	•					
Pied oedémateux	•				•	
Pied diabétique						•

**Arlequin Sand**
Page 48**Cotton**
Page 48**Franki**
Page 49**Gary**
Page 49**Hélios**
Page 50**Wallaby**
Page 50

Hallux Valgus		•		•		
Pieds bandés			•		•	
Pied oedémateux		•	•	•	•	
Pied diabétique	•					•

Chaussures de confort

**Performance**
Page 53**William**
Page 53**Refresh**
Page 54**Merry Jane**
Page 54

Epine calcanéenne	•		•		
Tendinite du tendon d'Achille	•	•	•		•
Fasciite plantaire	•	•	•		•
Pieds diabétiques et neuropathies	•	•	•		•
Syndrome de Morton	•	•	•		•
Arthrose et Arthrite rhumatoïde	•	•	•		•



Prendre la pointe
du patient.



Chaussette d'orteils amovible.

DONJOY

Podalight™

Indications :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocole mini-invasif).
- Protection des structures articulaires et péri-articulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Œdème et plaies de l'avant-pied rendant le chaussage impossible.
- Protection et maintien du pied, des orteils et de l'avant-pied en position adéquate durant la rééducation.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de S à XXXL).
- Semelle de forme ergonomique, plus légère que la version classique (Podalux™).
- Semelle à rigidité modulable (2 niveaux distincts) : le cambion amovible permet de moduler la rigidité de la semelle, pour s'adapter aux différentes phases de rééducation et favoriser la reprise d'une foulée naturelle.
- L'utilisation du cambion rigide autorise un déroulement progressif du pas, évite toute flexion des articulations métatarsiennes et permet une augmentation de la stabilité.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Chaussure large, ouverte, adaptable au volume du pied et pouvant accommoder tout type de pansements.
- Chaussette d'orteils amovible.
- Facilité de mise en place et d'ajustement grâce aux 2 lanières de fermeture auto-agrippantes.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
S	35-36	82-0248-1	3401563531074
M	37-38	82-0248-2	3401563531135
L	39-40	82-0248-3	3401563531364
XL	41-42	82-0248-4	3401563531425
XXL	43-45	82-0248-5	3401563531654
XXXL	46-48	82-0248-6	3401563531593



Prescrire : Podalight™ DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC - L.P.P.R. : 2183855



Prendre la pointure
du patient.



Chaussette d'orteils amovible.

DONJOY

PodaluxTM

Indications :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocole mini-invasif).
- Protection des structures articulaires et péri-articulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Œdème et plaies de l'avant-pied rendant le chaussage impossible.
- Protection et maintien du pied, des orteils et de l'avant-pied en position adéquate durant la rééducation.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de S à XXL).
- Le cambrion amovible permet de moduler la rigidité de la semelle, pour s'adapter aux différentes phases de rééducation et favoriser la reprise d'une foulée naturelle.
- L'utilisation du cambrion rigide autorise un déroulement progressif du pas, évite toute flexion des articulations métatarsiennes et permet une augmentation de la stabilité.
- Semelle de forme ergonomique pour une tenue talonnière optimisée, avec un rebord pour la protection de l'avant-pied et des orteils et une structure en forme de « tampon de buvard » facilitant le passage du pas.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Chaussure large, ouverte, adaptable au volume du pied et pouvant accommoder tout type de pansements.
- Chaussette d'orteils amovible.
- Facilité de mise en place et d'ajustement grâce aux 2 lanières de fermeture auto-agrippantes.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
S	35 - 36	CPO-S	3401046370596
M	37 - 38	CPO-M	3401046370657
L	39 - 40	CPO-L	3401046370718
XL	41 - 42	CPO-XL	3401046370886
XXL	43 - 45	CPO-XXL	3401046370947



Prescrire : PodaluxTM DonJoy[®]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC - L.P.P.R. : 2183855

Nouveauté



Prendre la pointure
du patient.



DONJOY

PodaHeel™

Indications :

Chaussure à décharge talonnière pour :

- **Fractures et fissures calcanéennes.**
- Escarre perforant.
- Plaies et ulcères talonniers.
- Bursites.
- Phase aiguë du diabète.

Caractéristiques :

- **Disponible en 4 tailles (de S à XL).**
- La semelle antérieure carrée protège les orteils des chocs.
- La mousse interne apporte un excellent confort du patient.
- Le design de la semelle à angle de plus ou moins 10° réduit la pression sur le talon.
- La semelle très résistante permet un support et une sécurité accrus.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Large sangle de fermeture, amovible et facile à ajuster.
- Doublure compensée pour un meilleur confort.
- S'ouvre entièrement.
- **Modèle bilatéral.**



S'ouvre entièrement



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
S	36-39	82-0031-1	0190446264040
M	39-42	82-0031-2	0190446264057
L	42-45	82-0031-3	0190446264064
XL	45-48	82-0031-4	0190446264071

Prescrire : PodaHeel™ DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 30,49€ TTC - L.P.P.R. : 2183855



Prendre la pointure
du patient.



DONJOY

PodaPro™

Indications :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocoles Scarf, Chevron).
- Protection des structures articulaires et péri-articulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Maux perforants plantaires.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Semelle à bout carré et antidérapante.
- Structure en caoutchouc et mousse avec semelle compensée au niveau du talon.
- Angle au talon facilitant le déroulement du pas.
- Stabilité accrue grâce à la large surface de la semelle en contact avec le sol.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Le design de la semelle permet de réduire la pression à l'avant du pied et de maintenir le poids en arrière des articulations métatarsiennes.
- La semelle interne est amovible et composée de deux couches successives : mousse compacte et mousse souple.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



S'ouvre entièrement

Prescrire : PodaPro™ DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC - L.P.P.R. : 2183855



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	≤ 37	82-0247-1	3401563531715
S	37-39	82-0247-2	3401563531883
M	39-42	82-0247-3	3401563531944
L	42-44	82-0247-4	3401563532026
XL	> 44	82-0247-5	3401563532255



Mesurer la longueur du pied jusqu'au bout des orteils et la largeur du plâtre sous le pied.

DONJOY

Chaussure pour plâtre

Indications :

- Autorise un appui sécuritaire (réduction de la glissade) malgré une immobilisation réalisée avec un plâtre traditionnel.

Caractéristiques :

- Disponible en 9 tailles (de XXXS à XL).
- Semelle anti-dérapante.
- Protection des plâtres lors des déplacements.
- Fermeture par sangles auto-agrippantes sur le talon et le dessus du pied.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Pied	Larg. Plâtre	Code Article	Code ACL/GTIN
XXXS*	11,5 cm	6,35 cm	79-81110	3401048404879
XXS*	14 cm	7,6 cm	79-81111	3401048426123
XS	18,5 cm	8,9 cm	79-81112	3401079295842
S	23,5 cm	10,8 cm	79-81113	3401079295903
S/M	26,5 cm	11,4 cm	79-81114	3401079296092
M	27,25 cm	12 cm	79-81115	3401079296153
M/L	30,5 cm	12,7 cm	79-81116	3401079296214
L	31,75 cm	13,3 cm	79-81117	3401079296382
XL	34,3 cm	15,25 cm	79-81118	3401079296443

*XXXS et *XXS : uniquement coloris bleu avec motifs



Modèle Pédiatrique (XXXS et XXS)

**Prescrire : Chaussure pour plâtre DonJoy®
Non Remboursé S.S.**



Prendre la pointure du patient.

AIRCAS^T

Hallufix[®]

Indications :


- **Hallux Valgus (oignon).**
- Corrige la déviation du gros orteil.
- Thérapie préventive et post-opératoire.
- Raccourcit le temps de rééducation.
- Diminue le risque d'arthrose.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (Small, Medium et Large).
- Permet de maintenir la mobilité du pied.
- S'adapte à tous types de chaussures confortables.
- **Modèle bilatéral.**



Hallux Valgus sans attelle



Correction Hallux Valgus avec attelle Hallufix[®]

Désignation	Pointure	Code article	Code ACL/GTIN
Small	34 - 36	82-03S	3401060109509
Medium	36 - 42	82-03H	3401053655976
Large	41 - 46	82-03L	3401060109516

**Prescrire : Aircast[®] Hallufix[®]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 18,43€ TTC - L.P.P.R. : 2109534**

Pied



- Gamme CHUT

La société Dr. Comfort®, spécialisée dans le domaine des chaussures pour pieds diabétiques, a développé une gamme qui allie élégance, confort et qualité. Elle a pour but de soulager de nombreux troubles touchant les pieds et participe à l'amélioration de la santé des pieds et des jambes.

Les Chaussures à Usage Temporaire (CHUT) sont des dispositifs médicaux prescrits par votre médecin.



- ✓ Qualité
- ✓ Confort
- ✓ Élégance

Chaussures à Usage Temporaire

Gamme CHUT



Dr. Comfort® CHUT New Diane

Ces chaussures à volume variable permettent de prendre le relais des chaussures classiques dans le cas de pathologies diabétiques, rhumatologiques, neurologiques, vasculaires et traumatiques.

Garantie 3 mois

Usage temporaire

Conforme à la réglementation

Votre reprise de la marche se fera dans un confort total afin de soulager ou cicatriser votre pied.

Pour être certifiées, les CHUT doivent répondre à un cahier des charges spécifiques : tests réalisés sur chacune de nos chaussures avant leur mise sur le marché par un organisme indépendant.



Les modèles CHUT Dr. Comfort® sont :

- ✓ Lavables en machine (programme délicat 30°).



- ✓ Semelle amortissante, amovible et anti-dérapante (sauf modèle BRICE).



- ✓ Composées d'un fil d'argent pur à 99,9%, et de Bambou, garantissant des propriétés antibactériennes et antistatiques. Ces matériaux naturels & respirants permettent d'évacuer la chaleur en excès et maintient les pieds au frais en été & au chaud en hiver.



Le saviez-vous ?

L'utilisation combinée du Bambou et du fil d'argent a été cliniquement prouvée dans la réduction de la prolifération bactérienne responsable des infections Vs un textile coton*.



Bactéries	Quantité inoculée au départ	Résultat Coton Sanitized Après 4 jours	Résultat Bambou Argent Dr. Comfort après 4 jours
Staphylococcus aureus	180.000	2.100.000	3.000
Klebsiella pneumoniae	150.000	2.400.000	<20

*Test comparatif réalisé par un laboratoire accrédité (AITE^X Textile Research Institute) selon la norme ISO 20743:2013-PTO.8.1 relative à l'activité antibactérienne des produits textiles.



Dr. Comfort® CHUT Hélios

Tableau récapitulatif Gamme CHUT

MODÈLES	INDICATIONS PATHOLOGIES	TAILLAGE NORMAL	TAILLAGE GRAND	CAS PARTICULIERS (Pansements volumineux, pieds enflés)
NEW DIANE > du 35 au 42  <small>Existe en Bleu Marine</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Post-opératoire • Orteils en griffe • Insuffisance veineuse sévère 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
REJILLA > du 35 au 42 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallux Valgus • Pieds déformés • Séquelles post-traumatique 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
VENUS > du 35 au 42 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallux Valgus • Séquelles post-traumatique • Arthrose 	Prendre la pointure habituelle du patient		Prendre une pointure au-dessus
SOA > du 36 au 43 	<ul style="list-style-type: none"> • Cou-de-pieds forts • Pieds déformés, volumineux • Arthrose • Pieds diabétiques 	Prendre la pointure habituelle du patient		
PAT > du 39 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Cou-de-pieds forts • Pieds déformés, volumineux • Arthrose • Pieds diabétiques 	Prendre la pointure habituelle du patient		
BRICE > du 39 au 46 	<ul style="list-style-type: none"> • Orteils en griffe • Orteils en marteau 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
ADONIS > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Pieds diabétiques • Pieds déformés • Neuropathie 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
ARLEQUIN > du 36 au 43 	<ul style="list-style-type: none"> • Pieds diabétiques • Troubles métaboliques • Troubles inflammatoires • Arthrose 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
COTTON > du 36 au 46 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallux Valgus • Pieds déformés, volumineux • Œdèmes • Cou-de-pieds forts 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
FRANKI > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Post-opératoire • Orteils en marteau 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
GARY > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Arthrose • Maladie métabolique • Troubles de la statique • Stabilité réduite 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
HELIOS > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Post-opératoire • Post-traumatique • Cou-de-pieds forts • Lymphœdèmes 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient
WALLABY > du 36 au 48 	<ul style="list-style-type: none"> • Pieds diabétiques • Séquelles post-opératoires • Cou-de-pieds forts 		Prendre 1 pointure en-dessous	Prendre la pointure habituelle du patient

Toutes les chaussures bénéficient d'une semelle souple, amortissante ou anti-dérapante.

Chaussures lavables en machine à 30°, composition fibres de bambou/fil d'argent.

Sauf modèles Soa, Pat et Brice.



Prendre la pointure
du patient.



New Diane



Indications :

- **Post-opératoire.**
- Orteils en griffe.
- Insuffisance veineuse sévère.

Caractéristiques :

- **Pointures disponibles : 35 au 42.**
- Utilisation en post-opératoire.
- Chaussure grand confort ouverte avec deux bandes auto-agrippantes.
- Textile nid d'abeille.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle amovible.
- Lavable en machine à 30°C.
- Coloris beige ou bleu marine.
- **Modèle Femme.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
New Diane Beige	35	213F-35	3401040131469
New Diane Beige	36	213F-36	3401040131520
New Diane Beige	37	213F-37	3401040131698
New Diane Beige	38	213F-38	3401040131759
New Diane Beige	39	213F-39	3401040131810
New Diane Beige	40	213F-40	3401040131988
New Diane Beige	41	213F-41	3401040132060
New Diane Beige	42	213F-42	3401040132121
New Diane Bleu Marine	35	213M-35	3401081473467
New Diane Bleu Marine	36	213M-36	3401081473528
New Diane Bleu Marine	37	213M-37	3401081473696
New Diane Bleu Marine	38	213M-38	3401081473757
New Diane Bleu Marine	39	213M-39	3401081473818
New Diane Bleu Marine	40	213M-40	3401081473986
New Diane Bleu Marine	41	213M-41	3401081474068
New Diane Bleu Marine	42	213M-42	3401081474129

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le taillage.



Prescrire : CHUT New Diane Dr. Comfort®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740



Prendre la pointure du patient.



Rejilla

Indications :

- Hallux Valgus.
- Pieds déformés.
- Séquelles post-traumatiques.

Caractéristiques :

- Pointures disponibles : 35 au 42.
- Chaussure très confortable, munie d'une seule bande auto-agrippante et d'une semelle dimensionnée pour accueillir les pieds larges.
- Matière nid d'abeille.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- **Modèle Femme.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Rejilla Noir	35	203F-35	3401040134941
Rejilla Noir	36	203F-36	3401040135023
Rejilla Noir	37	203F-37	3401040135191
Rejilla Noir	38	203F-38	3401040135252
Rejilla Noir	39	203F-39	3401040135313
Rejilla Noir	40	203F-40	3401040135481
Rejilla Noir	41	203F-41	3401040135542
Rejilla Noir	42	203F-42	3401040135603

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le tailleage.



Prendre la pointure du patient.



Venus

Indications :

- Hallux Valgus.
- Séquelles post-traumatiques.
- Arthrose.

Caractéristiques :

- Pointures disponibles : 35 au 42.
- Chaussure grand confort composée d'une bande auto-agrippante de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Tissu souple.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- **Modèle Femme.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Venus Bordeaux	35	303F-35	3401040129169
Venus Bordeaux	36	303F-36	3401040129220
Venus Bordeaux	37	303F-37	3401040129398
Venus Bordeaux	38	303F-38	3401040129459
Venus Bordeaux	39	303F-39	3401040129510
Venus Bordeaux	40	303F-40	3401040129688
Venus Bordeaux	41	303F-41	3401040129749
Venus Bordeaux	42	303F-42	3401040129800

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le tailleage.



Prescrire : CHUT Rejilla Dr. Comfort*

Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740

Prescrire : CHUT Venus Dr. Comfort*

Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740

Nouveauté



Prendre la pointure du patient.



Soa

Indications :

- **Cou-de-pieds forts.**
- Pieds déformés, volumineux.
- Arthrose.
- Pieds diabétiques.

Caractéristiques :

- **Pointures disponibles : 36 au 43.**
- Parfaite pour un port de tous les jours.
- Chaussure confort d'extérieur avec ouverture par bande auto-agrippante.
- Revêtement en cuir et en lycra recouvert.
- Intérieur textile doux composé d'un fil d'argent pur.
- Semelle amovible.
- **Modèle Femme.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Soa Noir	36	82-0024-36	0190446280323
Soa Noir	37	82-0024-37	0190446278412
Soa Noir	38	82-0024-38	0190446278429
Soa Noir	39	82-0024-39	0190446278436
Soa Noir	40	82-0024-40	0190446278443
Soa Noir	41	82-0024-41	0190446278450
Soa Noir	42	82-0024-42	0190446278467
Soa Noir	43	82-0024-43	0190446278474

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le taillage.



Prescrire : CHUT Soa Dr. Comfort®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740

Nouveauté



Prendre la pointure du patient.



Pat

Indications :

- **Cou-de-pieds forts.**
- Pieds déformés, volumineux.
- Arthrose.
- Pieds diabétiques.

Caractéristiques :

- **Pointures disponibles : 39 au 48.**
- Parfaite pour un port de tous les jours
- Chaussure confort d'extérieur avec ouverture par bande auto-agrippante.
- Tige 100% cuir.
- Intérieur textile doux composé d'un fil d'argent pur.
- Semelle amovible.
- **Modèle Homme.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Pat Noir	39	82-0025-39	0190446278481
Pat Noir	40	82-0025-40	0190446278498
Pat Noir	41	82-0025-41	0190446278504
Pat Noir	42	82-0025-42	0190446278511
Pat Noir	43	82-0025-43	0190446278528
Pat Noir	44	82-0025-44	0190446278535
Pat Noir	45	82-0025-45	0190446278559
Pat Noir	46	82-0025-46	0190446278566
Pat Noir	47	82-0025-47	0190446278573
Pat Noir	48	82-0025-48	0190446278580

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le taillage.



Prescrire : CHUT Pat Dr. Comfort®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740



Prendre la pointure du patient.



Brice

Indications :

- Orteils en griffe.
- Orteils en marteau.

Caractéristiques :

- **Pointures disponibles : 39 au 46.**
- Chaussure en matière mémoire de forme sur l'avant du pied afin de soulager les pieds déformés ou douloureux.
- Fermeture auto-agrippante réglable.
- Talon renforcé et semelle large antidérapante pour une meilleure stabilité.
- Lavable en machine à 30°C.
- **Modèle Homme.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Brice Noir	39	5189-39	3401040122245
Brice Noir	40	5189-40	3401040122306
Brice Noir	41	5189-41	3401040122474
Brice Noir	42	5189-42	3401040122535
Brice Noir	43	5189-43	3401040122764
Brice Noir	44	5189-44	3401040122825
Brice Noir	45	5189-45	3401040122993
Brice Noir	46	5189-46	3401040123075

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le taillage.



Prescrire : CHUT Brice Dr. Comfort®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740

EXTENSIBLE



Prendre la pointure du patient.



Adonis

Indications :

- **Pieds diabétiques.**
- Pieds déformés.
- Neuropathie.

Caractéristiques :

- **Pointures disponibles : 36 au 48.**
- Chaussure grand confort composée d'une bande auto-agrippante de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans couture.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- **Modèle Mixte.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Adonis Noir	36	210U-36	3401040129978
Adonis Noir	37	210U-37	3401040130059
Adonis Noir	38	210U-38	3401040130110
Adonis Noir	39	210U-39	3401040130288
Adonis Noir	40	210U-40	3401040130349
Adonis Noir	41	210U-41	3401040130400
Adonis Noir	42	210U-42	3401040130578
Adonis Noir	43	210U-43	3401040130639
Adonis Noir	44	210U-44	3401040130868
Adonis Noir	45	210U-45	3401040130929
Adonis Noir	46	210U-46	3401040131001
Adonis Noir	47	210U-47	3401040131179
Adonis Noir	48	210U-48	3401040131230

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le taillage.



Prescrire : CHUT Adonis Dr. Comfort®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740



Prendre la pointure
du patient.



Arlequin Sand

Indications :

- Pieds diabétiques.
- Troubles métaboliques.
- Troubles inflammatoires.
- Arthrose.

Caractéristiques :

- Pointures disponibles : 36 au 43.
- Idéal pour les pieds larges.
- Chaussure grand confort avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans couture.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- **Modèle Mixte.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Arlequin Sand Bleu	36	305F-36	3401040128100
Arlequin Sand Bleu	37	305F-37	3401040128278
Arlequin Sand Bleu	38	305F-38	3401040128339
Arlequin Sand Bleu	39	305F-39	3401040128568
Arlequin Sand Bleu	40	305F-40	3401040128629
Arlequin Sand Bleu	41	305F-41	3401040128797
Arlequin Sand Bleu	42	305F-42	3401040128858
Arlequin Sand Bleu	43	305F-43	3401040128919

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le taillage.



Prescrire : CHUT Arlequin Sand Dr. Comfort[®]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740



Prendre la pointure
du patient.



Cotton

Indications :

- Hallux Valgus.
- Pieds déformés, volumineux.
- Œdèmes.
- Cou-de-pieds forts.

Caractéristiques :

- Pointures disponibles : 36 au 46.
- Chaussure très confortable, munie de deux bandes auto-agrippantes de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle souple et amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- **Modèle Mixte.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Cotton Noir	36	306U-36	3401574099334
Cotton Noir	37	306U-37	3401574156617
Cotton Noir	38	306U-38	3401574156785
Cotton Noir	39	306U-39	3401574156846
Cotton Noir	40	306U-40	3401574189783
Cotton Noir	41	306U-41	3401574220462
Cotton Noir	42	306U-42	3401574236722
Cotton Noir	43	306U-43	3401081525258
Cotton Noir	44	306U-44	3401081525319
Cotton Noir	45	306U-45	3401081525487
Cotton Noir	46	306U-46	3401081525548

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le taillage.



Prescrire : CHUT Cotton Dr. Comfort[®]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740



Prendre la pointure du patient.



Franki

Indications :

- Utilisation en post-opérateur.
- Orteils en marteau.

Caractéristiques :

- Pointures disponibles : 36 au 48.
- Idéal pour les gros pansements.
- Chaussure basse composée de deux bandes auto-agrippantes, l'une sur le cou-de-pied et l'autre au talon pour un enfilage très aisé.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Franki Bleu	36	310U-36	3401040132640
Franki Bleu	37	310U-37	3401040132701
Franki Bleu	38	310U-38	3401040132879
Franki Bleu	39	310U-39	3401040133821
Franki Bleu	40	310U-40	3401040133999
Franki Bleu	41	310U-41	3401040134071
Franki Bleu	42	310U-42	3401040134132
Franki Bleu	43	310U-43	3401040134361
Franki Bleu	44	310U-44	3401040134422
Franki Bleu	45	310U-45	3401040134590
Franki Bleu	46	310U-46	3401040134651
Franki Bleu	47	310U-47	3401040134712
Franki Bleu	48	310U-48	3401040134880

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le tailleage.



Prescrire : CHUT Franki Dr. Comfort[®]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740



Prendre la pointure du patient.



Gary

Indications :

- Arthrose.
- Maladie métabolique.
- Troubles de la statique.
- Stabilité réduite.

Caractéristiques :

- Pointures disponibles : 36 au 48.
- Chaussure très confortable, munie de bandes auto-agrippantes avant et arrière.
- Tissu souple.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle souple et amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- Modèle Mixte.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Gary Noir	36	308U-36	3401574239273
Gary Noir	37	308U-37	3401574239334
Gary Noir	38	308U-38	3401574239563
Gary Noir	39	308U-39	3401574239624
Gary Noir	40	308U-40	3401574239792
Gary Noir	41	308U-41	3401574239914
Gary Noir	42	308U-42	3401574240163
Gary Noir	43	308U-43	3401574240224
Gary Noir	44	308U-44	3401574240392
Gary Noir	45	308U-45	3401574240453
Gary Noir	46	308U-46	3401574257772
Gary Noir	47	308U-47	3401574258083
Gary Noir	48	308U-48	3401574270269

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le tailleage.



Prescrire : CHUT Gary Dr. Comfort[®]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740



Prendre la pointure
du patient.



Hélios

Indications :

- Utilisation en post-opératoire.
- Post-traumatique.
- Cou-de-pieds forts.
- Lymphœdème.

Caractéristiques :

- Pointures disponibles : 36 au 48.
- Chaussure munie d'une bande auto-agrippante avant et d'une fermeture arrière zippée permettant une ouverture plus profonde.
- Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Semelle souple amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- **Modèle Mixte.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Hélios Noir	36	301U-36	3401574238214
Hélios Noir	37	301U-37	3401574238382
Hélios Noir	38	301U-38	3401574238443
Hélios Noir	39	301U-39	3401574238504
Hélios Noir	40	301U-40	3401574238672
Hélios Noir	41	301U-41	3401574238733
Hélios Noir	42	301U-42	3401574239044
Hélios Noir	43	301U-43	3401574239105
Hélios Noir	44	301U-44	3401574237323
Hélios Noir	45	301U-45	3401574237491
Hélios Noir	46	301U-46	3401574237552
Hélios Noir	47	301U-47	3401574237613
Hélios Noir	48	301U-48	3401574237903

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le tailleage.



Prescrire : CHUT Hélios Dr. Comfort[®]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740



Prendre la pointure
du patient.



Wallaby

Indications :

- Pieds diabétiques.
- Sequelles post-opératoires.
- Cou-de-pieds forts.

Caractéristiques :

- Pointures disponibles : 36 au 48.
- Chaussure grand confort avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.
- Sans couture.
- Semelle amortissante.
- Lavable en machine à 30°C.
- **Modèle Mixte.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Wallaby Noir	36	307U-36	3401040126786
Wallaby Noir	37	307U-37	3401040126847
Wallaby Noir	38	307U-38	3401040126908
Wallaby Noir	39	307U-39	3401040127097
Wallaby Noir	40	307U-40	3401040127158
Wallaby Noir	41	307U-41	3401040127219
Wallaby Noir	42	307U-42	3401040127387
Wallaby Noir	43	307U-43	3401040127448
Wallaby Noir	44	307U-44	3401040127509
Wallaby Noir	45	307U-45	3401040127677
Wallaby Noir	46	307U-46	3401040127738
Wallaby Noir	47	307U-47	3401040127967
Wallaby Noir	48	307U-48	3401040128049

Se référer au tableau récapitulatif gamme CHUT page 43 pour le tailleage.



Prescrire : CHUT Wallaby Dr. Comfort[®]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 30,49€ TTC l'unité / 60,98€ TTC la paire
L.P.P.R. : 2166740



Chaussures de confort

Basées sur plus de 25 ans d'expériences en matière de conception de chaussures et avec la collaboration de podiatres certifiés, nos chaussures sont fabriquées avec des matériaux de 1^{ère} qualité.

Notre priorité : protéger les pieds de vos patients.

CHAUSSURES POST-OP
GAMME CHUT

Chaussures de confort



Douleur au talon

La douleur au talon (ou « talalgie ») est généralement issue de l'inflammation des tissus mous au niveau du calcanéum (os du talon). Cette douleur peut se situer à l'arrière du talon, ou sous le talon. La meilleure façon de réduire la douleur au talon est de porter une chaussure confortable à semelle épaisse. Cela assure une absorption des chocs et un bon soutien de la voûte plantaire.

Arthrose du pied et polyarthrite rhumatoïde

L'arthrose est une maladie dégénérative affectant le cartilage qui permet aux articulations de bouger librement. Au niveau du pied, l'arthrose est très gênante et un gonflement peu survenir lors de la marche ou après une station debout prolongée. Les chaussures de confort sont recommandées : le bout de chaussure élargi atténue la pression sur les orteils et le rembourrage de la semelle offre un confort et une protection supplémentaires.

Tendinite du tendon d'Achille

Le tendon d'Achille est une fibre ligamentaire reliant le calcanéum au muscle du mollet. Son élasticité est sollicitée à chaque pas et diminue avec l'âge. Une sur-sollicitation entraîne une inflammation, ou tendinite. Pour soulager la douleur, il est conseillé de porter des chaussures qui élèvent légèrement le talon et qui possède une semelle souple.

Fasciite plantaire

La fasciite plantaire vient d'un étirement ou d'une rupture de la fibre ligamentaire qui relie l'os du talon aux orteils. Cet étirement peut être le fait de :

- Augmentation du niveau d'activité
- Port de chaussures non adaptées
- Surpoids
- Les pieds plats
- Station debout prolongée
- Age de la personne

Si la fasciite plantaire n'est pas traitée, une épine calcanéenne, (ou « épine de Lenoir »), peut apparaître. Les chaussures de soutien qui traitent des problèmes de voûte plantaire et assurent un bon maintien au niveau du talon participent au soulagement des fasciites plantaires.

Diabète

Le diabète entraîne :

- Une détérioration des nerfs périphériques (neuropathies) qui signifie la réduction de la sensation des extrémités : le patient ne ressent pas de douleur lorsqu'il se blesse.
- Une réduction de la circulation sanguine qui peut rendre difficile la cicatrisation des blessures et favoriser des infections.

La moindre blessure, entaille ou bosse de personnes souffrant de diabète peut avoir de graves conséquences. Les chaussures Dr. Comfort® ont une largeur et une profondeur supplémentaires pour atténuer la pression sur les pieds enflés, oignons, orteils en marteau, etc. et assurer un confort optimal. Ces chaussures légères, soutiennent et protègent les pieds du patient et l'aident à rester actif.

Nouveauté



Prendre la pointure du patient.



Performance

Indications :

- **Epine calcanéenne.**
- Tendinite du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathies.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.

Caractéristiques :

- **Pointures disponibles : 39 au 48.**
- Couleur Gris/Noir.
- Chaussure de confort offrant soutien et légèreté pour la pratique sportive.
- Haute stabilisation de la voûte plantaire.
- Patient actif.
- Maillage supérieur unique avec son système de lacet sans élastique.
- Semelle rigide.
- **Modèle Homme.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Performance gris/noir	39	7610-M-06.0	0888912372879
Performance Gris/noir	40	7610-M-07.0	0888912372893
Performance Gris/noir	41	7610-M-08.0	0888912372916
Performance Gris/noir	42	7610-M-09.0	0888912372930
Performance Gris/noir	43	7610-M-10.0	0888912372954
Performance Gris/noir	44	7610-M-10.5	0888912372961
Performance Gris/noir	45	7610-M-11.5	0888912372985
Performance Gris/noir	46	7610-M-12.0	0888912372992
Performance Gris/noir	47	7610-M-13.0	0888912373005
Performance Gris/noir	48	7610-M-14.0	0888912373012

Prescrire : Performance Dr. Comfort®
Non Remboursé S.S.

Nouveauté



Prendre la pointure du patient.



William

Indications :

- **Tendinite du tendon d'Achille.**
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathies.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.

Caractéristiques :

- **Pointures disponibles : 40 au 48.**
- Couleur Noir.
- Chaussure de confort avec bande de maintien ajustable pour pieds forts.
- Fermeture par bande auto-agrippante sur l'avant du pied.
- Légère et confortable pour usage au quotidien.
- Tige en cuir pleine fleur.
- **Modèle Homme.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
William Noir	40	6310-M-07.5	0888912624817
William Noir	41	6310-M-08.0	0888912624824
William Noir	42	6310-M-09.0	0888912624848
William Noir	43	6310-M-10.0	0888912624862
William Noir	44	6310-M-10.5	0888912624879
William Noir	45	6310-M-11.5	0888912624893
William Noir	46	6310-M-12.0	0888912624909
William Noir	47	6310-M-13.0	0888912624923
William Noir	48	6310-M-14.0	0888912624947

Prescrire : William Dr. Comfort®
Non Remboursé S.S.

Nouveauté



Prendre la pointure du patient.



Refresh



Indications :

- Epine calcanéenne.
- Tendinite du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathies.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.

Caractéristiques :

- Pointures disponibles : 36 au 42.
- Couleur bleu.
- Chaussure de confort offrant soutien et légèreté pour la pratique sportive.
- Haute stabilisation de la voûte plantaire.
- Patient actif.
- Maillage supérieur unique avec son système de lacet sans élastique.
- Semelle rigide.
- **Modèle Femme.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Refresh Bleu	36	3950-M-06.0	0888912602372
Refresh Bleu	37	3950-M-07.0	0888912602396
Refresh Bleu	38	3950-M-08.0	0888912602419
Refresh Bleu	39	3950-M-09.0	0888912602433
Refresh Bleu	40	3950-M-10.0	0888912602457
Refresh Bleu	41	3950-M-11.0	0888912602471
Refresh Bleu	42	3950-M-12.0	0888912602488

Nouveauté



Prendre la pointure du patient.



Merry Jane



Indications :

- Tendinite du tendon d'Achille.
- Fasciite plantaire.
- Pieds diabétiques et neuropathies.
- Syndrome de Morton.
- Arthrose et polyarthrite rhumatoïde.

Caractéristiques :

- Pointures disponibles : 36 au 41.
- Couleur noir.
- Chaussure de confort ajustable pour pieds forts.
- Parfaite pour la marche.
- Finition de qualité.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Tige en cuir pleine fleur.
- **Modèle femme.**

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
Merry Jane Noir	36	4410-M-06.0	0888912609081
Merry Jane Noir	37	4410-M-07.0	0888912609104
Merry Jane Noir	38	4410-M-08.0	0888912609128
Merry Jane Noir	39	4410-M-09.0	0888912609142
Merry Jane Noir	40	4410-M-10.0	0888912609166
Merry Jane Noir	41	4410-M-11.0	0888912609173

Prescrire : Refresh Dr. Comfort®
Non Remboursé S.S.

Prescrire : Merry Jane Dr. Comfort®
Non Remboursé S.S.

Genou

- Attelles Ligamentaires



Le Genou



Le genou est l'articulation intermédiaire du membre inférieur et joue un rôle déterminant dans toutes les activités locomotrices (marche, course...) et la plupart des activités sportives (sauts, pédalage...).

Cette articulation est composée de 3 compartiments distincts : fémoro-patellaire (entre le fémur et la rotule), fémoro-tibial interne et fémoro-tibial externe, dont les surfaces en contact sont recouvertes de cartilage articulaire.

L'emboîtement (congruence) médiocre des pièces osseuses est partiellement compensé par des structures élastiques (ligaments) et fibro-cartilagineuses (ménisques) qui assurent la stabilité passive de l'articulation.


La musculature de la cuisse et notamment le quadriceps contribuent à cette stabilité (active) en guidant la rotule dans la gorge formée par les deux condyles fémoraux.

Les pathologies du genou les plus fréquentes concernent :

- Les lésions méniscales et ligamentaires
- L'érosion mécanique des cartilages articulaires (arthrose)
- Les syndromes fémoro-patellaires

Le saviez-vous ?

- Les atteintes ligamentaires peuvent compromettre sévèrement la stabilité fonctionnelle du genou si elles ne sont pas traitées correctement.
- Les atteintes ligamentaires sont la conséquence la plus fréquente d'un traumatisme du genou (35%), assez loin devant les lésions méniscales et/ou cartilagineuse (24%).
- Les lésions du ligament croisé antérieur (LCA) sont beaucoup plus fréquentes (80 à 90% des cas) que celles du ligament croisé postérieur (LCP).



Attelles Ligamentaires



L'entorse du genou est une lésion ligamentaire qui peut concerner les ligaments latéraux ou les ligaments croisés.

Les lésions d'un ligament latéral compromettent la stabilité latérale du genou (varus-valgus). C'est la lésion du Ligament Latéral Interne (LLI) qui est la plus fréquente.

Les lésions d'un ligament croisé exposent le genou à une instabilité antéro-postérieure (tiroir antérieur ou postérieur). Le Ligament Croisé Antérieur (LCA) est beaucoup plus fréquemment touché que le Ligament Croisé Postérieur (LCP).

Le mécanisme responsable de l'atteinte d'un ligament croisé provoque le plus souvent une lésion associée d'un ligament latéral et parfois celle d'un ménisque (triade : LCA + LLI + ménisque interne).

Il existe 2 types de genouillères qui assurent un niveau de stabilité plus ou moins important :

- **Attelles ligamentaires rigides** : attelles fonctionnelles indiquées pour les instabilités modérées à graves du LCA ou du LCP, reconstructions du LCA ou du LCP, fragilités du LLI ou du LLE, ainsi que pour un usage préventif ou en convalescence.
- **Attelles ligamentaires textiles** : compression et maintien pour les instabilités ligamentaires légères à modérées.

Attelles Ligamentaires Rigides



Defiance® III
Page 60



Defiance®
Page 60



A22™
Page 61



Armor
Page 62



SE 4 Point
Page 63



ACL Everyday
Page 64

Entorse du Ligament Croisé Antérieur (LCA)	•	•	•	•	•	•
Entorse du Ligament Croisé Postérieur (LCP)	•	•	•	•	•	•
Entorse des Ligaments Latéraux (LLE/LLI)	•	•	•	•	•	•

Attelles Ligamentaires Textiles



PlayXpert Wrap
Page 65



PlayXpert Sleeve
Page 65



Support Everest
Page 66



Playmaker® Wrap II
Page 66

Immobilisation			•	
Entorse du Ligament Croisé antérieur (LCA)			•	•
Entorse du Ligament Croisé Postérieur (LCP)				•
Entorse des Ligaments Latéraux (LLE/LLI)	•	•	•	•

Arbre décisionnel Attelles Ligamentaires



Système Breveté 4 points d'appui

Le système breveté 4 points d'appui est conçu pour prévenir les translations antérieures excessives. Les 4 points d'appui constituent un dispositif capable de générer des forces s'opposant au mouvement de tiroir antérieur du tibia.

Un Système tout intégré

Le centre des charnières polycentriques est postérieur à la ligne médiane du genou et est situé légèrement au dessus de l'interligne articulaire. Cela permet aux points 1 et 3 de comprimer la masse musculaire de la cuisse, par 2 forces de directions opposées dont la résultante entraîne le fémur vers l'avant. Les points 2 et 4 génèrent 2 forces de direction opposées dont la résultante entraîne le tibia vers l'arrière. L'ensemble des forces appliquées sur le segment fémoral et jambier permet d'éviter tout tiroir antérieur du tibia.



Point 1

Le premier point de force est l'embrasse de cuisse. Elle agit comme un point de rotation pour faire pivoter le fémur antérieurement.

Point 2

Le deuxième point de force est l'embrasse de mollet. Elle agit comme un point de rotation pour faire pivoter le tibia postérieurement.

Point 3

Le troisième point de force est la sangle postérieure de cuisse. Elle place l'attelle postérieurement au genou.

Point 4

Le quatrième point de force génère une force d'opposition cruciale. Les trois premiers points positionnent l'attelle correctement sur la jambe. En serrant et fixant la sangle antérieure du tibia, le quatrième point de force entraîne l'attelle dans sa position appropriée en faisant pivoter le tibia postérieurement.

Le système 4 points d'appui est indiqué pour les lésions du LCA. Pour la version LCP, les points de force sont inversés.

Prise de mesures Defiance :

CCMI Mark III

Chaque Defiance® est fabriquée sur mesure, expédiée dans les 14 jours ouvrés suivants.

Les mesures sont faites avec l'appareil CCMI Mark III ou avec un dispositif en résine.

Nous pouvons également procéder à la fabrication à l'aide d'un fichier AOP.

Le CCMI Mark III permet de relever certaines valeurs anatomiques de référence sur le membre du patient, tels que Varus, Valgus, largeur du genou, circonférence de la cuisse et du mollet.

- Option de mesure standard et courte.
- Facile d'utilisation.
- Gain de temps.
- Boîte de rangement et de transport.



Découvrez notre vidéo sur
la prise de mesures Defiance® DonJoy®

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
CCMI Mark III	11-0183	-



Système 4 Points Defiance

ARMATURE

INCURVÉE



DEFIANCE[®] III

- Embrasse interne de cuisse incurvée : dégagement de l'intérieur de la cuisse, pratique si le patient doit porter une attelle à chaque jambe ou pour certains sports tels que Motocross, Ski, Équitation...
- Système breveté 4 points d'appui : la configuration des embrasses rigides et des sangles permet d'appliquer une charge postérieure constante sur le tibia afin d'éviter les mouvements de translation antérieure.
- Coussin supra-condylien anti-migration pour bien ancrer l'attelle (sauf modèles OA Defiance[®]).
- Attaches de sangles pivotantes pour ne pas entraver les mouvements de la jambe en flexion et en extension.
- Sangle fémorale haute pour musculature développée.
- Sangle de mollet anti-migration pour une meilleure suspension de l'attelle.

STANDARD



DEFIANCE[®]

- Armature classique, profilée, épousant la forme de la jambe.
- Système breveté 4 points d'appui : la configuration des embrasses rigides et des sangles permet d'appliquer une charge postérieure constante sur le tibia afin d'éviter les mouvements de translation antérieure.
- Coussin supra-condylien anti-migration pour bien ancrer l'attelle (sauf modèles OA Defiance[®]).
- Sangle de mollet anti-migration pour une meilleure suspension de l'attelle.

ARTICULATIONS

STANDARD POLYAXIALE



LCA/LCP/IC

Indications

- Lésions LCA, LCP, Instabilités Combinées (IC), Lésions LLI, LLE.

Caractéristiques

L'articulation polycentrique stabilise le genou tout en se conformant aux mouvements naturels de ce dernier. Une articulation polycentrique optimise également les forces stabilisatrices antérieures / postérieures et varus / valgus appliquées par l'attelle.

DROP LOCK VERROUILLAGE



IC UNIQUEMENT

Indications

- Syndromes et/ou déficiences avérées du quadriceps, support en station verticale, syndrome post-polio.

Caractéristiques

L'articulation polycentrique « Drop Lock » possède un système à ressort, qui verrouille auto-matiquement l'articulation lorsque le patient est en extension complète. L'articulation « Drop Lock » se déverrouille d'une simple pression sur un bouton, ce qui autorise une amplitude de mouvement contrôlée lors de la reprise de la déambulation.

FOURCEPOINT™ AMORTISSEMENT



LCA UNIQUEMENT

Indications

- La seule articulation protégeant efficacement le LCA (cliniquement prouvé). Réduit le temps passé dans la zone d'hyper extension. Non indiquée pour les instabilités du LCP.

Caractéristiques

Cette articulation brevetée possède un mécanisme amortissant qui augmente la résistance dans les 25 derniers degrés d'extension, afin de réduire l'impact de l'extension et d'augmenter la charge tibiale postérieure. L'articulation FourcePoint™ est livrée avec un plot d'extension à 10°, enclenchant une résistance à 25°.

OA DÉCHARGE

Poussée Fixe | Poussée réglable



LCA/LCP/IC

Indications

- Arthroses unicompartmentales associées ou non à des instabilités ligamentaires de type LCA, LCP, instabilités chroniques des ligaments latéraux (LLI, LLE), IC (Instabilités Combinées) et usage au quotidien.

Caractéristiques

Cette articulation polyaxiale, associée à un coussin condylien télescopique, permet au patient de contrôler lui-même la charge / décharge de l'attelle de 1° à 7° (modèle réglable). Un coussin condylien en Floam™ est également livré avec l'articulation, pour plus de confort et une meilleure observance du patient.



Defiance® III



Defiance®



Defiance® III (incurvée)

Defiance® (classique)

Indications :

- Instabilités modérées et graves du LCA, LCP, LLI, LLE.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 longueurs (standard, courte, cuisse standard / mollet court).
- Fabrication aux mesures du patient.
- **Modèle Defiance® III** : possède une armature ultra-légère (matériau composite exclusif) qui permet de dégager la partie interne de la cuisse pour plus de confort dans la pratique de certains sports tels que moto-cross, snowboard, ski de bosse...
- Version LCA/LCP avec système breveté 4 points d'appui.
- Coussins condyliens anti-migration.
- Poids : 650 g environ (selon modèles).
- Version IC avec sangle de cuisse antérieure et postérieure.
- Version mollet court pour la pratique du ski et du moto-cross.
- Version Defiance® Extra avec embrasses renforcées en carbone pour les sports extrêmes.
- Large choix de coloris.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90° (sauf articulations « Drop Lock »).
- Limitation d'amplitude de l'extension à 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande.
- Prise de mesure : appareil de mesure CCMi Mark III DonJoy®, ou avec un moulage positif en résine ou un fichier AOP.
- Articulations proposées : Standard, Fourcepoint®, « Drop Lock ».



Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

**Prescrire : Defiance® III DonJoy®
Defiance® DonJoy®**

Hauteur de l'attelle	
Standard	40,6 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	19 cm
Courte	35,5 cm*
Embrasse de cuisse	19 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm
Cuisse standard / mollet court	38,1 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm

* Non disponible pour Defiance® III

Pour que la fabrication soit réalisable, les mesures doivent être comprises entre les valeurs ci-dessous :

	Circ.Cuisse	Circ.Mollet
Minimum	31,8 cm	26 cm
Maximum	97,3 cm	66,5 cm

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Defiance®	-	Sur mesure	-
Defiance® III	-	Sur mesure	-
Appareil de mesure CCMi Mark III	-	11-0183	-

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Protection anti-chocs	-	11-1006-x-06000	-
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra® noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Protection pour mollet	Taille unique	11-1367-9-06000	-
Kit air condyle	Taille unique	25-1923-0-06000	-
Kit condyle gel	-	11-1107-0-00000	-
Coussin de sangle SILI-GRIP	-	11-1415	-
Attachement rotulien Tru-Pull® XS/S	-	11-1525-2	3401040229906
Attachement rotulien Tru-Pull® M/L/XL	-	11-1525-3	3401040230155
Attachement rotulien Tru-Pull® XXL/XXXL	-	11-1525-4	3401040230384
Kit de coussin pour atrophie	-	11-0059-9-00000	-
Plots de blocage en extension	Taille unique	11-0398-9-00000	3401040699808
Kit-Plots de flexion/extension	Taille unique	Nous consulter	-
Revêtement sangles en suédine	-	Nous consulter	-
Revêtement sangles en peau de chamois	-	Nous consulter	-
Embrasses renforcées carbone	-	Nous consulter	-
Couverture sangles métal	-	Nous consulter	-
Renfort interne de l'articulation	-	Nous consulter	-

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



DONJOY

A22™

Indications :

- Instabilités modérées à graves après entorse des ligaments latéraux (LLI, LLE) ou du ligament croisé antérieur (LCA).

Caractéristiques :

- Disponible en longueur courte et uniquement en version LCA.
- Fabrication aux mesures du patient.
- Système breveté 4 points d'appui.
- Fabriquée en titane, matériau ultra léger et deux fois plus résistant que l'aluminium.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Limitation d'amplitude de l'extension sur demande.
- Prise de mesures : appareil de mesures CCMi Mark III DonJoy®.
- Articulation proposée : Fourcepoint™.
- Habillage de rechange livré avec l'attelle.

Chaque A22 est réalisée sur-mesure.

La prise de mesures se fait avec l'appareil CCMi Mark III DonJoy®.

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
A22™	-	Sur Mesure	-
Accessoires		Code Article	Code ACL/GTIN
Habillage de protection Lycra® noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Appareil de mesure CCMi Mark III	-	11-0183	-

Pour que la fabrication soit réalisable, les mesures doivent être comprises entre les valeurs ci-dessous :

	Circ. cuisse	Circ. mollet
Minimum	39,5 cm	30,5 cm
Maximum	73,5 cm	48 cm

Hauteur de l'attelle : 39,5 cm

Longueur embrasse de cuisse	22 cm
Longueur embrasse de mollet	17,5cm


Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :

x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui


Prescrire : A22™ DonJoy®



Articulation FourcePoint



Sangles de maintien douces et confortables



Revêtement antimicrobien

UNE ARTICULATION CLINIQUEMENT PREEVEE

- Amélioration de la biomécanique du genou pour retrouver une symétrie optimale.
- Facilite la flexion.
- Diminution de 60% des risques de blessures sans contact du LCA pour les deux genoux.
- Optimise la rééducation et réduit les récurrences de blessures du LCA.

**MATERIAU HIGH-TECH**

Le revêtement antimicrobien aide à neutraliser les odeurs tout en augmentant le confort et la durée des matériaux souples.

CONFORT OPTIMAL

Les coussinets en gel absorbent les chocs, assurent une stabilité et une adhérence certaine au patient.



4 POINTS
D'APPUI




Tableau prises de mesures
complètes page 4.



DONJOY

Armor

Indications :

- Entorses modérées et graves des ligaments croisés (LCA et/ou LCP) ou latéraux du genou (LLI ou LLE).
- Reprise d'activités y compris pour les sports extrêmes.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).
- Système breveté 4 points d'appui.
- Légère (615 g) et courte (36 cm).
- Coussin condylien anti-migration.
- Embrasse de mollet courte pour l'utilisation de bottes.
- Disponible en version LCA, LCP, IC (Instabilités Combinées).
- Structure adaptable à la morphologie du patient.
- Réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande.
- Attaches de sangles tournantes (pivotantes).
- Grande protection du tibia et du genou.

Longueur version Action Courte	37,5 cm
Cuisse	21,5 cm
Mollet	16 cm



Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

Prescrire : Armor DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211



Protection mollet



Protection des chocs



Usage Motocross et sports extrêmes

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Ligaments Croisés Antérieurs			
Action Courte - LCA - Droite	-	11-1004-x-26000	-
Action Courte - LCA - Gauche	-	11-1005-x-26000	-
Action Courte - LCA - Droite - Fourcepoint™	-	11-1440-x	-
Action Courte - LCA - Gauche - Fourcepoint™	-	11-1441-x	-
Ligaments Croisés Postérieurs			
Action Courte - LCP - Droite	-	11-1025-x-26000	-
Action Courte - LCP - Gauche	-	11-1026-x-26000	-
Instabilités Combinées			
Action Courte - IC - Droite	-	11-1029-x-26000	-
Action Courte - IC - Gauche	-	11-1030-x-26000	-
Accessoires			
Protection anti-chocs	-	11-1006-x-06000	-
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra® noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Anti-pincement mollet	Taille Unique	11-1095-9-06000	-
Plots de blocage en extension	Taille Unique	11-0398-9-00000	3401040699808
Kit-plots de flexion/extension	Taille Unique	25-0422-0-00000	-
Attachement rotulien Tru-Pull XS/S	-	11-1525-2	3401040229906
Attachement rotulien Tru-Pull M/L/XL	-	11-1525-3	3401040230155
Attachement rotulien Tru-Pull XXL/XXXL	-	11-1525-4	3401040230384

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :

x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



Tableau prises de mesures complètes page 4.

DONJOY

SE 4 Point

Indications :

- **Polyvalente : traitement fonctionnel post-traumatique, utilisation en pré ou post-opératoire après chirurgie ligamentaire, période de rééducation et réathlétisation, pratique sportive.**
- Stabilisation latérale du genou après entorse du LLI ou du LLE.
- Stabilisations antéropostérieures et rotatoires du genou en cas d'entorse du LCA et/ou du LCP.
- Réglage de l'amplitude articulaire dans la plage déterminée du protocole de soins.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).**
- Système breveté 4 points d'appui.
- Disponible en version LCA, LCP et IC (Instabilités Combinées).
- Légère (650 g) et peu encombrante (41 cm).
- Revêtement en Kraton™ : Possibilité d'utiliser l'attelle dans l'eau, y compris dans l'eau de mer. Rincer et sécher l'attelle après chaque utilisation.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande.

Accessoires	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Protection anti-chocs	-	11-1006-x-060 00	-
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra® noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Anti-pincement mollet	Taille Unique	11-1095-9-06000	-
Plots de blocage en extension	Taille Unique	11-0398-9-00000	-
Kit-plots de flexion/extension	Taille Unique	25-0422-0-00000	-



Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension pour une SE 4 point

Prescrire : SE 4 Point Donjoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211



Articulation standard



Revêtement Kraton™

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Ligaments Croisés Antérieurs			
LCA - Droite - XS	-	11-0980-1-06160	3401043113813
LCA - Droite - S	-	11-0980-2-06160	3401043113981
LCA - Droite - M	-	11-0980-3-06160	3401043114063
LCA - Droite - L	-	11-0980-4-06160	3401043114124
LCA - Droite - XL	-	11-0980-5-06160	3401043114292
LCA - Droite - XXL	-	11-0980-6-06160	3401043114353
LCA - Droite - XXXL	-	11-0980-7-06160	3401043114414
LCA - Gauche - XS	-	11-0981-1-06160	3401043114582
LCA - Gauche - S	-	11-0981-2-06160	3401043114643
LCA - Gauche - M	-	11-0981-3-06160	3401043114704
LCA - Gauche - L	-	11-0981-4-06160	3401043114872
LCA - Gauche - XL	-	11-0981-5-06160	3401043114933
LCA - Gauche - XXL	-	11-0981-6-06160	3401043115015
LCA - Gauche - XXXL	-	11-0981-7-06160	3401043115183
Ligaments Croisés Postérieurs			
LCP - Droite - XS	-	11-0982-1-06160	3401043115244
LCP - Droite - S	-	11-0982-2-06160	3401043115305
LCP - Droite - M	-	11-0982-3-06160	3401043115473
LCP - Droite - L	-	11-0982-4-06160	3401043115534
LCP - Droite - XL	-	11-0982-5-06160	3401043115763
LCP - Droite - XXL	-	11-0982-6-06160	3401043115824
LCP - Droite - XXXL	-	11-0982-7-06160	3401043115992
LCP - Gauche - XS	-	11-0983-1-06160	3401043116074
LCP - Gauche - S	-	11-0983-2-06160	3401043116135
LCP - Gauche - M	-	11-0983-3-06160	3401043116364
LCP - Gauche - L	-	11-0983-4-06160	3401043116425
LCP - Gauche - XL	-	11-0983-5-06160	3401043116593
LCP - Gauche - XXL	-	11-0983-6-06160	3401043116654
LCP - Gauche - XXXL	-	11-0983-7-06160	3401043116715
Instabilités Combinées			
IC - Droite - XS	-	11-0984-1-06160	3401043116883
IC - Droite - S	-	11-0984-2-06160	3401043116944
IC - Droite - M	-	11-0984-3-06160	3401043117026
IC - Droite - L	-	11-0984-4-06160	3401043117194
IC - Droite - XL	-	11-0984-5-06160	3401043117255
IC - Droite - XXL	-	11-0984-6-06160	3401043117316
IC - Droite - XXXL	-	11-0984-7-06160	3401043117484
IC - Gauche - XS	-	11-0985-1-06160	3401043117545
IC - Gauche - S	-	11-0985-2-06160	3401043117606
IC - Gauche - M	-	11-0985-3-06160	3401043117774
IC - Gauche - L	-	11-0985-4-06160	3401043117835
IC - Gauche - XL	-	11-0985-5-06160	3401043118085
IC - Gauche - XXL	-	11-0985-6-06160	3401043118146
IC - Gauche - XXXL	-	11-0985-7-06160	3401043118207

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :

x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL




Tableau prises de mesures complètes page 4.

DONJOY

ACL Everyday

Indications :

- Entorses de gravité modérée à grave des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Parfaitement adaptée pour la convalescence et la reprise d'activités.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).
- Légère (440 g), réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
- Taille réduite (34,5 cm).
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Design ergonomique des embrasses de cuisse et de mollet, adaptable à la morphologie du patient.
- Confort accru, grâce aux sangles anti-dérapantes, doublées en « Sili-Grip » hypoallergénique.
- Pas de possibilité de blocage à 0°.
- Ne convient pas aux personnes très corpulentes.

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XS	-	11-1601-1	3401046213770
Droite - S	-	11-1601-2	3401046213831
Droite - M	-	11-1601-3	3401046214081
Droite - L	-	11-1601-4	3401046214142
Droite - XL	-	11-1601-5	3401046214203
Droite - XXL	-	11-1601-6	3401046214371
Droite - XXXL	-	11-1601-7	3401046214432
Gauche - XS	-	11-1600-1	3401046214661
Gauche - S	-	11-1600-2	3401046214722
Gauche - M	-	11-1600-3	3401046214890
Gauche - L	-	11-1600-4	3401046214951
Gauche - XL	-	11-1600-5	3401046215033
Gauche - XXL	-	11-1600-6	3401046215262
Gauche - XXXL	-	11-1600-7	3401046215323

**Prescrire : ACL Everyday DonJoy®
Remboursé S.S.**

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

Accessoires	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra® noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Kit-plots de flexion/extension	Taille unique	25-0422-0-00000	-

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :
x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL

Nouveauté




Tableau prises de mesures complètes page 4.



Modèle ouvert



Modèle tubulaire



Playmaker Xpert Wrap modèle ouvert

Playmaker Xpert Sleeve modèle tubulaire

Indications :

- Compression, stabilisation et maintien pour entorses légères à modérées des ligaments latéraux (LLI ou LLE) du genou, instabilités chroniques, reprise d'activités.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).
- Design enveloppant pour faciliter l'application.
- Baleines articulées polycentriques en aluminium amovibles pour un support bilatéral accru.
- Version tubulaire, application par enfilement.
- Tissu ajouré compressif et respirant.
- Panneau poplité en lycra doux, pour un excellent confort.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
PlayXpert Wrap			
XS	-	82-0023-1	0190446276104
S	-	82-0023-2	0190446276111
M	-	82-0023-3	0190446276128
L	-	82-0023-4	0190446276135
XL	-	82-0023-5	0190446276142
XXL	-	82-0023-6	0190446276159
XXXL	-	82-0023-7	0190446276166

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
PlayXpert Sleeve			
XS	-	82-0022-1	0190446276036
S	-	82-0022-2	0190446276043
M	-	82-0022-3	0190446276050
L	-	82-0022-4	0190446276067
XL	-	82-0022-5	0190446276074
XXL	-	82-0022-6	0190446276081
XXXL	-	82-0022-7	0190446276098



Modèle ouvert



Modèle tubulaire

Prescrire : PlayXpert Wrap DonJoy®
 Prescrire : PlayXpert Sleeve DonJoy®
 Remboursé S.S.
 Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211



Découvrez les vidéos de mise en place de nos produits



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Support Everest

Indications :

- Entorses de gravité modérée à grave des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Convalescence post-opératoire et réadaptation fonctionnelle.
- Protection de la cicatrisation ligamentaire après entorses légères.
- Réathlétisation et reprise d'activité (sauf sports extrêmes).

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).
- Attelle évolutive accompagnant la guérison du traumatisme et reprise d'activité.
- Genouillère articulée, réglable en flexion/extension.
- Attelle postérieure modelable, amovible par bandes auto-agrippantes, permettant d'intensifier la rigidité de l'immobilisation.
- Plots de limitation d'amplitude et blocage à 0°, 15°, 30°, 60°, 90°.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Hauteur Attelle	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	42 cm	33 - 37 cm	ATA34XS	3401043494493
S	42 cm	38 - 43 cm	ATA34S	3401043494554
M	42 cm	44 - 49 cm	ATA34M	3401043494615
L	42 cm	50 - 55 cm	ATA34L	3401043494783
XL	42 cm	56 - 60 cm	ATA34XL	3401043494844
XXL	42 cm	> 60 cm	ATA34XXL	3401043494905



Découvrez la vidéo de mise en place d'une Support Everest DonJoy®

Prescrire : Support Everest DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211



Tableau prises de mesures complètes page 4.

DONJOY

Playmaker® Wrap II

Indications :

- Entorses de gravité légère à modérée des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et/ou croisés (LCA, LCP ou IC).
- Idéale pour les activités du quotidien ou les sports de loisirs.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).
- Confort optimal : la partie postérieure de l'attelle est composée de H110™ (fibre de nylon et de spandex haute résistance) pour un confort et un ajustement inégalés.
- Une sensation de fraîcheur : l'utilisation de matériaux novateurs (fibre ajourée hautement respirante) permet de maintenir une sensation de fraîcheur quel que soit le niveau d'activité.
- Les attaches permettent un ajustement facile et rapide des sangles.
- Efficacité de l'articulation Rom : l'articulation DIII de DonJoy®, fine et discrète, permet un réglage facile et sécurisé de l'amplitude de mouvement.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Possibilité de blocage à 0° (extension complète), sur demande.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	-	11-3497-1	3401041254020
S	-	11-3497-2	3401041254198
M	-	11-3497-3	3401041254259
L	-	11-3497-4	3401041254310
XL	-	11-3497-5	3401041254488
XXL	-	11-3497-6	3401041254549
XXXL	-	11-3497-7	3401041254600
Accessoires	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Plots de blocage en extension	Taille Unique	11-0398-9-00000	-
Kit-plots de flexion/extension	Taille Unique	25-0422-0-00000	-

Prescrire : Playmaker® Wrap II DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211

Genou

- Attelles Rotuliennes
et Elastiques

ATTELLES ROTULIENNES
& ELASTIQUES

Attelles Rotuliennes




Lors des mouvements de flexion-extension de l'articulation, la rotule (ou patella) coulisse dans une gorge étroite formée par le relief antérieur du fémur.

Les pressions qui s'exercent entre la rotule et le fémur peuvent atteindre plusieurs centaines de kilos lors de certains mouvements comme s'accroupir par exemple.

De nombreux facteurs comme une légère déviation de l'axe de l'articulation, une insuffisance musculaire, une anomalie osseuse... peuvent compromettre la stabilité de la rotule ce qui accroît encore les contraintes s'exerçant sur le compartiment fémoro-patellaire entraînant des douleurs de la partie antérieure du genou.

Le saviez-vous ?

- La rotule est l'os sésamoïde (contenu dans l'épaisseur d'un tendon) le plus volumineux du corps.
- Le signe du cinéma est fréquemment retrouvé chez les personnes qui présentent un syndrome rotulien, celui-ci se manifeste par des douleurs qui se déclenchent après une station assise prolongée.
- La subluxation externe de la rotule est beaucoup plus fréquente chez la femme qui a plus souvent des genoux valgum.



Les attelles rotuliennes DonJoy® ont pour objectif le traitement des :

- Douleurs associées aux instabilités rotuliennes.
- Subluxations latérales.
- Mauvais alignements rotuliens.
- Chondropathies.
- Tendinopathies.
- Suites de transfert de tubérosité tibiale antérieure (TTA).
- Méniscectomies.

Attelles Rotuliennes



Reaction
Page 71



Tru-Pull® Lite
Page 72



Tru-Pull®
Page 73



Bandeau Infra-Patellaire Aircast®
Page 74

Subluxation externe de la rotule		•	•
Douleur antérieure du genou	•	•	•
Instabilité rotulienne	•	•	•
Post-opératoire de la translation de la tubérosité tibiale antérieure			•
Tendinopathie rotulienne	•	•	•
Maladie d'Osgood-Schlatter	•		•
Syndrome de l'essuie-glace		•	

Attelles Elastiques



Strapping™ Genou
Page 75



Rotulax™ Fermée
Page 75



Rotulax™ Ouverte
Page 76



Fortilax™ Genou
Page 77



Stabilax™
Page 78

Instabilité légère de la rotule	•	•	•	•
Douleurs rotuliennes/méniscales		•		•
Entorse légère	•	•	•	•
Instabilité latérale modérée	•			•
Stimulation proprioceptive (contention)	•	•	•	•
Contention légère pour traitement de l'œdème			•	•

Arbre décisionnel Attelles Rotuliennes et Elastiques



ATTELLES ROTULIENNES & ELASTIQUES

Design en Croisillons : Absorption des chocs et Dispersion de l'Énergie.

- La structure favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou.
- Les trames extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse (Voir « Design » - Fig. 1).
- L'ajustement anatomique, la compression et les propriétés élastiques des trames apportent une action proprioceptive sur toute l'amplitude de mouvement.

Structure Ouverte : Confort optimal.

- Conception en forme de trame pour épouser parfaitement l'anatomie de la rotule.
- Le tissu ajouré en creux poplité assure respirabilité et confort.
- Attelle non contraignante, légère et aérée.
- Possibilité d'utiliser l'attelle dans l'eau.



Trames Extensibles : Stabilisation Patellaire.

- Le design en « croisillons » assure une stabilisation dynamique et complète de la rotule, ainsi qu'une compression au niveau des tendons du quadriceps et de la rotule afin d'atténuer la douleur.

Articulations bi-axiales.

- Les articulations flexibles sont un soutien additionnel pour le genou en position neutre.




Sangles Ajustables.

- Les sangles ajustables permettent un ancrage stable de l'attelle durant les activités quotidiennes ou sportives.
- Les sangles peuvent être ajustées en fonction des besoins du patient : confort, souplesse, retour proprioceptif...

Habillage de protection : Aisance accrue.

- Permet d'éviter les risques d'irritation.
- L'attelle peut être portée sans le manchon.

Design Trames Extensibles - Rôle & Fonction



Les **trames verticales** fournissent la majorité du retour énergétique.

Les **trames diagonales** reproduisent les lignes de force du quadriceps.

Les **trames horizontales** s'entrecroisent sur les tendons du quadriceps et de la rotule.



Les **trames parapatellaires** (médiales et latérales) assurent l'alignement de la rotule.

Fig 1 - Chaque jeu de trames assure une fonction particulière et indépendante.

Fig 2 - Les trames flexibles s'allongent et se rétractent avec le mouvement de l'articulation.



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Reaction

Indications :

Syndrome fémoro-patellaire, douleurs antérieures du genou ayant pour origine :

- **Arthrose fémoro-patellaire modérée, associée ou non à une gonarthrose bi-compartmentale débutante.**
- Chondromalacie.
- Maladie d'Osgood-Schlatter.
- Tendinopathie du tendon quadriceps et du tendon rotulien.
- Idéal pour la pratique sportive ou usages au quotidien par son faible encombrement.

Caractéristiques :

- **Disponible en 4 tailles (XS/S, M/L, XL/XXL et XXXL).**
- La structure en élastomère favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou.
- Les composants extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse.
- Les membranes extensibles apportent un contact proprioceptif sur toute l'amplitude de mouvement.
- La structure ouverte épouse parfaitement la forme de la rotule.
- Les articulations flexibles procurent un soutien additionnel pour le genou en position neutre.
- Facilité d'enfillement, finesse.
- Le design et les membranes entrecroisées assurent une stabilisation dynamique et complète de la rotule.
- Habillage de rechange livré avec l'attelle.
- **Modèle bilatéral.**



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Reaction Grise			
XS/S	33 - 46 cm	82-0215-2	3401051282716
M/L	47 - 59 cm	82-0215-3	3401051282365
XL/XXL	60 - 75 cm	82-0215-4	3401051284208
XXXL	> 75 cm	82-0215-5	3401051284437
Reaction Rouge			
XS/S	33 - 46 cm	82-0215-2-01000	3401040386951
M/L	47 - 59 cm	82-0215-3-01000	3401040387262
XL/XXL	60 - 75 cm	82-0215-4-01000	3401040387491
XXXL	> 75 cm	82-0215-5-01000	3401040388214
Reaction Bleue			
XS/S	33 - 46 cm	82-0215-2-02000	3401040388443
M/L	47 - 59 cm	82-0215-3-02000	3401040388672
XL/XXL	60 - 75 cm	82-0215-4-02000	3401040388962
XXXL	> 75 cm	82-0215-5-02000	3401040389105
Accessoires		Code Article	Code ACL/GTIN
Habillage de rechange Reaction - XS/S		11-0541-2	3401053687335
Habillage de rechange Reaction - M		11-0541-3	3401053687564
Habillage de rechange Reaction - L		11-0541-4	3401053687625
Habillage de rechange Reaction - XL		11-0541-5	3401053687793
Habillage de rechange Reaction - XXL		11-0541-6	3401020690719
Habillage de rechange Reaction - XXXL		11-0541-7	3401020690887

Prescrire : Reaction DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211




Tableau prises de mesures
complètes page 4.

DONJOY

Tru-Pull[®] Lite

Indications :


- **Subluxation externe (ou interne) de la rotule, instabilités rotuliennes**
- Dysplasie fémoro-patellaire.
- Conçue pour soulager les douleurs aiguës de la partie antérieure du genou ou les douleurs chroniques légères à modérées.
- Syndrome de l'essuie-glace.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).**
- Attelle peu volumineuse (longueur : 21,6 cm - épaisseur : 1,27 mm) et légère.
- Assure le centrage correct de la rotule lors des mouvements du genou et dans toute l'amplitude articulaire.
- Système breveté d'insert rotulien en silicone « Dual durometer » : se positionne à même la peau et applique une pression correctrice constante sur la rotule.
- Insert rotulien amovible, pour faciliter l'entretien de l'attelle.
- Sangles dédoublées en « Y », pour appliquer une traction dynamique au-dessus et en dessous de la rotule.
- Fabriquée en Drytex[®], textile fait de nylon et de Lycra[®] qui permet la circulation de l'air.
- Doublure en Lycra[®] au niveau du creux poplité permettant la flexion/extension sans gêne.
- Articulations monocentriques semi-flexibles intégrées amovibles, pour un contrôle médial/latéral (interne/externe).
- Fixation indépendante des sangles au niveau du mollet et de la cuisse, pour prévenir la rotation de l'orthèse.



Découvrez la vidéo de mise en place d'une
Tru-Pull[®] Lite Donjoy[®]



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XS	-	81-0260-1	3401047838613
Droite - S	-	81-0260-2	3401047838781
Droite - M	-	81-0260-3	3401047838842
Droite - L	-	81-0260-4	3401047838903
Droite - XL	-	81-0260-5	3401047839092
Droite - XXL	-	81-0260-6	3401047839153
Droite - XXXL	-	81-0260-7	3401047839214
Gauche - XS	-	81-0261-1	3401047839382
Gauche - S	-	81-0261-2	3401047839443
Gauche - M	-	81-0261-3	3401047839504
Gauche - L	-	81-0261-4	3401047839672
Gauche - XL	-	81-0261-5	3401047839733
Gauche - XXL	-	81-0261-6	3401047839962
Gauche - XXXL	-	81-0261-7	3401047840043



Elisse amovible

Prescrire : Tru-Pull[®] Lite Donjoy[®]

Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211




Tableau prises de mesures complètes page 4.

DONJOY

Tru-Pull[®]

Indications :

- **Maintien de la rotule en position physiologique dans toute l'amplitude articulaire du genou.**
- Post luxation ou subluxations sévères de la rotule.
- Suites opératoires de la translation de la tubérosité tibiale antérieure.
- Chondropathie rotulienne sur rotule instable.
- Tendinopathie sévère du tendon rotulien.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).**
- Système de traction comprenant une sangle au-dessus et en dessous de la rotule, permettant une forte traction dynamique durant l'extension du genou.
- Réalisée dans un matériau respirant pour le confort et en néoprène (partie haute).
- Position du coussin rotulien au choix du praticien.
- Dégagement du creux poplité pour un plus grand confort lors de la pratique sportive, ou en flexion maximum.
- Articulations amovibles.
- Livrée avec 2 coussins rotuliens auto-agrippants (5 mm et 10 mm d'épaisseur).

Prescrire : Tru-Pull[®] Donjoy[®]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - POP - XS	-	81-22922	3401044083993
Droite - POP - S	-	81-22923	3401044124269
Droite - POP - M	-	81-22925	3401044084136
Droite - POP - L	-	81-22927	3401044084365
Droite - POP - XL	-	81-22928	3401044084426
Droite - POP - XXL	-	81-22929	3401044084594
Droite - POP - XXXL	-	81-22929-10	3401044306771
Gauche - POP - XS	-	81-22932	3401044084655
Gauche - POP - S	-	81-22933	3401044084716
Gauche - POP - M	-	81-22935	3401044084884
Gauche - POP - L	-	81-22937	3401044084945
Gauche - POP - XL	-	81-22938	3401044085027
Gauche - POP - XXL	-	81-22939	3401044085195
Gauche - POP - XXXL	-	81-22939-10	3401044306832





Mesurer la circonférence sous le genou.



AIRCAS^T

Bandeau Infra-Patellaire

Indications :

- **Tendinopathies rotuliennes, maladie d'Osgood-Schlatter.**
- Permet de réduire les sollicitations exercées au niveau de la tubérosité tibiale et du tendon rotulien.
- Limite les vibrations exercées sur le tendon.

Caractéristiques :

- **Taille unique.**
- Bandeau avec cellule pneumatique pour compression localisée sur le tendon rotulien.
- Facilité de mise en place.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. sous genou	Code Article	Code ACL/GTIN
Noir	25 - 43 cm	08A-B	3401079003331



**Prescrire : Bandeau Infra-Patellaire Aircast®
Non Remboursé**



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Strapping™ Genou

Indications :

- **Contention et maintien pour lésions du genou de gravité modérée, instabilités chroniques.**
- Contention pour pathologies méniscales légères.
- Prévention des épisodes d'instabilité de rotule.
- Rappel proprioceptif lors de la reprise d'activité après entorses stabilisées et traitées du genou.

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Sangle additionnelle élastique de renforcement du maintien.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**




Respirant, biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité multi-directionnelle



Compression graduelle



Maillage relâché en creux poplité



Stabilisateur rotulien silicone



Baleines souples bilatérales

Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL/GTIN
T1	35 - 38 cm	S135B-1	3401096673036
T2	39 - 42 cm	S135B-2	3401096673265
T3	43 - 46 cm	S135B-3	3401096673326
T4	47 - 49 cm	S135B-4	3401096673494
T5	50 - 53 cm	S135B-5	3401096673555
T6	54 - 57 cm	S135B-6	3401096673616



Découvrez la vidéo de mise en place d'un Strapping™ Genou DonJoy®

Prescrire : Strapping™ Genou DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 24,46€ TTC
L.P.P.R. : 201D02.5 (4.2+4.3+4.4)



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Rotulax™ Fermée

Indications :

- **Prévention des épisodes d'instabilité de rotule (subluxation), stabilisation des lésions patellaires.**
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Maillage relâché sur la rotule (prévention des œdèmes).
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**




Respirant, biocompatible



Tricotage anatomique & élasticité multi-directionnelle



Compression graduelle



Maillage relâché en creux poplité



Stabilisateur rotulien silicone



Baleines souples bilatérales

Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL/GTIN
T1	35 - 38 cm	S140B-1	3401096674385
T2	39 - 42 cm	S140B-2	3401096674446
T3	43 - 46 cm	S140B-3	3401096674507
T4	47 - 49 cm	S140B-4	3401096674675
T5	50 - 53 cm	S140B-5	3401096674736
T6	54 - 57 cm	S140B-6	3401096674965

Prescrire : Rotulax™ Fermée DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 24,46€ TTC
L.P.P.R. : 201D02.5 (4.2+4.3+4.4)



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Rotulax™ Ouverte

Indications :

- Prévention des épisodes d'instabilité de rotule (subluxation), stabilisation des lésions patellaires.
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Fenêtre rotulienne.
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



Respirant,
biocompatible



Tricotage
anatomique
& élasticité
multi-directionnelle



Compression
graduelle



Maillage relâché
en creux poplité



Stabilisateur
rotulien silicone



Baleines souples
bilatérales

Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL/GTIN
T1	35 - 38 cm	S145B-1	3401096673784
T2	39 - 42 cm	S145B-2	3401096673845
T3	43 - 46 cm	S145B-3	3401096673906
T4	47 - 49 cm	S145B-4	3401096674095
T5	50 - 53 cm	S145B-5	3401096674156
T6	54 - 57 cm	S145B-6	3401096674217



Prescrire : Rotulax™ Ouverte DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 24,46€ TTC
L.P.P.R. : 201D02.5 (4.2+4.3+4.4)



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.



Modèle pédiatrique

DONJOY


FortilaxTM Genou

Indications :

- **Contention et maintien pour lésions du genou.**
- Maintien après entorses légères, maintien sur atrophie du quadriceps.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de T0 à T6).**
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Maillage relâché sur la rotule (prévention des œdèmes).
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**




Respirant,
biocompatible



Tricotage
anatomique &
élasticité multi-
directionnelle



Compression
graduelle



Maillage relâché
en creux poplité



Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL/GTIN
T0	30 - 34 cm	SI20B-0	3401096675047
T1	35 - 38 cm	SI20B-1	3401096675108
T2	39 - 42 cm	SI20B-2	3401096675276
T3	43 - 46 cm	SI20B-3	3401096675337
T4	47 - 49 cm	SI20B-4	3401096675566
T5	50 - 53 cm	SI20B-5	3401096675627
T6	54 - 57 cm	SI20B-6	3401096675795

Prescrire : FortilaxTM Genou DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 17,69€ TTC
L.P.P.R. : 201D02.5

Nouveauté



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY


Stabilax™

Indications :

- **Contention pour lésions légères des ligaments latéraux.**
- Usage post-opératoire pour lésions ligamentaires ou méniscales.
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.
- Contention et maintien pour instabilités chroniques du genou.
- Proprioception par effet compressif.
- Reprise d'activités sportives.

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).**
- Elasticité multidirectionnelle, augmente la proprioception par stimulation sensorielle.
- Effet compressif graduel.
- Tricotage anatomique 3D, s'adapte à la morphologie pour un maintien optimal.
- Les articulations bilatérales amovibles permettent au patient d'adapter le niveau de maintien.
- Maillage relâché au niveau du creux poplité pour un confort optimal lors de la flexion.
- Les sangles de cuisse et de mollet procurent une compression et un maintien supplémentaires.
- Stabilisateur rotulien permettant de maintenir la rotule en position correcte.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



Prescrire : Stabilax™ DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 24,46€ TTC
L.P.P.R. : 201D02.5 (4.2+4.3+4.4)



Les articulations bilatérales amovibles permettent au patient d'adapter le niveau de maintien




Désignation	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL/GTIN
T1	35 - 38 cm	82-0012-1	0190446202905
T2	38 - 42 cm	82-0012-2	0190446235576
T3	42 - 46 cm	82-0012-3	0190446253143
T4	46 - 49 cm	82-0012-4	0190446253150
T5	49 - 53 cm	82-0012-5	0190446253167
T6	53 - 57 cm	82-0012-6	0190446253174

Genou

- Attelles de Gonarthrose



Attelles de Gonarthrose



L'arthrose du genou est l'érosion dégénérative des cartilages articulaires.


Cette usure cartilagineuse peut concerner les 3 compartiments de l'articulation : fémoro-patellaire, fémoro tibial interne et externe ou ne toucher qu'un seul ou deux d'entre eux.

Outre la surcharge pondérale, des prédispositions génétiques, des antécédents traumatiques qui sont reconnus comme des facteurs favorisant la gonarthrose, une déviation, même modérée, de l'axe d'un membre inférieur augmentent considérablement le risque d'usure du cartilage.

En effet, le genu varum accroît les pressions sur le compartiment interne du genou alors qu'un genu valgum augmente les contraintes sur le compartiment externe. Le compartiment du genou ainsi exposé à des forces de pressions excessives génère des douleurs et présente un risque élevé d'arthrose.

Le saviez-vous ?

- Le surpoids est l'un des facteurs favorisant la gonarthrose, lorsque l'IMC (indice de masse corporel) est supérieur à 27, le risque de souffrir d'une gonarthrose est multiplié par 3.
- Le maintien de bonnes qualités musculaires est bénéfique pour préserver une bonne stabilité du genou et ainsi réduire l'aggravation de la gonarthrose.
- Le genou est la localisation la plus fréquente de toutes les atteintes arthrosiques.




Les attelles de gonarthrose sont conçues pour le traitement des arthroses (légères, modérées ou graves) associées ou non à des instabilités ligamentaires.



Articulation normale :
ménisque et
cartilage sains.



Articulation avec
Arthrose :
usure/frottement.



Atelles de Gonarthrose**OA Nano™**
Page 83**OA Defiance®**
Page 84**OA FullForce**
Page 85**Clima-Flex™ OA**
Page 86

Lésions Méniscales - Mise en décharge du ménisque lésé

Gonarthrose Unicompartmentale légère à modérée

Gonarthrose Unicompartmentale sévère

•

•

•

•

•

•

Arbre décisionnel Atelles de GonarthroseATTELLES DE
GONARTHROSE

Rôle des orthèses pour le traitement de la gonarthrose

Role of bracing in the management of knee osteoarthritis

Rannou F, Poiraudou S, Beaudreuil J. *Curr Opin Rheumatol.* 2010 Mar;22(2):218-22. Review**Objectif de la revue**

Cette revue de la littérature cherche à comparer les effets de différentes modalités d'orthèses chez des patients souffrants de formes variées de gonarthrose.

Connaissances actuelles

- Le port d'une orthèse du genou est fréquemment proposé lors de la prise en charge non chirurgicale de la gonarthrose.
- Il existe 3 types d'orthèses de genou :
 - Les attelles de repos qui entraînent une immobilisation de l'articulation
 - Les genouillères élastiques qui améliorent la stabilité globale du genou dans le plan frontal et la stabilité de la rotule.
 - Les orthèses de décharge qui permettent de réduire les contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique.
- Le port d'une orthèse doit être associé aux autres traitements conservateurs afin d'optimiser les résultats et ainsi améliorer la qualité de vie des patients souffrant de gonarthrose.

Résultats de cette revue :

- Les attelles de repos n'entraînent pas de correction biomécanique et ne sont pas fonctionnelles. Leur rôle est limité à des immobilisations de courte durée en cas d'épisodes d'épanchement de l'articulation.
- Les genouillères élastiques entraînent une diminution des douleurs après la marche et la montée des escaliers, mais sans réelle amélioration du score fonctionnel des patients. Une étude a mis en évidence l'intérêt de ces dispositifs pour améliorer l'équilibre et prévenir les risques de chutes chez les sujets à risque.
- Les orthèses de décharge : une étude randomisée de Kirkley réalisée en 1999 a cherché à comparer 3 groupes de patients arthrosiques. Un groupe a porté une genouillère élastique, un autre groupe a porté une orthèse de décharge et le troisième groupe ne portait aucun dispositif.
 - Les 2 groupes portant une orthèse ont présenté une amélioration fonctionnelle et une diminution des douleurs.
 - Cette amélioration était très significativement meilleure chez les patients qui portaient une orthèse de décharge.
 - Des dispositifs ajustables sont préférables en permettant d'améliorer le confort et la bonne observance du traitement.






Tableau prises de mesures complètes page 4.

DONJOY

OA Nano™

Indications :

Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique :

- Arthrose unicompartmentale légère à modérée.
- Idéale pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.


Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).**
- Le design exclusif « 3 points de décharge » de DonJoy® augmente la stabilité de l'attelle quelle que soit l'activité pratiquée et apporte une protection supplémentaire pour les ligaments. Ce système permet de redistribuer la pression hors du compartiment affecté vers le compartiment sain.
- Ajustement de la correction Varus/Valgus en 2 actions :
 - 4° par la forme de l'attelle.
 - 5° à 15° supplémentaires que le patient peut doser lui-même selon ses besoins.
- L'OA Nano™ intègre le système « 4 points d'appui » de DonJoy®, cliniquement prouvé*.
- La flexibilité de l'armature en magnésium permet un ajustement anatomique optimal des embrasses de cuisse et de mollet.
- De plus, les propriétés exceptionnelles du magnésium font de l'OA Nano™ une attelle poids plume (402 g).
- L'utilisation du Nano MAG™, matériau innovant et ultra léger utilisé pour la première fois en milieu médical, permet d'ajuster la charge/décharge du compartiment affecté de manière efficace.
- Déconseillée pour les sports extrêmes et les personnes corpulentes.

* Matthew Nadaud, Richard Komistek et al., 2006 (J Bone Joint Surg AM, 87:114-119, 2005).

Système « 3 points de décharge »

Permet de redistribuer la pression hors du compartiment atteint vers le compartiment sain.



Désignation	Compartiment Atteint	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XS	Interne - Médial	-	11-1214-1	3401053650605
Droite - S	Interne - Médial	-	11-1214-2	3401053650773
Droite - M	Interne - Médial	-	11-1214-3	3401053650834
Droite - L	Interne - Médial	-	11-1214-4	3401053651084
Droite - XL	Interne - Médial	-	11-1214-5	3401053651145
Droite - XXL	Interne - Médial	-	11-1214-6	3401053651206
Droite - XXXL	Interne - Médial	-	11-1214-7	3401053651374
Gauche - XS	Interne - Médial	-	11-1215-1	3401053651435
Gauche - S	Interne - Médial	-	11-1215-2	3401053651664
Gauche - M	Interne - Médial	-	11-1215-3	3401053651725
Gauche - L	Interne - Médial	-	11-1215-4	3401053651893
Gauche - XL	Interne - Médial	-	11-1215-5	3401053651954
Gauche - XXL	Interne - Médial	-	11-1215-6	3401053652036
Gauche - XXXL	Interne - Médial	-	11-1215-7	3401053652265
Droite - XS	Externe - Latéral	-	11-1216-1	3401053652326
Droite - S	Externe - Latéral	-	11-1216-2	3401053652494
Droite - M	Externe - Latéral	-	11-1216-3	3401053652555
Droite - L	Externe - Latéral	-	11-1216-4	3401053652616
Droite - XL	Externe - Latéral	-	11-1216-5	3401053652784
Droite - XXL	Externe - Latéral	-	11-1216-6	3401053652845
Droite - XXXL	Externe - Latéral	-	11-1216-7	3401053652906
Gauche - XS	Externe - Latéral	-	11-1217-1	3401053653095
Gauche - S	Externe - Latéral	-	11-1217-2	3401053653156
Gauche - M	Externe - Latéral	-	11-1217-3	3401053653217
Gauche - L	Externe - Latéral	-	11-1217-4	3401053653385
Gauche - XL	Externe - Latéral	-	11-1217-5	3401053653446
Gauche - XXL	Externe - Latéral	-	11-1217-6	3401053653507
Gauche - XXXL	Externe - Latéral	-	11-1217-7	3401053653675



Découvrez la vidéo de mise en place de l'OA Nano™ DonJoy®

Prescrire : OA Nano™ DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension



DONJOY

OA Defiance[®]

Indications :

Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique avec ou sans instabilité ligamentaire associée :

- Arthrose unicompartimentale modérée à sévère.
- Pour les patients actifs soucieux de prévenir l'aggravation de leur pathologie arthrosique.

Caractéristiques :

- **Fabrication sur mesure.**
- Idéal lors de la pratique sportive.
- Prise de mesure aisée (appareil de mesure CCMi Mark III DonJoy[®] ou moulage positif en résine ou fichier AOP).
- Système breveté 4 points d'appui pour contrôler les instabilités ligamentaires.
- Système « 3 points de décharge » : permet de redistribuer la pression hors du compartiment atteint vers le compartiment sain.
- Ajustement de 1° à 7° (3° moyen) que le patient peut doser lui-même selon ses besoins (modèle réglable).
- Attelle légère (650 g environ), peu encombrante, fabriquée en matériau composite, adaptée au varus/valgus de chaque patient.
- Coussin condylien en gel en option pour un parfait confort et une meilleure observance.
- Configuration des sangles disponible en LCA, LCP ou IC.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Large choix de coloris.



Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui




Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

Prescrire : OA Defiance[®] DonJoy[®]

Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211



Réglage charge / décharge



3 points de décharge

Hauteur de l'attelle	
Standard	40,6 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	19 cm
Courte	35,5 cm*
Embrasse de cuisse	19 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm
Cuisse standard / mollet court	38,1 cm
Embrasse de cuisse	21,6 cm
Embrasse de mollet	16,5 cm

* Non disponible pour Defiance[®] III

Pour que la fabrication soit réalisable, les mesures doivent être comprises entre les valeurs ci-dessous :

	Circ.Cuisse	Circ.Mollet
Minimum	31,8 cm	26 cm
Maximum	97,3 cm	66,5 cm

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
OA Defiance [®] poussée fixe	-	Sur-mesure	-
OA Defiance [®] poussée réglable (ajustable)	-	Sur-mesure	-
Appareil de mesure CCMi Mark III	-	11-0183	-

Accessoires	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Protection anti-chocs	-	11-1006-x-06000	-
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra [®] noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Protection pour mollet	Taille Unique	11-1367-9-06000	-
Attachement rotulien Tru-Pull XS/S	-	11-1525-2	3401040229906
Attachement rotulien Tru-Pull M/L/XL	-	11-1525-3	3401040230155
Attachement rotulien Tru-Pull XXL/XXXL	-	11-1525-4	3401040230384
Kit air condyle	Taille Unique	25-1923-0-06000	-
Kit condyle gel	-	11-1107-0-00000	-
Coussin de sangle SILI-GRIP	-	11-1415	-
Plots de blocage en extension	Taille Unique	Nous consulter	-
Kit-plots de flexion/extension	Taille Unique	Nous consulter	-
Revêtement sangles en suédine	-	Nous consulter	-
Revêtement sangles en peau de chamois	-	Nous consulter	-
Embrasses renforcées carbone	-	Nous consulter	-
Couverture sangles métal	-	Nous consulter	-
Renfort interne de l'articulation	-	Nous consulter	-
Kit de coussin pour atrophie	-	11-0059-9-00000	-

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :

x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL



Tableau prises de mesures complètes page 4.

DONJOY

OA FullForce

Indications :

- **Arthrose unicompartimentale légère à modérée.**
- Instabilité ligamentaire avec atteinte méniscale
- Idéale pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.

Caractéristiques :

- **Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).**
- Le design "3 Points de décharge" de l'armature permet de redistribuer la pression hors du compartiment affecté vers le compartiment sain.
- L'articulation réglable (située du côté opposé au compartiment affecté) permet d'ajuster le degré de décharge.
- Ajustement de la correction Varus/Valgus en 2 actions :
 - 4 degrés de correction intégrés dans l'armature de l'attelle.
 - 3 degrés de correction supplémentaires que le patient peut ajuster lui-même selon ses besoins.
- Les effets combinés de l'armature et de l'articulation réglable permettent de soulager la douleur.
- L'OA FullForce intègre le système "4 Points d'appui" cliniquement prouvé* de DonJoy, qui permet de stabiliser et de protéger les ligaments en réduisant la pression sur le LCA.
- L'armature en aluminium est légère et malléable afin d'épouser au mieux la morphologie du patient au niveau des embrasses de cuisse et de mollet.
- Coussin condylien avec "micro-sphères" pour un confort accru.
- Facilité de mise en place et design profilé grâce aux boucles pivotantes intégrées dans l'armature.
- Recommandée pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.

* 1. Fleming BC, Renstrom PA, Beynon BD, Rengstrom PA, Peura GD. The influence of functional knee bracing on the anterior cruciate ligament strain biomechanics in weight bearing and non-weight bearing knees. Am J Sports Med. 2000;28:815-824.




Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

Prescrire : OA FullForce DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211

Nouveauté



Réglage charge / décharge



3 points de décharge

Désignation	Compartiment Atteint	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	Interne Droit	33-39 cm	11-1578-1	0888912017831
S	Interne Droit	39-47 cm	11-1578-2	0888912017848
M	Interne Droit	47-53 cm	11-1578-3	0888912007085
L	Interne Droit	53-60 cm	11-1578-4	0888912007092
XL	Interne Droit	60-67 cm	11-1578-5	0888912007108
XXL	Interne Droit	67-75 cm	11-1578-6	0888912007115
XXXL	Interne Droit	75-82,5 cm	11-1578-7	0888912159098
XS	Externe Droit	33-39 cm	11-1580-1	0888912159241
S	Externe Droit	39-47 cm	11-1580-2	0888912017879
M	Externe Droit	47-53 cm	11-1580-3	0888912007153
L	Externe Droit	53-60 cm	11-1580-4	0888912017886
XL	Externe Droit	60-67 cm	11-1580-5	0888912017893
XXL	Externe Droit	67-75 cm	11-1580-6	0888912152013
XXXL	Externe Droit	75-82,5 cm	11-1580-7	0888912159234
XS	Interne Gauche	33-39 cm	11-1579-1	0888912152020
S	Interne Gauche	39-47 cm	11-1579-2	0888912017855
M	Interne Gauche	47-53 cm	11-1579-3	0888912007122
L	Interne Gauche	53-60 cm	11-1579-4	0888912007139
XL	Interne Gauche	60-67 cm	11-1579-5	0888912007146
XXL	Interne Gauche	67-75 cm	11-1579-6	0888912017862
XXXL	Interne Gauche	75-82,5 cm	11-1579-7	0888912159258
XS	Externe Gauche	33-39 cm	11-1581-1	0888912156738
S	Externe Gauche	39-47 cm	11-1581-2	0888912017909
M	Externe Gauche	47-53 cm	11-1581-3	0888912007160
L	Externe Gauche	53-60 cm	11-1581-4	0888912017916
XL	Externe Gauche	60-67 cm	11-1581-5	0888912017923
XXL	Externe Gauche	67-75 cm	11-1581-6	0888912017930
XXXL	Externe Gauche	75-82,5 cm	11-1581-7	0888912156417






Tableau prises de mesure complètes page 4.



DONJOY

Clima-Flex™ OA

Indications :

- Offre un nouveau niveau de confort et de soulagement grâce à la compression de décharge pour les patients atteints de gonarthrose légère à modérée.
- Idéale pour des activités légères telles que la marche, le golf ou la randonnée.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).
- Le niveau de compression est facilement réglable par le patient en fonction de ses besoins et du confort ressenti.
- Le tissu C-6 Technology DonJoy® - respirant, antimicrobien et doux au toucher - évacue l'humidité et permet le contrôle de la température.
- Les fils en carbone pur sont tissés de manière à évacuer l'humidité.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10° et 20°.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 75° et 90°.
- Il n'est pas recommandé de dépasser un écart de plus de 2 chiffres sur le réglage de la poussée.

Nouveau système intégré, avec double molette de réglage, pour ajuster rapidement et simplement la décharge du compartiment affecté.



Les passe-doigts E-Z Grip et la structure enveloppante permettent une mise en place simple, intuitive et rapide de l'attelle. Le niveau de compression est facilement ajustable selon les besoins et le confort du patient.



Découvrez la vidéo de mise en place de la Clima-Flex™ OA DonJoy®

Prescrire : Clima-Flex™ OA DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211



Description	Compartiment Atteint	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XS	Interne - Médial	-	11-8810-1	0190446145691
Gauche - XS	Externe - Latéral	-	11-8810-2	0190446145707
Droite - S	Interne - Médial	-	11-8810-3	0190446145714
Gauche - S	Externe - Latéral	-	11-8810-4	0190446145721
Droite - M	Interne - Médial	-	11-8810-5	0190446145738
Gauche - M	Externe - Latéral	-	11-8810-6	0190446145745
Droite - L	Interne - Médial	-	11-8810-7	0190446145752
Gauche - L	Externe - Latéral	-	11-8811-1	0190446145769
Droite - XL	Interne - Médial	-	11-8811-2	0190446145776
Gauche - XL	Externe - Latéral	-	11-8811-3	0190446145783
Droite - XXL	Interne - Médial	-	11-8811-4	0190446145790
Gauche - XXL	Externe - Latéral	-	11-8811-5	0190446145806
Droite - XXXL	Interne - Médial	-	11-8811-6	0190446145813
Gauche - XXXL	Externe - Latéral	-	11-8811-7	0190446145820



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

Genou

- Attelles Post-Opératoires



ATTÈLLES DE GENOU
POST-OP

Attelles de Genou Post-Opératoires



Une immobilisation du genou de plus ou moins longue durée est parfois nécessaire après un geste chirurgical réalisé sur le genou ou à proximité de cette articulation. Cette immobilisation poursuit plusieurs buts : le soulagement de la douleur, la réduction de l'inflammation post-opératoire, la protection des structures cicatricielles ou fragilisées par l'intervention et/ou la prévention du dérobement du genou lors de la reprise de la marche.


Grande facilité de mise en place, confort et précision de l'immobilisation sont les qualités reconnues de la gamme DonJoy®.

Ces dispositifs conviennent également très bien pour les prises en charge par un service d'urgence ou toutes immobilisations d'attente.

Le saviez-vous ?

- L'entorse du genou est l'accident le plus fréquent en ski alpin, nécessitant une immobilisation immédiate par les sauveteurs pour protéger le genou en attendant des examens plus approfondis.
- Le nombre de prothèses de genou posées chaque année en France est d'environ 50 000.
Aux Etats-Unis, 720 000 prothèses sont implantées chaque année avec une augmentation considérable de plus de 90% au cours des 10 dernières années.
- Le protocole GREC ou RICE s'applique en phase post-traumatique ou post-opératoire afin de :
 - Réduire la douleur et la survenue d'œdème.
 - Réduire l'activité métabolique et la réaction inflammatoire.
 - Exercer un effet pompe sur l'œdème.
 - Favoriser la cicatrisation des tissus.

Ce protocole comporte 4 phases : Glacage (Icing), Repos (Rest), Elévation (Elevation) et Compression (Compression).



Deux familles de produits sont proposées :

- **Attelles de genou post-opératoires d'immobilisation** pour toutes les indications de l'immobilisation en extension : lésions ligamentaires, lésions patellaires ou de l'extenseur, urgences et diagnostics différés.
- **Attelles de genou post-opératoires articulées** pour de nombreuses indications post-chirurgicales : chirurgie ligamentaire (LCA, LCP, LLI, LLE), lésions méniscales, réalignement rotulien, chondroplastie, stabilisation de fractures fémorales et prothèse totale du genou (PTG).

Attelles de Genou Post-Opératoires



Immo AT4
Page 90



Immo AT4 3V
Page 91



Immo Genou 3 V
Page 92

Immobilisation d'urgence	•	•	•
Immobilisation stricte du genou en extension	•	•	•
Immobilisation pré ou post-opératoire	•	•	•

Attelles de Genou Post-Opératoires articulées



X-Act Rom Lite Genou
Page 92



Support Everest Ice
Page 93



Perform' Ice Genou
Page 94

Immobilisation d'urgence	•	•	•
Immobilisation stricte du genou en extension	•	•	•
Limitation de l'amplitude selon protocole post-opératoire	•	•	•
Ligamentoplastie du LCA et/ou du LCP	•	•	•
Prothèse Totale du Genou (PTG)	•	•	•
Cryothérapie	•	•	•
Compression	•	•	•


ATTELLER DE GENOU POST-OP

Arbre décisionnel Attelles de Genou Post-Opératoires





Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.



Mesurer la longueur interne de la jambe, du pli crural à la malléole.

DONJOY

Immo AT4

Indications :

- Immobilisation totale du genou en pré ou post-opératoire : lésions ligamentaires, rotuliennes, méniscales, chirurgie du genou (arthroscopie, méniscectomie ...)
- Immobilisation d'urgence ou d'attente sur diagnostic retardé.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à XL) et 4 hauteurs : 30 cm pour le modèle pédiatrique, 40, 50 et 60 cm.
- Version monobloc : Mise en place simple et rapide.
- Structure légère (≤ 550 gr) avec textile ajouré.
- Baleines en aluminium bilatérales, malléables et amovibles, pour s'ajuster aux besoins du patient (limitation varus/valgus).
- Baleine postérieure pour une immobilisation stricte.
- Attelle de genou non articulée, textile extérieur respirant et agréable au toucher pour un confort optimal.
- Système anti-glisse.
- Fermeture pratique par clips avec boucles extra plates, peu encombrantes et esthétiques, permettant une seule mise en place initiale et un accès facilité pour effectuer les soins.
- Ajustement aisé grâce au système de sangles auto-agrippantes.
- Bandes de serrage réglables.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion ou 20° de flexion (sur demande).
- **NB** - Sans précision de la part du prescripteur, l'attelle sera livrée avec des baleines 0° de flexion.
- **Modèle bilatéral.**



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immo AT4 DonJoy®

Prescrire : Immo AT4 DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement : 57,23€ TTC - L.P.P.R. : 2124338

Nouveauté



Fermeture pratique par clips



Baleines 0° de flexion amovibles

Désignation	Hauteur Attelle*	Liseré bas de l'attelle	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL/GTIN
Pédiatrique	30 cm	Jaune	30 - 36 cm	82-430-01	0190446260776
S	40 cm	Rose	< 46 cm	82-440-01	0190446260783
M	40 cm	Bordeaux	46 - 51 cm	82-440-02	0190446260790
L	40 cm	Vert	52 - 57 cm	82-440-03	0190446260806
XL	40 cm	Blanc	> 58 cm	82-440-04	0190446260813
S	50 cm	Rose	< 46 cm	82-450-01	0190446260868
M	50 cm	Bordeaux	46 - 51 cm	82-450-02	0190446260875
L	50 cm	Vert	52 - 57 cm	82-450-03	0190446260882
XL	50 cm	Blanc	> 58 cm	82-450-04	0190446260899
S	60 cm	Rose	< 46 cm	82-460-01	0190446260943
M	60 cm	Bordeaux	46 - 51 cm	82-460-02	0190446260950
L	60 cm	Vert	52 - 57 cm	82-460-03	0190446260967
XL	60 cm	Blanc	> 58 cm	82-460-04	0190446260974

*Pour la hauteur adéquate, mesurer la longueur de la jambe de l'aîne à la malléole et retirer 20 cm.

Accessoires	Hauteur Attelle	Code Article	Code ACL/GTIN
Baleines latérales 20° de flexion	40 cm	82-201	0190446272755
Baleines latérales 20° de flexion	50 cm	82-202	0190446272762
Baleines latérales 20° de flexion	60 cm	82-203	0190446272779





DONJOY

Immo AT4 3V

Indications :

- Immobilisation totale du genou en pré ou post-opératoire : lésions ligamentaires, rotuliennes, méniscales, chirurgie du genou (arthroscopie, méniscectomie...).
- Immobilisation d'urgence ou d'attente sur diagnostic retardé.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à XL) et 5 hauteurs : 30 cm pour le modèle pédiatrique, 40, 50, 60 et 65 cm.
- Version 3 volets : s'adapte aisément aux morphologies atypiques.
- Structure légère (≤ 600 gr).
- Disponible en 5 hauteurs : 30, 40, 50, 60 et 65 cm.
- Baleines en aluminium bilatérales, malléables et amovibles, pour s'ajuster aux besoins du patient (limitation varus/valgus).
- Baleine postérieure pour une immobilisation stricte.
- Attelle de genou non articulée, en maille grattée perforée (matière ultra-respirante, perméable et aérée) et système anti-glisse.
- Fermeture pratique par clips avec boucles extra plates, peu encombrantes et esthétiques, permettant une seule mise en place initiale.
- Ajustement aisé grâce au système de sangles auto-agrippantes.
- Bandes de serrage réglables.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion ou 20° de flexion (sur demande).
- **NB** - Sans précision de la part du prescripteur, l'attelle sera livrée avec des baleines 0° de flexion.
- **Modèle bilatéral.**



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immo AT4 3V DonJoy®

Prescrire : Immo AT4 3V DonJoy®


Remboursé S.S.

Base de remboursement : 57,23€ TTC - L.P.P.R. : 2124338

Nouveauté



Fermeture pratique par clips



Baleines 0° de flexion amovibles

Désignation	Hauteur Attelle*	Code Article	Code ACL/GTIN
Pédiatrique	30 cm	82-43-30	0190446261025
S	40 cm	82-43-01	0190446261032
M	50 cm	82-43-02	0190446261049
L	60 cm	82-43-03	0190446261056
XL	65 cm	82-43-04	0190446261063

*Pour la hauteur adéquate, mesurer la longueur de la jambe de l'aîne à la malléole et retirer 20 cm. Circonférence de la cuisse ajustable grâce aux 3 volets.

Accessoires	Hauteur Attelle	Code Article	Code ACL/GTIN
Baleines latérales 20° de flexion	40 cm	82-201	0190446272755
Baleines latérales 20° de flexion	50 cm	82-202	0190446272762
Baleines latérales 20° de flexion	60 cm	82-203	0190446272779
Baleines latérales 20° de flexion	65 cm	82-204	0190446272786





Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.



DONJOY

Immo Genou 3V

Indications :

- Toutes pathologies ou traumatismes requérant une immobilisation en extension (ou proche de l'extension).
- Immobilisation post-opératoire après chirurgie ligamentaire.
- Immobilisation après toute chirurgie du genou (prévention du flexum).

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (S, M, L et XL).
- Attelle de genou non articulée.
- Constitué de 3 volets textiles permettant l'adaptation à la morphologie du patient.
- Disponible avec baleines latérales 0° de flexion.
- Fermeture rapide, pratique et classique par bande auto-agrippante.
- Circonférence de la cuisse ajustable grâce aux 3 volets.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Pastille	Hauteur Attelle*	Code Article	Code ACL/GTIN
S	Jaune	40 cm	82-96105	3401041367713
M	Bleu	50 cm	82-96106	3401041367881
L	Vert	60 cm	82-96107	3401041367942
XL	Gris	65 cm	82-96108	3401041368024

*Mesurer la longueur de la jambe de l'aine à la malléole et retirer 20 cm.

Prescrire : Immo Genou 3V DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement : 57,23€ TTC - L.P.P.R. : 2124338



DONJOY

X-Act Rom Lite

Indications :

- Protection de la reconstruction chirurgicale et/ou des structures fragilisées par l'acte opératoire en autorisant la mobilité articulaire dans une plage d'amplitude déterminée.
- Chirurgie ligamentaire (LCA et LCP).
- Réparation méniscale.
- Geste chirurgical touchant l'appareil extenseur.

Caractéristiques :

- **Taille Universelle adaptable à la morphologie du patient : le système Tele-Fit permet un réglage indépendant de la longueur des montants et de la position des sangles proximales et distales.**
- **Légères**, les nouvelles articulations en aluminium, durables et au design épuré, offrent une protection haute précision et un contrôle de l'amplitude de mouvement par incréments de 10°.
 - Extension de 90° à -10°.
 - Flexion de -10° à 120°.
 - Blocage rapide en flexion à 0°, 15° et 30°.
- Possibilité de blocage total de -10° à 100°, par incréments de 10° en 10°.
- Réglage télescopique de 46 cm à 65 cm pour s'adapter à la plupart des patients.
- Système simple de sangles ajustables, découpables pour s'adapter parfaitement au patient.
- Les manchons coulissants sont individuellement repositionnables afin d'éviter de placer les sangles sur des sites sensibles (pansements chirurgicaux, par exemple).
- Les coussinets en mousse auto-adhésive sont uniques et constituent des points de contact auto-adhérents entre la jambe et l'attelle afin d'éviter que celle-ci ne glisse.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Universelle*	-	11-2161-9	0888912171090
Accessoire	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Kit de verrouillage	-	25-6755	3401053650315

*Circonférence maximale de la cuisse : 75 cm. Réglage de la longueur : 46 cm à 65 cm.

Prescrire : X-Act Rom Lite DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. 2152211



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

DONJOY

Support Everest Ice

Indications :

- Usage post-opératoire du genou nécessitant une immobilisation : arthroscopie, ligamentoplastie, recentrage rotulien, ostéosynthèse, ostéotomie.
- Entorses modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE) et/ou du pivot central (LCA, LCP), lésions méniscales, chirurgie du genou, réhabilitation et reprise d'activité.
- Distension du LCA/LCP, entorses stade 2 et 3 des LLI/LLE.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).
- 4 sangles indépendantes, pour régler le niveau de compression et de maintien.
- Immobilisation à 0° ou 15° de flexion.
- Solution 3-en-1 : immobilisation, cryothérapie & compression, prévention et reprise d'activité.
- Système anti-glisse : évite l'effet garrot tout en maintenant l'attelle en place.
- Plots de blocages simples à positionner (sans outil).
- Limitation de l'amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à 0°, 15°, 30°, 60 et 90°.
- Manchon de genou amovible et peu volumineux contenant :
 - Un pack de froid pour une application externe localisée de cryothérapie. L'attelle est livrée avec 2 packs de froid afin de garder un pack d'avance au congélateur pour un traitement continu.
 - Une housse gonflable avec pompe manuelle permet d'ajouter un effet compressif au traitement par le froid.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Hauteur Attelle	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	42 cm	33 - 37 cm	82-0014-1	0190446255420
S	42 cm	38 - 43 cm	82-0014-2	0190446255437
M	42 cm	44 - 49 cm	82-0014-3	0190446255444
L	42 cm	50 - 55 cm	82-0014-4	0190446255451
XL	42 cm	56 - 60 cm	82-0014-5	0190446255468
XXL	42 cm	> 60 cm	82-0014-6	0190446255475

Prescrire : Support Everest Ice DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211


Nouveauté



Manchon de Cryothérapie



Compression



Articulations bilatérales réglables



ATTELLER DE GENOU
POST-OP



Découvrez la vidéo de mise en place de la Support Everest Ice DonJoy®



Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.



Nouveauté

DONJOY

Perform' Ice Genou

Indications :

- Usage post-traumatique, pré ou post-opératoire, idéale pour des indications ne nécessitant pas d'immobilisation.
- Traitement par cryothérapie et compression (Protocole GREC ou RICE).
- Intervention chirurgicale type prothèse totale ou partielle de genou.



Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Standard et XL), adaptable à toutes les morphologies.
- **Cryothérapie & Compression** : 2 packs de froid amovibles sont fournis pour une application externe localisée de de cryothérapie en continu, ainsi qu'une housse gonflable avec pompe manuelle pour ajouter un effet compressif.
- Mise en place facile grâce à la structure enveloppante.
- Les baleines latérales amovibles permettent un maintien supplémentaire et peuvent être retirées en phase de réhabilitation pour accompagner le mouvement naturel de l'articulation lors de l'ambulation.
- Articulations polycentriques en aluminium, conformables aux besoins du patient.
- Genouillère courte : hauteur 33 cm.
- 2 sangles indépendantes permettent de régler le niveau de compression et de maintien.
- Les sangles de maintien peuvent être rallongées par des bandes adhésives supplémentaires (taille XL).
- Le Gel de la compresse de froid reste modelable pour s'adapter au membre affecté.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Hauteur Attelle	Circ. Cuisse	Code Article	Code ACL/GTIN
Standard	33 cm	33-60 cm	82-0015	0190446274520
XL	33 cm	61-81 cm	82-0020	0190446266013

Prescrire : Perform' Ice Genou DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 102,29€ TTC - L.P.P.R. : 2152211



Tronc - Rachis

- Ceintures Lombaires
- Corset d'Immobilisation
- Colliers Cervicaux



Tronc - Rachis




Huit Français sur dix souffrent ou souffriront du mal de dos.

Plus de 5% des consultations des médecins généralistes sont motivées par ce problème.

Bien que l'affection soit le plus souvent bénigne, on redoute toujours une lombalgie symptomatique, c'est-à-dire révélatrice d'une affection évolutive. La lombalgie est très différente en fonction de sa durée d'évolution et de son retentissement social et psychologique, et éviter le passage à une pathologie chronique doit être une préoccupation centrale du thérapeute.

Le saviez-vous ?

- Le mal de dos représente la première cause d'invalidité avant 45 ans et coûte entre 1,5 et 2 milliards d'euros à la Sécurité Sociale.
- 90% des patients souffrant d'une lombalgie sont guéris en moins de 2 mois.
- 47% des Français déclarent avoir constamment mal au dos contre 30% il y a 30 ans.



Afin de couvrir un maximum de pathologies à traiter, DJO propose 4 types de ceintures :

- **Ceinture lombaire baleinée** : traitement et prévention, contention et maintien pour lombalgies chroniques, modérées ou aiguës, assistance lors de travaux de force.
- **Ceinture lombo-abdominale** : contention et maintien des lombaires avec support additionnel de la paroi abdominale.
- **Ceinture pneumatique** : lombalgies chroniques, modérées ou aiguës.
- **Ceinture rigide** : corset d'immobilisation pour utilisation post-traumatique ou post-opératoire.

Ceintures Lombaires



Conforstrap™
Page 100



Mystrap™
Page 101



Porostrap™
Page 102



Actistrap™
Page 103



Immostrap™
Page 104



AirStrap™
Page 105

Lombalgie (sub)aigüe ou Lumbago		•	•	•	•	
Lombalgie chronique	•		•	•		
Hernie discale symptomatique					•	•
Lombo-sciatalgie/cruralgie				•	•	•
Reprise d'activité				•		•

Ceintures Lombaires



MyBabystrap
Page 106



Duostrap™
Page 107



Abdostrap™ II
Page 108



**Ceinture Thoracique
Deluxe**
Page 109



Exos Form™ II
Page 110



TLSO II
Page 111

Lombalgie (sub)aigüe ou Lumbago		•				
Hernie discale symptomatique aigüe					•	
Fracture tassement rachis lombaire inferieur					•	•
Fracture tassement rachis lombaire superieur						•
Fracture tassement rachis dorsal						•
Déficience abdominale temporaire		•	•			
Déficience abdominale définitive (obésité)		•	•			
Laparotomie ou Stomie		•	•			
Post-op viscéral (prévention éventration)		•	•			
Grossesse et Post-partum	•					
Fracture costale				•		

Colliers Cervicaux



Collier Anatomique C1
Page 112



Collier Anatomique C2
Page 113



Collier C3
Page 114



Collier California
Page 114

Torticollis	•	•	•	
Entorse cervicale bénigne		•		
Entorse cervicale moyenne		•	•	
Cervicarthrose	•	•		
Cervicarthrose aigüe		•		
Névralgie cervico-brachiale		•	•	
Traumatisme cervical - Immobilisation			•	•

Ceintures Lombaires DonJoy[®]

Pourquoi a-t-on mal au dos ?


Le mal de dos est la **première cause d'invalidité avant 45 ans**. On considère que **80% des Français ont ou auront mal au dos au cours de leur vie**.

Les douleurs du dos sont surtout localisées dans la région cervicale (cervicalgies) et dans la région lombaire (lombalgies). La douleur est avant tout liée à une fatigue musculaire.

La douleur, quelle que soit sa nature, est déclenchée lorsque les capacités de la colonne vertébrale sont dépassées. Plus la colonne vertébrale aura à subir de contraintes, plus un individu sera sujet au mal de dos.

Les causes graves avec lésions osseuses (compression nerveuse par une hernie discale) sont heureusement les moins fréquentes et il s'agit le plus souvent d'un dysfonctionnement articulaire intervertébral avec une forte réaction musculaire. Par ailleurs, certains mouvements répétitifs, certaines positions professionnelles ou gestes domestiques favorisent l'apparition de la lombalgie.

Après le traitement médical antalgique et décontracturant de la phase aiguë, la réadaptation lombaire comporte, outre l'apprentissage des postures de protection lombaire et le renforcement musculaire, l'utilisation de ceintures lombaires ou de corsets.



Le rôle des ceintures de soutien lombaire DonJoy[®]

Les ceintures lombaires DonJoy[®] sont utilisées en phase aiguë afin de mettre en décompression la structure intervertébrale et par conséquent, diminuer les pressions et les douleurs.

Elles sont également utilisées en phase de rééducation assurant un contrôle postural et augmentant le niveau de conscience (meilleure position au repos et à l'effort).

DJO France est l'initiateur des baleines « auto-conformables » qui permettent une adaptabilité optimale afin d'allier confort et efficacité. Les ceintures lombaires DonJoy[®] assurent une bonne stabilité et de conserver la tonicité musculaire dans le cadre du traitement fonctionnel.



Découvrez la vidéo de mise en place
d'une ceinture lombaire DonJoy[®]

Solutions Élégantes et Efficaces

4 Baleines postérieures pour stabiliser la zone lombaire

Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement



Plastron avec passe-mains pour faciliter la mise en place

Baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal

Languette de maintien interne pour maintenir les sangles de rappel

Crochet interne avec zone de pré-accrochage pour faciliter la mise en place

Technologie DonJoy®



Textile respirant



PLB (Physiological Location Boning®)

*Emplacement Physiologique des Baleines



Contention forte



Elasticité multidirectionnelle



Adaptation Anatomique Optimale



Cellules d'air gonflables



Textile ventral indémaillable découpable



Double Compression antérieure & postérieure

Arbre décisionnel Ceintures Lombaires - Corset d'immobilisation



TRONC
RACHIS



Mesurer le tour de taille
au niveau ombilical.



DONJOY

ConforstrapTM

Indications :

- Lomalgie chronique.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat par la compression souple exercée.**
- Soulagement des douleurs musculaires par thermothérapie (utilisation du pack de chaud/froid amovible).
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récides.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Hauteur dorsale : 21 et 26 cm.
- Tricotage 3D & élasticité multidirectionnelle assurant un ajustement anatomique et un confort optimal.
- 4 baleines postérieures rigides préformées pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastring ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Livré avec un pack de chaud/froid AXPI amovible pour soulagement de la douleur par cryo/thermothérapie.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Ne contient pas de latex.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).



Usage / Profil Patient

- Sédentaire.
- Adaptée pour les activités du quotidien.
- Convient aux patients allergiques au latex.
- Posologie : port durant les phases algiques et usage préventif selon les besoins.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
Hauteur 21 cm				
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0233-1	3401597135989
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0233-2	3401597136290
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0233-3	3401597367779
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0233-4	3401597367830
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0233-5	3401597368080
Hauteur 26 cm				
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0234-1	3401597370212
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0234-2	3401597370380
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0234-3	3401597370441
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0234-4	3401597370502
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0234-5	3401597370670

Elaborée avec PBO Design



Prescrire : ConforstrapTM DonJoy[®]

Remboursé S.S.

Base de remboursement 47,19€ TTC L.P.P.R. : 201E00.021 - 21 cm

Base de remboursement 55,86€ TTC L.P.P.R. : 201E00.022 - 26 cm

Livré avec un AXPI



Mesurer le tour de taille
au niveau ombilical.



DONJOY

MystrapTM

Indications :

- Lombalgie aiguë ou subaiguë.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- Effet antalgique immédiat par la compression modérée exercée.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récurrences.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (de T1 à T3).
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- 4 baleines postérieures rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel pour ajuster le niveau de contention.
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Usage / Profil Patient

- Sédentaire.
- Idéale pour : reprise d'activité.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
T1	26 cm	70 - 89 cm	82-96110-1	3401040687331
T2	26 cm	90 - 112 cm	82-96110-2	3401040687560
T3	26 cm	113 - 135 cm	82-96110-3	3401040687621



TRONC
RACHIS

Prescrire : MystrapTM DonJoy[®]

Remboursé S.S.

Base de remboursement 55,86€ TTC - L.P.P.R. : 201E00.022



Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.



DONJOY

PorostrapTM

Indications :

- **Lombalgie aiguë ou subaiguë.**
- Prévention de la récurrence chez les personnes et/ou les activités à risque.
- Lombalgie chronique.
- Reprise d'activité.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat grâce à la compression modérée exercée.**
- Effet décontractant par le biais des sangles de rappel qui permettent d'ajuster la compression.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récurrences.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Hauteur dorsale : 21 cm & 26 cm.
- Ceinture profilée et légère, effet « seconde peau ».
- Textile ajouré respirant pour un confort d'utilisation optimal.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines souples antérieures pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention.
- Plastring ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Prescrire : PorostrapTM DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 47,19€ TTC L.P.P.R. : 201E00.021 (21 cm)

Base de remboursement 55,86€ TTC L.P.P.R. : 201E00.022 (26 cm)



Usage / Profil Patient

- Sédentaire à Actif.
- Idéale pour : reprise d'activité, travaux légers, port sous un vêtement.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
Porostrap - Hauteur 21 cm				
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0227-1	3401597133169
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0227-2	3401597133220
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0227-3	3401597133398
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0227-4	3401597133459
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0227-5	3401597133510
Porostrap - Hauteur 26 cm				
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0228-1	3401597133749
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0228-2	3401597133800
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0228-3	3401597133978
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0228-4	3401597134289
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0228-5	3401597134401

Elaborée avec PBO Design





Mesurer le tour de taille
au niveau ombilical.



DONJOY

Actistrap™

Indications :

- **Lombalgie aiguë ou chronique.**
- Lumbago.
- Lombo-sciatlagie ou lombo-cruralgie aiguë.
- Prévention de la récurrence lors de travaux de force.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- **Effet antalgique immédiat par la compression forte exercée.**
- Effet décontractant par le biais des sangles de rappel qui permettent d'ajuster la compression.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récurrences.
- Correction posturale (baleinage rigide) favorisant la correction des attitudes pathologiques (lordose).
- Contention et stabilisation accrue pour une amplitude de mouvement contrôlée et sécurisée.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Hauteur dorsale : 21 cm et 26 cm.
- Contention élastique forte en partie dorsale pour favoriser le contrôle postural.
- 4 baleines postérieures rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Doubles sangles de rappel pour ajuster le niveau de contention.
- Sangles dédoublées en partie dorsale pour une contention accrue.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Prescrire : Actistrap™ DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 47,19€ TTC L.P.P.R. : 201E00.021 (21 cm)

Base de remboursement 55,86€ TTC L.P.P.R. : 201E00.022 (26 cm)



Usage / Profil Patient

- Actif.
- Assistance lors de travaux de force, activités de loisirs.
- Posologie : port durant les phases aiguës 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
Actistrap™ - Hauteur 21 cm				
XS	21 cm	56 - 68 cm	82-0230-1	3401597360855
S	21 cm	68 - 82 cm	82-0230-2	3401597361746
M	21 cm	82 - 98 cm	82-0230-3	3401597362927
L	21 cm	98 - 116 cm	82-0230-4	3401597363467
XL	21 cm	116 - 136 cm	82-0230-5	3401597363696
Actistrap™ - Hauteur 26 cm				
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0231-1	3401597364068
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0231-2	3401597364419
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0231-3	3401596922870
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0231-4	3401596922931
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0231-5	3401596923471

Elaborée avec PBO Design

TRONC
RACHIS



Découvrez la vidéo de mise
en place d'une ceinture
lombaire DonJoy®





Mesurer le tour de taille
au niveau ombilical.



DONJOY

Immostrap[™]

Indications :

- **Lombalgie aiguë ou chronique.**
- Lumbago.
- Lombo-sciatlagie ou lombo-cruralgie aiguë.
- Hernies discales symptomatiques.
- Reprise d'activité.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action

- **Effet antalgique immédiat par la compression forte exercée.**
- Effet décontractant par le biais des sangles de rappel qui permettent d'ajuster la compression.
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récides.
- Contention et stabilisation accrue pour une amplitude de mouvement contrôlée et sécurisée.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Contention élastique forte pour favoriser le contrôle postural.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Quadruples sangles de rappel postural permettant d'ajuster le niveau de compression.
- Serrage supérieur et inférieur indépendant pour une adaptation parfaite à la morphologie.
- Serrage sans effort grâce aux boucles coulissantes.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats » à 30°C).



Découvrez la vidéo de mise en place
de la ceinture Immostrap[™] DonJoy[®]

Prescrire : Immostrap[™] DonJoy[®]

Remboursé S.S.

Base de remboursement 55,86 € TTC - L.P.P.R. : 201E00.022



Usage / Profil Patient

- Actif.
- Idéale pour : activités de loisirs, assistance lors de travaux de force, femme avec des hanches prononcées.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0229-1	3401597364297
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0229-2	3401597359736
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0229-3	3401597359965
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0229-4	3401597360107
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0229-5	3401597360336

Elaborée avec PBO Design





Mesurer le tour de taille
au niveau ombilical.



DONJOY

Airstrap™

Indications :

- Reprise d'activité après hernie discale symptomatique.
- Reprise d'activité après lombo-sciatalgie ou lombo-cruralgie.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- Effet antalgique immédiat par la compression modérée exercée.
- Effet de décharge par l'étirement léger de l'espace interdiscal venant libérer les nerfs comprimés, notamment L4/L5/S1.
- Effet massant et décontractant sur les muscles lombaires généré par la circulation de l'air dans les cellules gonflables.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Ceinture pneumatique composée de plusieurs cellules d'air verticales.
- Aucunes baleines rigides, ce qui procure un soutien lombaire avec un confort optimal dans toutes les positions.
- Effets de décharge, d'isolation thermique et de massage générés par les cellules d'air.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Double sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « textiles délicats » à 30°C).



Usage / Profil Patient

- Conduite prolongée (Conducteurs, routiers).
- Idéale pour : pratique d'activité avec des vibrations.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0236-1	3401596939441
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0236-2	3401596940270
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0236-3	3401596939502
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0236-4	3401596939960
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0236-5	3401596940041

Elaborée avec PBO Design



TRONC
RACHIS

Prescrire : Airstrap™ DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 43,43€ TTC - L.P.P.R. : 201E00.01



Version Evolution

DONJOY

MyBabystrap

Indications :

- Supporte une partie du poids de l'abdomen de la femme enceinte et réduit l'hyperlordose lombaire.
- Lombalgie et douleurs pelviennes de la femme enceinte.
- Post-partum.

Caractéristiques :

- **Disponible en taille réglable.**
- Hauteur dorsale : 23 cm.
- Hauteur ventrale : 8,5 cm.
- Bande de soutien abdominal épousant parfaitement votre abdomen tout au long de la grossesse.
- Tissus et velours doux apportant un confort optimal lors de l'utilisation, utilisable directement à même la peau.
- 4 baleines postérieures préformées rigides pour épouser parfaitement la morphologie de la patiente.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention lors des phases algiques.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Ne contient pas de latex.
- **Version Evolution** : soutien du bas-ventre grâce aux bandes abdominales ajustables jusqu'à 150 cm.



Version Evolution :
Bandeau réglable
à toutes les étapes de la grossesse



Usage / Profil Patient

- Maternité
- Adaptée pour une utilisation pendant et après la grossesse
- Posologie : port durant les phases algiques et usage préventif selon les besoins.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
MyBabystrap	23 cm	80 - 130 cm	82-0244	3401597133688
MyBabystrap Evolution	23 cm	80 - 150 cm	82-0245	3401597134869

**Prescrire : MyBabystrap DonJoy®
MyBabystrap Evolution DonJoy®**
Remboursé S.S.
Base de remboursement 47,19€ TTC - L.P.P.R. : 201E00.021





Mesurer le tour de taille
au niveau ombilical.



DONJOY

Duostrap™

Indications :

- **Lombalgie associée à une insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire ou acquise (obésité morbide).**
- Eventration.
- Chirurgie viscérale avec laparotomie.
- Tétraplégie ou paraplégie haute.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action

- **Effet antalgique immédiat par la compression forte exercée.**
- Maintien proprioceptif permettant d'éviter les attitudes nocives et les récédives.
- Contention et stabilisation accrue pour une amplitude de mouvement contrôlée et sécurisée.
- Compensation de la déficience abdominale par soutien compressif fort.

Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de S à XXL).**
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Contention élastique forte pour un maintien lombaire et abdominal accru.
- Dimensions adaptées pour favoriser le maintien abdominal dans son ensemble.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines abdominales flexibles pour renforcer le soutien abdominal.
- Doubles sangles de rappel postural pour ajuster le niveau de contention.
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place.
- Possibilité d'équiper un tour de taille extrême jusqu'à 156 cm.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « textiles délicats » à 30°C).

Prescrire : Duostrap™ DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 71,90€ TTC - L.P.P.R. : 201E00.032



Usage / Profil Patient

- Sédentaire.
- Idéale pour : patient obèse, post-op, reprise d'activité et patient tétraplégique.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0243-2	3401596938789
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0243-3	3401596938840
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0243-4	3401596938901
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0243-5	3401596939090
XXL	26 cm	136 - 156 cm	82-0243-6	3401596939151

Elaborée avec PBO Design





Mesurer le tour de taille
au niveau ombilical.



Livrée avec sa
patte hypogastrique



Usage / Profil Patient

- Patient alité, sédentaire.
- Idéale pour : post-opératoire.
- Posologie : port continu en post-opératoire pendant la phase de cicatrisation ou jusqu'à la récupération totale de la déficience abdominale.

DONJOY

Abdostrap™ II

Indications :

- Insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire (post-partum) ou acquise (obésité morbide).
- Chirurgie viscérale avec laparotomie ou stomie.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (S à XXL).
- Hauteurs dorsales : 18, 25 et 32 cm.
- Contention élastique forte pour favoriser le maintien abdominal.
- 2 baleines postérieures souples pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines abdominales flexibles pour renforcer le soutien abdominal.
- Textile ventral indémaillable, découpable sans risque d'effilement pour réaliser des soins sans retirer la ceinture.
- Livrée avec une patte hypogastrique.
- Ne contient pas de latex.

Objectif Thérapeutique & Modes d'Action :

- Effet antalgique immédiat par la compression modérée exercée.
- Compensation des déficiences abdominales temporaires ou lors des risques d'éventration proche de la zone de stomie.
- Cicatrisation en post-opératoire par le soutien compressif modéré.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « textiles délicats » à 30°C).

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
Abdostrap™ II - Hauteur 18 cm				
S	18 cm	68 - 82 cm	82-0256-1	3401582797406
M	18 cm	82 - 98 cm	82-0256-2	3401582797635
L	18 cm	98 - 116 cm	82-0256-3	3401582797864
XL	18 cm	116 - 136 cm	82-0256-4	3401582797925
XXL	18 cm	136 - 156 cm	82-0256-5	3401582798007

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
Abdostrap™ II - Hauteur 25 cm				
S	25 cm	68 - 82 cm	82-0257-1	3401582798236
M	25 cm	82 - 98 cm	82-0257-2	3401582798465
L	25 cm	98 - 116 cm	82-0257-3	3401582798526
XL	25 cm	116 - 136 cm	82-0257-4	3401582798694
XXL	25 cm	136 - 156 cm	82-0257-5	3401582798816

Désignation	Haut. Ceinture	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
Abdostrap™ II - Hauteur 32 cm				
S	32 cm	68 - 82 cm	82-0258-1	3401582799066
M	32 cm	82 - 98 cm	82-0258-2	3401582799127
L	32 cm	98 - 116 cm	82-0258-3	3401582799295
XL	32 cm	116 - 136 cm	82-0258-4	3401582799356
XXL	32 cm	136 - 156 cm	82-0258-5	3401582799585

Elaborée avec PBO Design

Accessoire	Code Article	Code ACL/GTIN
Patte Hypogastrique pour Ceinture Abdostrap™ II DonJoy®	82-0246	3401521372466



**Prescrire : Abdostrap™ II DonJoy®
Remboursé S.S.**

Base de remboursement 57,54€ TTC - L.P.P.R. : 201E00.031 - H.18 cm

Base de remboursement 71,90€ TTC - L.P.P.R. : 201E00.032 - H.25 cm

Base de remboursement 82,68€ TTC - L.P.P.R. :

201E00.032/201E03.01 - H.32 cm



Mesurer le tour de poitrine,
sur la poitrine (sans les bras).



PROCARE

Ceinture Thoracique Deluxe

Indications :

- Limitation des mouvements de la cage thoracique.
- Fracture de côtes.
- Traumatisme de la cage thoracique.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles.
- Structure à 2 panneaux élastiques.
- Hauteur : 15 cm.
- Doublure coton et fermeture auto-agrippante.
- Disponible en modèle masculin ou féminin.
- Ne contient pas de latex.

Désignation	Tour Cage Thoracique	Code Article	Code ACL/CTIN
Homme - Standard	71-127 cm	79-89150	3401099573203
Homme -XL	71-165 cm	79-89151	3401099573432
Femme - Standard	71-127 cm	79-89160	3401099573661



TRONC
RACHIS

Prescrire : Ceinture Thoracique Deluxe ProCare[®]
Non remboursé S.S.



Mesurer le tour de taille
au niveau ombilical.



Exos Form™ II

Indications :

- **Fractures vertébrales stables.**
- Fractures tassements des corps vertébraux.
- Spondylodiscite.
- Chirurgie de la région lombaire.
- Hyperlordose symptomatique.

Caractéristiques :

- **Disponible en 2 tailles (S/M et L/XL).**
- Constitué d'un panneau avant et arrière pré-formés et thermoformables (four Exos™ ou pistolet thermique à 77°) permettant au patient de la porter immédiatement.
- Technologie BOA®. Le double système de fermeture permet de régler indépendamment le serrage de la partie supérieure et de la partie inférieure de la ceinture.
- Panneaux latéraux ajustables : permet de s'adapter à différents tours de taille pour une mise en place optimale.
- Nouveau matériau thermoformable breveté V-STX™ utilisé pour la coque dorsale ainsi que la coque ventrale afin d'ajuster le dispositif à la lordose et à la morphologie du patient
- Mousse ComfortCORE™, épouse parfaitement la morphologie du patient et s'ajuste instantanément à ses mouvements. Cette mousse améliore considérablement le confort du patient.
- Possibilité d'ajustement de la ceinture tout au long de la rééducation et en post-rétablissement.

Désignation	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
S/M	63 - 125 cm	300637-40	0888912588065
L/XL	125 - 152 cm	300637-60	0888912588072



Découvrez la vidéo de mise en place du
corset ExosForm™ II

Prescrire : Exos Form™ II
Remboursé S.S.
Base de remboursement 167,69€ TTC - L.P.P.R. : 201E00.05



Système de fermeture dynamique BOA®



Mousse ComfortCORE™



Nouveau matériau thermoformable breveté V-STX™





Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

DONJOY

TLSO II

Indications :

- Douleurs aiguës.
- Fractures par tassement des vertèbres thoraciques.
- Ostéoporose : stades débutant à avancé.
- Douleurs thoraco-lombaires de nature mécanique.
- Hyper-cyphose.
- Pré ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (S à XXL).
- Assure le niveau de restriction de mobilité nécessaire au processus de cicatrisation.
- Dispositif extrêmement léger composé d'un système innovant breveté assurant un bon maintien, d'attaches ergonomiques pour le harnais et d'une barre ajustable facilitant le réglage de la hauteur.
- Les bretelles matelassées améliorent le confort du patient.
- Les panneaux latéraux rigides se chevauchent afin d'assurer une meilleure stabilité latérale.
- Le plastron rigide contribue à éviter la flexion antérieure du tronc.
- La zone d'évidement médiane permet d'éviter tout contact avec la cicatrice chirurgicale.

Désignation	Circ. Taille	Code Article	Code ACL/GTIN
TLSO II - S	76 - 89 cm	11-1585-2	0888912217873
TLSO II - M	89 - 101 cm	11-1585-3	0888912217880
TLSO II - L	101 - 114 cm	11-1585-4	0888912217897
TLSO II - XL	114 - 127 cm	11-1585-5	0888912217903
TLSO II - XXL	127 - 140 cm	11-1585-6	0888912217910



Découvrez la vidéo de mise en place du corset TLSO II DonJoy[®]

Prescrire : TLSO II DonJoy[®]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 167,69€ TTC - L.P.P.R. : 201E00.05



Un système breveté de réglage permet au patient d'ajuster seul le dispositif jusqu'au niveau de maintien souhaité.



Les attaches ergonomiques du harnais facilitent la mise en place et le retrait de l'orthèse.



La barre sternale munie d'une crémaillère permet un réglage précis de la hauteur sans outil.





Mesurer la circonférence
du cou.



DONJOY

Collier Anatomique C1

Indications :

- Soutien léger des vertèbres cervicales évitant les mouvements de grande amplitude associé à un effet thermique décontracturant.
- Torticolis modéré.
- Poussées douloureuses lors de la cervicarthrose.
- Sevrage d'une immobilisation stricte (collier rigide ou minerve).

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles.
- Disponible en 3 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm et 9,5 cm.
- Collier cervical pour soutien léger, non réglable en hauteur.
- Mousse habillée de jersey pur coton.
- Fermeture auto-agrippante.

Désignation	Haut. Collier	Circ. Cou	Code Article	Code ACL/GTIN
Pédiatrique - Bleu Marine	6 cm	21 - 25 cm	CC10PPAB	3401098382882
T0 - Bleu Marine	7,5 cm	25 - 28 cm	CC10P0AB	3401098382943
T1 - Bleu Marine	7,5 cm	29 - 32 cm	CC10P1AB	3401098383025
T2 - Bleu Marine	7,5 cm	33 - 37 cm	CC10P2AB	3401098383193
T3 - Bleu Marine	7,5 cm	38 - 42 cm	CC10P3AB	3401098383254
T4 - Bleu Marine	7,5 cm	43 - 47 cm	CC10P4AB	3401098383315
T5 - Bleu Marine	7,5 cm	48 - 51 cm	CC10P5AB	3401098383483
T0 - Bleu Marine	9,5 cm	25 - 28 cm	CC10G0AB	3401098383544
T1 - Bleu Marine	9,5 cm	29 - 32 cm	CC10G1AB	3401098383605
T2 - Bleu Marine	9,5 cm	33 - 37 cm	CC10G2AB	3401098383773
T3 - Bleu Marine	9,5 cm	38 - 42 cm	CC10G3AB	3401098383834
T4 - Bleu Marine	9,5 cm	43 - 47 cm	CC10G4AB	3401098384084
T5 - Bleu Marine	9,5 cm	48 - 51 cm	CC10G5AB	3401098384145



Prescrire : Collier Anatomique C1 DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 9,25€ TTC - L.P.P.R. : 2118823



Mesurer la circonférence du cou.



DONJOY

Collier Anatomique C2

Indications :

- Soutien semi-rigide du rachis cervical limitant les mouvements de rotations et de flexion-extension du cou.
- Torticolis aiguë.
- Poussées hyperlagiques lors de la cervicarthrose.
- Entorse cervicale bénigne.
- Névralgie cervico-brachiale.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles.
- Disponible en 4 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm, 9,5 cm et 10,5 cm.
- Collier cervical pour soutien léger, non réglable en hauteur.
- Mousse habillée de jersey pur coton, renforcée par une plaque rigide **non amovible, intégrée dans le collier.**
- Fermeture auto-agrippante.



Désignation	Haut. Collier	Circ. Cou	Code Article	Code ACL/GTIN
Pédiatrique - Gris	6 cm	21 - 25 cm	CC20PPAG	3401098384206
T0 - Gris	7,5 cm	25 - 28 cm	CC20P0AG	3401098384374
T1 - Gris	7,5 cm	29 - 32 cm	CC20P1AG	3401098384435
T2 - Gris	7,5 cm	33 - 37 cm	CC20P2AG	3401098384664
T3 - Gris	7,5 cm	38 - 42 cm	CC20P3AG	3401098384725
T4 - Gris	7,5 cm	43 - 47 cm	CC20P4AG	3401098384893
T5 - Gris	7,5 cm	48 - 51 cm	CC20P5AG	3401098384954
T0 - Gris	9,5 cm	25 - 28 cm	CC20G0AG	3401098385036
T1 - Gris	9,5 cm	29 - 32 cm	CC20G1AG	3401098385265
T2 - Gris	9,5 cm	33 - 37 cm	CC20G2AG	3401098385326
T3 - Gris	9,5 cm	38 - 42 cm	CC20G3AG	3401098385494
T4 - Gris	9,5 cm	43 - 47 cm	CC20G4AG	3401098385555
T5 - Gris	9,5 cm	48 - 51 cm	CC20G5AG	3401098385616
T0 - Gris	10,5 cm	25 - 28 cm	CC20TG0AG	3401041366761
T1 - Gris	10,5 cm	29 - 32 cm	CC20TG1AG	3401041366822
T2 - Gris	10,5 cm	33 - 37 cm	CC20TG2AG	3401041366990
T3 - Gris	10,5 cm	38 - 42 cm	CC20TG3AG	3401041367072
T4 - Gris	10,5 cm	43 - 47 cm	CC20TG4AG	3401041367133
T5 - Gris	10,5 cm	48 - 51 cm	CC20TG5AG	3401041367423

TRONC
RACHIS

Prescrire : Collier Anatomique C2 DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 13,10€ TTC - L.P.P.R. : 2139009



Mesurer la circonférence du cou.



DONJOY

Collier C3

Indications :

- Réglage en hauteur et rigidité assurent une immobilisation plus stricte des vertèbres cervicales.
- Traumatisme cervical (coup du lapin, etc.).
- Névralgie cervico-brachiale.
- Entorse cervicale de gravité modérée.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles.
- Collier cervical réglable en hauteur (10 cm minimum, 12 cm maximum), avec ou sans mentonnière.
- Ce collier est constitué de deux plaques de polyéthylène perforées pour une meilleure ventilation.
- Ses bords sont recouverts d'un bourrelet de protection assurant un bon confort.
- Fermeture auto-agrippante.

Désignation	Circ. Cou	Code Article	Code ACL/GTIN
Collier C3 - Sans mentonnière			
T1	27 - 38 cm	CC301	3401073151618
T2	38 - 47 cm	CC302	3401073151786
T3	> 47 cm	CC303	3401073151847

Désignation	Circ. Cou	Code Article	Code ACL/GTIN
Collier C3 - Avec mentonnière			
T1	27 - 38 cm	CC311	3401073152158
T2	38 - 47 cm	CC312	3401073152219
T3	> 47 cm	CC313	3401073152387



Mesurer la hauteur de l'appui mentonnier à l'appui sternal.



Mesurer la circonférence du cou.



DONJOY

Collier California

Indications :

- Immobilisation pour traumatismes cervicaux.
- Constitué de deux parties anatomiques en plastazote, cette mini minerve permet un appui mentonnier, occipital, dorsal et sternal.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de XS à L).
- Hypoallergénique.
- Radiotransparent.
- Fermeture par bandes auto-agrippantes.
- Collier munie d'une ouverture trachéale.

Désignation	Hauteur	Circ. Cou	Code Article	Code ACL/GTIN
California - Avec Ouverture Trachéale				
XS - Pédiatrique	5,7 cm	17,5 - 25,5 cm	79-83122	3401043893197
S	5,7 cm	25,5 - 33 cm	79-83123	3401073152509
M	5,7 cm	33 - 40,5 cm	79-83125	3401043893548
L	5,7 cm	40,5 - 48 cm	79-83127	3401043893777
S	8,3 cm	25,5 - 33 cm	79-83133	3401043893258
M	8,3 cm	33 - 40,5 cm	79-83135	3401073152677
L	8,3 cm	40,5 - 48 cm	79-83137	3401043893838
S	10,8 cm	25,5 - 33 cm	79-83143	3401043893319
M	10,8 cm	33 - 40,5 cm	79-83145	3401073152738
L	10,8 cm	40,5 - 48 cm	79-83147	3401043894088
S	13,3 cm	25,5 - 33 cm	79-83153	3401043893487
M	13,3 cm	33 - 40,5 cm	79-83155	3401043893609
L	13,3 cm	40,5 - 48 cm	79-83157	3401073152967

Prescrire : Collier C3 avec mentonnière DonJoy®
Collier C3 sans mentonnière DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 15,71€ TTC - L.P.P.R. : 2105938

Prescrire : Collier California - Ouverture Trachéale DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 18,77€ TTC - L.P.P.R. : 2193813

Poignet - Main - Doigt

- Attelles Poignet
- Attelles Poignet, Pouce
- Attelles de Doigts



Attelles de Poignet, Pouce



La main est un formidable outil de préhension qui nous permet de saisir et de manipuler des objets de toutes formes. Le pouce, qui a la faculté de s'opposer aux quatre autres doigts, joue un rôle déterminant pour former une pince capable de réaliser des prises de force (frapper avec un marteau) ou de finesse (saisir une aiguille).

Les mouvements fins des doigts et de la main ne peuvent être efficaces que dans la mesure où le poignet est stabilisé dans une position favorable et à une bonne distance de la cible.


La main est aussi l'organe privilégié du toucher qui nous permet d'être en relation avec notre environnement mais aussi de communiquer avec les autres.

Les blessures et pathologies de la main et du poignet sont d'autant plus invalidantes qu'elles concernent la main dominante.

Les attelles de Poignet, Main et Pouce ont pour objectif de conserver une fonction aussi bonne que possible tout en protégeant les structures endommagées et/ou douloureuses.

Le saviez-vous ?

- On enregistre chaque année en France 1 400 000 blessures de la main.
- La rhizarthrose touche 20% des femmes de plus de 50 ans, mais seulement 1 femme sur 5 en souffre.
- Les fractures du poignet sont très fréquentes et surviennent principalement chez les enfants et les personnes âgées chez lesquelles l'ostéoporose est un facteur favorisant.



FlexiForm™ Poignet-pouce DonJoy®

Il existe plusieurs sortes d'attelles permettant de cibler l'immobilisation sur les articulations qui le nécessitent tout en conservant une fonction optimale des structures anatomiques environnantes.

- **Attelles de Poignet-Main** : permettent l'immobilisation plus ou moins stricte des articulations du poignet et carpo-métacarpiennes. Elles sont principalement indiquées pour les entorses et instabilités du poignet, le syndrome du canal carpien et la convalescence post-opératoire.
- **Attelles de Poignet et Pouce** : visent à immobiliser la colonne du pouce ce qui est nécessaire en cas de lésion traumatique ou de pathologie touchant les différentes structures anatomiques du pouce.
- **Attelles de Pouce** : réduisent la mobilité et augmentent la stabilité des articulations métacarpo-phalangiennes et trapézo-métacarpiennes. L'indication principale est la rhizarthrose et les entorses bénignes du pouce.
- **Attelles de Doigts** : permettent d'immobiliser les phalanges et/ou les métacarpiens en cas de fractures, luxations ou entorses touchant un ou plusieurs doigts.

Attelles de Poignet-Main



FlexiForm™ Poignet
Page 118



RespiForm™ Poignet
Page 118



Lace Up
Page 119



Silcast
Page 119



ManuForce®
Page 120



Quick Fit® Poignet
Page 121

Entorse et traumatismes du poignet	•	•	•	•	•
Immobilisation pré ou post-opératoire	•	•	•	•	•
Syndrôme du canal carpien				•	
Tendinopathie et teno synovite	•	•	•	•	•
Prévention et reprise d'activités				•	•
Arthrose du Poignet					•

Attelles de Poignet-Pouce



FlexiForm™ Poignet-Pouce
Page 121



RespiForm™ Poignet-Pouce
Page 122



Quick Fit® Poignet-Pouce
Page 122

Entorse métacarpophalangienne du pouce	•	•	•
Tendinopathie de De Quervain	•	•	•
Rhizarthrose	•	•	•
Immobilisation Post-Op			•
Syndrôme du canal carpien			•
Instabilités ligamentaires			•

Attelles de Pouce



Pol'Ax 1
Page 123



Thumb-O-Prene
Page 123

Entorse métacarpophalangienne du pouce	•	•
Rhizarthrose	•	•
Pouce du Skieur		•

Attelles de Poignet-Main-Doigt



Confort Doigt
Page 124



Immo Splint
Page 124

Entorse phalangienne et métacarpophalangienne	•	•
Fracture des métacarpes	•	•
Entorses et luxations de doigts		•
Fracture de phalanges		•

Arbre décisionnel Attelles de Poignet





Mesurer la circonférence
5 cm au-dessus du pli de
flexion du poignet.



DONJOY

FlexiForm[™] Poignet

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Tendinopathies et teno-synovites.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique à XL).
- Structure interne en maille respirante pour le confort du patient.
- Doublure externe en tissus velours pour faciliter l'application et la tenue de l'attelle.
- Eclisse dorsale en aluminum, ajustable selon les besoins du patient.
- Eclisse palmaire en aluminum, ajustable à l'anatomie du patient.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL/GTIN
Pédiatrique	< 14 cm	82-96030	3401099217183
S	14 - 16 cm	82-96032	3401099217244
M/L	16 - 21 cm	82-96033	3401099217305
XL	> 21 cm	82-96035	3401099217473

Prescrire : Flexiform[™] Poignet DonJoy[®]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 56,64€ TTC - L.P.P.R. : 2159526



Mesurer la circonférence
5 cm au-dessus du pli de
flexion du poignet.



DONJOY

RespiForm[™] Poignet

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Tendinopathies et teno-synovites.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Spécifier droite ou gauche.
- Orthèse de poignet en forme de gant, avec sangles de fermetures ajustables et auto-agrippantes.
- Eclisse palmaire et deux éclisses dorsales pour une immobilisation complète de l'articulation.
- Ne contient pas de latex.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XS	< 14 cm	82-96061	3401099217992
Droite - S	14 - 16 cm	82-96062	3401099218074
Droite - M	16 - 19 cm	82-96063	3401099218135
Droite - L	19 - 21 cm	82-96064	3401099218364
Droite - XL	> 21 cm	82-96065	3401099218425
Gauche - XS	< 14 cm	82-96051	3401099218593
Gauche - S	14 - 16 cm	82-96052	3401099218654
Gauche - M	16 - 19 cm	82-96053	3401099218715
Gauche - L	19 - 21 cm	82-96054	3401099218883
Gauche - XL	> 21 cm	82-96055	3401099218944

Prescrire : RespiForm[™] Poignet DonJoy[®]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 56,64€ TTC - L.P.P.R. : 2159526



Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

DONJOY

Lace Up

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Tendinopathies et teno-synovites.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Disponible en 2 longueurs pour s'adapter à la pathologie traitée : 17,5 cm et 25 cm.
- Spécifier droite ou gauche.
- Fabriquée en textile ajouré pour la circulation de l'air.
- Facilité d'application et de fermeture grâce au lacet de serrage.
- Ne contient pas de latex.

Désignation	Long. Attelle	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XS	17,5 cm	< 14 cm	82-87202	3401095084734
Droite - S	17,5 cm	14 - 16,5 cm	82-87203	3401095084963
Droite - M	17,5 cm	16,5 - 19 cm	82-87205	3401095085045
Droite - L	17,5 cm	19 - 21,5 cm	82-87207	3401095085106
Droite - XL	17,5 cm	> 21,5 cm	82-87208	3401095085274
Gauche - XS	17,5 cm	< 14 cm	82-87212	3401095085335
Gauche - S	17,5 cm	14 - 16,5 cm	82-87213	3401095085564
Gauche - M	17,5 cm	16,5 - 19 cm	82-87215	3401095085625
Gauche - L	17,5 cm	19 - 21,5 cm	82-87217	3401095085793
Gauche - XL	17,5 cm	> 21,5 cm	82-87218	3401095085854
Droite - XS	25 cm	< 14 cm	82-87222	3401095085915
Droite - S	25 cm	14 - 16,5 cm	82-87223	3401095086165
Droite - M	25 cm	16,5 - 19 cm	82-87225	3401095086226
Droite - L	25 cm	19 - 21,5 cm	82-87227	3401095086394
Droite - XL	25 cm	> 21,5 cm	82-87228	3401095086455
Gauche - XS	25 cm	< 14 cm	82-87232	3401095086516
Gauche - S	25 cm	14 - 16,5 cm	82-87233	3401095086684
Gauche - M	25 cm	16,5 - 19 cm	82-87235	3401095086745
Gauche - L	25 cm	19 - 21,5 cm	82-87237	3401095086806
Gauche - XL	25 cm	> 21,5 cm	82-87238	3401095086974

Prescrire : Lace Up DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 56,64€ TTC - L.P.P.R. : 2159526



Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.



Mesurer la circonférence de la paume au niveau du métacarpe.

DONJOY

Silcast

Indications :

- Syndrome de canal carpien.
- Prévention et reprise d'activité.
- Téo-synovites, tendinites.
- Lésions ligamentaires.
- Repos nocturne.
- Douleurs articulaires.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Spécifier droite ou gauche.
- Par son faible encombrement et son caractère étanche, idéal pour la pratique sportive nautique ou montagne.
- Attelle rigide avec ouverture au niveau du canal carpien.
- Radiotransparente.
- Orthèse de poignet pour maintien de l'articulation poignet/main sans entraver l'usage des doigts.

Désignation	Circ. Paume	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - S	17 - 20 cm	13 - 16,5 cm	POL42D1	3401079436504
Droite - M	20 - 23 cm	16,5 - 19,5 cm	POL42D2	3401079436672
Droite - L	23 - 26,5 cm	19,5 - 25,5 cm	POL42D3	3401079436733
Gauche - S	17 - 20 cm	13 - 16,5 cm	POL42G1	3401079436962
Gauche - M	20 - 23 cm	16,5 - 19,5 cm	POL42G2	3401079437044
Gauche - L	23 - 26,5 cm	19,5 - 25,5 cm	POL42G3	3401079437105

Prescrire : Silcast DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 41,64€ TTC - L.P.P.R. : 2182755



Mesurer la circonférence
5 cm au-dessus du pli de
flexion du poignet.



DONJOY

ManuForce[®]

Indications :

- Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet.
- Entorses légères à modérées du poignet.
- Tendinopathies.
- Arthrose débutante, arthrite.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (T1 à T6).
- Spécifier droite ou gauche.
- Orthèse élastique tricotée avec baleine en aluminium amovible.
- Sangle extra-large pour une stabilisation optimale et un meilleur confort.
- Système de rabat élastique du crochet de la sangle de maintien, permet une protection additionnelle de la partie tricotée.

Désignation	Tour de Poignet	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - T1	13-14,5 cm	82-0254-1	4250886809808
Droite - T2	14,5-16 cm	82-0254-2	4250886809815
Droite - T3	16-17,5 cm	82-0254-3	4250886809822
Droite - T4	17,5-19 cm	82-0254-4	4250886809839
Droite - T5	19-20,5 cm	82-0254-5	4250886809846
Droite - T6	20,5-22 cm	82-0254-6	4250886809853
Gauche - T1	13-14,5 cm	82-0255-1	4250886809860
Gauche - T2	14,5-16 cm	82-0255-2	4250886809877
Gauche - T3	16-17,5 cm	82-0255-3	4250886809884
Gauche - T4	17,5-19 cm	82-0255-4	4250886809907
Gauche - T5	19-20,5 cm	82-0255-5	4250886809914
Gauche - T6	20,5-22 cm	82-0255-6	4250886809921

Prescrire : ManuForce[®] DonJoy

Remboursé S.S.

Base de remboursement 41,64€ TTC - L.P.P.R.: 2182755



Insert en silicone.
Permet de réduire la pression sur
les nerfs et les vaisseaux.



Baleine aluminium amovible.
Peut être enlevée après la phase
aiguë.



**Sangle de maintien élastique
amovible.**
Pour une meilleure stabilité.



**Système élastique de rabat
du crochet de la sangle de
maintien.**



Mesurer la circonférence
5 cm au-dessus du pli de
flexion du poignet.



PROCARE

Quick Fit[®] Poignet

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Tendinopathies et teno-synovites.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Standard et XL).
- Spécifier droite ou gauche.
- Matériau léger et résistant en nylon pour plus de confort et une meilleure observance du traitement par le patient.
- Eclisse dorsale repositionnable pour une amplitude de mouvement contrôlée.
- Permet d'éviter la flexion, l'extension ou la rotation du poignet.
- Eclisse palmaire amovible et modelable pour un ajustement sur mesure.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - Standard	Maxi ≤ 25,4 cm	81-87460	3401095084673
Gauche - Standard	Maxi ≤ 25,4 cm	81-87470	3401095084505
Droite - XL	> 25,4 cm	81-87461	3401066657691
Gauche - XL	> 25,4 cm	81-87471	3401066504438

Prescrire : Quick Fit[®] Poignet ProCare[®]

Remboursé S.S.

Base de remboursement 56,64€ TTC - L.P.P.R. : 2159526



Mesurer la circonférence
5 cm au-dessus du pli de
flexion du poignet.



DONJOY

FlexiForm[™] Poignet-Pouce

Indications :

- Entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
- Traumatismes de la colonne du pouce.
- Rhizarthrose.
- Tendinopathie de De Quervain.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M/L et XL).
- Structure interne en maille respirante pour le confort du patient.
- Doublure externe en tissu velours pour faciliter l'application et la tenue de l'attelle.
- Eclisse palmaire en aluminum, ajustable selon les besoins du patient.
- Eclisse semi-rigide intégrée sur la colonne de pouce pour une stabilité accrue.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL/GTIN
S	14 - 16 cm	82-96042	3401099217534
M/L	16 - 21 cm	82-96043	3401099217763
XL	> 21 cm	82-96045	3401099217824

Prescrire : Flexiform[™] Poignet-Pouce DonJoy[®]

Remboursé S.S.

Base de remboursement 53,18€ TTC - L.P.P.R. : 2189800



Mesurer la circonférence
5 cm au-dessus du pli de
flexion du poignet.

DONJOY

RespiFormTM Poignet-Pouce

Indications :

- Entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
- Traumatismes de la colonne du pouce.
- Rhizarthrose.
- Tendinopathie de De Quervain.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Spécifier droite ou gauche.
- Attelle de poignet-pouce en forme de gant facile à mettre en place.
- Eclisses palmaire, dorsale et de colonne de pouce pour assurer l'immobilisation.
- Eclisse de colonne de pouce en aluminium ajustable, pour l'abduction du pouce.
- Sangles de fermeture ajustables et auto-agrippantes.
- Ne contient pas de latex.

Désignation	Circ. Poignet	Code article	Code ACL/GTIN
Droite - XS	< 14 cm	82-96081	3401099219026
Droite - S	14 - 16 cm	82-96082	3401099219194
Droite - M	16 - 19 cm	82-96083	3401099219255
Droite - L	19 - 21 cm	82-96084	3401099219316
Droite - XL	> 21 cm	82-96085	3401099219484
Gauche - XS	< 14 cm	82-96071	3401099219545
Gauche - S	14 - 16 cm	82-96072	3401099219606
Gauche - M	16 - 19 cm	82-96073	3401099219774
Gauche - L	19 - 21 cm	82-96074	3401099219835
Gauche - XL	> 21 cm	82-96075	3401099220084

Prescrire : RespiFormTM Poignet-Pouce DonJoy[®]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 53,18€ TTC - L.P.P.R. : 2189800



Mesurer la circonférence
5 cm au-dessus du pli de
flexion du poignet.

PROCARE

Quick Fit[®] Poignet-Pouce

Indications :

- Instabilité articulaire du pouce.
- Entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
- Traumatismes de la colonne du pouce.
- Luxations du pouce.
- Pouce du skieur.
- Immobilisation post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Standard et XL).
- Spécifier droite ou gauche.
- Matériau léger et résistant en nylon pour plus de confort et une meilleure observance du traitement par le patient.
- Eclisse dorsale repositionnable pour une amplitude de mouvement contrôlée.
- Permet d'éviter la flexion, l'extension ou la rotation du poignet.
- Eclisse palmaire amovible et modelable pour un ajustement sur mesure.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - Standard	< 28 cm	81-87480	3401099574903
Gauche - Standard	< 28 cm	81-87490	3401099575092
Droite - Taille XL	> 28 cm	81-87581	3401548912430
Gauche - Taille XL	> 28 cm	81-87591	3401521372008

Prescrire : Quick-Fit[®] Poignet-Pouce ProCare[®]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 53,18€ TTC - L.P.P.R. : 2189800



Mesurer la circonférence à la base du pouce en cm (1^{ère} phalange).

DONJOY

Pol'Ax 1

Indications :

- Maintien des articulations de la base du pouce et limitation des amplitudes articulaires.
- Entorse de gravité légère à modérée de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
- Rhizarthrose débutante.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Orthèse statique de pouce thermoformable « prête à l'emploi » s'adaptant parfaitement à la morphologie grâce à son composant thermoformable.
- Le Pol'ax 1 respecte l'anatomie et n'entrave pas la mobilité phalangienne notamment les mouvements de pince.
- Il est recommandé de s'adresser à un professionnel pour assurer une mise en place adéquate.
- Facilité d'ajustement grâce à la sangle de fermeture auto-agrippante.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Circ. Pouce	Code Article	Code ACL/GTIN
S	6 - 8,5 cm	POLIOS	3401073153100
M	9 - 10,5 cm	POLIOM	3401073153278
L	11 - 12,5 cm	POLIOL	3401073153339

Prescrire : Pol'Ax 1 DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 43,32€ TTC - L.P.P.R. : 2139943



Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

DONJOY

Thumb-O-Prene

Indications :

- Maintien de l'ensemble de la colonne du pouce et protection des structures endommagées.
- Entorses de gravité modérée à grave et luxations du pouce.
- Pouce du skieur.
- Hyper-extension.
- Rhizarthrose.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Standard et XL).
- Attelle de pouce en néoprène livrée avec 2 éclisses amovibles, modelable en aluminium pour apporter rigidité et support.
- Sangle élastique additionnelle pour positionner le pouce en abduction ou en adduction.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL/GTIN
Standard	≤ 28 cm	82-82700	3401095087056
XL	> 28 cm	82-82701	3401066518855

Prescrire : Thumb-O-Prene DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 53,18€ TTC - L.P.P.R. : 2189800



Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.



Eclisse palmaire amovible

DONJOY

Confort Doigt

Indications :

- Immobilisation du poignet et d'un nombre variable de doigts dans l'angulation recherchée.
- Fracture des métacarpes.
- Immobilisation post-opératoire.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de S à XL).
- Spécifier droite ou gauche.
- Orthèse de poignet-main-doigts en forme de gant, avec éclisse dorsale et fermeture auto-agrippante.
- Eclisse palmaire/digitale amovible et ajustable en fonction des doigts à immobiliser.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - S	13 - 16 cm	POL48D1	3401042990880
Droite - M	17 - 20 cm	POL48D2	3401042990941
Droite - L	20 - 23 cm	POL48D3	3401042991023
Droite - XL	> 23 cm	POL48D4	3401043009406
Gauche - S	13 - 16 cm	POL48G1	3401042991191
Gauche - M	17 - 20 cm	POL48G2	3401042991252
Gauche - L	20 - 23 cm	POL48G3	3401042991313
Gauche - XL	> 23 cm	POL48G4	3401043009345

Prescrire : Confort Doigt DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 58,32€ TTC - L.P.P.R. : 2116741



Mesurer la longueur, depuis le poignet jusqu'à la 3^{ème} phalange du doigt (extrémité distale).



DONJOY

Immo Splint

Indications :

- Attelle d'immobilisation d'un doigt avec éclisse modelable.
- Entorse et luxation des doigts.
- Fracture de phalange.
- Traumatisme et plaie des doigts.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Structure en mousse et vinyle, avec sangles de fermeture auto-agrippantes pour un ajustement adéquat.
- Eclisse modelable pour positionner le doigt en flexion ou en extension.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Long. Attelle	Code Article	Code ACL/GTIN
S	19 x 1 cm	82-87123	3401095087117
M	23 x 1 cm	82-87125	3401095087285
L	25,5 x 1 cm	82-87127	3401095087346

Prescrire : Immo Splint DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 36,71€ TTC - L.P.P.R. : 2165194



Mesurer de la base
du doigt jusqu'à son
extrémité.

DONJOY

Attelle Grenouille

Indications :

- Assure l'immobilisation des articulations inter-phalangiennes proximales et distales.
- Entorse et luxation des dernières articulations du doigt.
- Fracture des 2 dernières phalanges.
- Traumatisme et plaies distales des doigts.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Attelles en aluminium facilement conformables pour un ajustement adéquat.
- Doublure capitonnée pour plus de confort.
- Livrée à l'unité.

Désignation	Doigt	Taille Attelle	Code Article	Code ACL/CTIN
S	Auriculaire	5,7 x 7 cm	71963	3401079016928
M	Annulaire, Majeur, Index	6,35 x 7,3 cm	71965	3401079017000
L	Pouce	7,6 x 8,9 cm	71967	3401079017178

Prescrire : Attelle Grenouille DonJoy®
Non Remboursé S.S.



Mesurer de la base
du doigt jusqu'à son
extrémité.

DONJOY

Attelle Baseball

Indications :

- Assure l'immobilisation des articulations inter-phalangiennes proximale et distale.
- Entorse et luxation des dernières articulations du doigt.
- Fracture des 2 dernières phalanges.
- Traumatisme et plaies distales des doigts.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Attelle en aluminium conformable capitonnée facilement ajustable pour le confort du patient.
- Livrée à l'unité.

Désignation	Long. Attelle à plat	Code Article	Code ACL/GTIN
S	10,1 cm	72093	3401045938537
M	11,4 cm	72095	3401045938766
L	12,7 cm	72097	3401045938827

Prescrire : Attelle Baseball DonJoy®
Non Remboursé S.S.



DONJOY

Attelle Aluminium Mousse

Indications :

- Maintien des phalanges proximales et distales.
- Maintien métacarpophalangien.

Caractéristiques :

- Disponible en 7 tailles (de 1,25 x 23 cm à 5 x 46 cm).
- Attelle aluminium mousse découpable et conformable.
- Livrée à l'unité.

Désignation	Taille Attelle	Code Article	Code ACL/GTIN
Attelle Alu Mousse	5 x 46 cm	72010	3401079114204
Attelle Alu Mousse	2,5 x 46 cm	72020	3401079114143
Attelle Alu Mousse	1,25 x 23 cm	72030	3401079113771
Attelle Alu Mousse	1,25 x 46 cm	72163	3401079113832
Attelle Alu Mousse	2 x 46 cm	72165	3401079114082
Attelle Alu Mousse	2 x 23 cm	72166	3401045613915
Attelle Alu Mousse	2,5 x 23 cm	72168	3401596430535



DONJOY

Attelle Staxx

Indications :

- Lésions de l'articulation distale (3^{ème} phalange - P3).

Caractéristiques :

- Disponible en 8 tailles.
- Coloris : transparent. Pour le Kit : chair et transparent.
- Kit Attelle Staxx : assortiment de 30 par boîte.
- Composition d'un kit Attelle Staxx de 30 :
 - 3 x T1
 - 3 x T2
 - 3 x T3
 - 5 x T4
 - 4 x T5
 - 4 x T5,5
 - 4 x T6
 - 4 x T7
- En option : sangle de maintien (boîte de 25).
- Livrée à l'unité.

Désignation	Circ. Phalange*	Code Article	Code ACL/GTIN
T1 - Transparent	4,5 cm	72251	3401079016058
T2 - Transparent	4,8 cm	72252	3401079016119
T3 - Transparent	5,1 cm	72253	3401079016287
T4 - Transparent	5,7 cm	72254	3401079016348
T5 - Transparent	6 cm	72255	3401079016409
T5,5 - Transparent	6,9 cm	72256	3401079016577
T6 - Transparent	7,2 cm	72257	3401079016638
T7 - Transparent	8,1 cm	72258	3401079016867

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
Kit Attelle de doigt Staxx - Boîte de 30 - Transparent	79-72260	3401076950638
Kit Attelle de doigt Staxx - Boîte de 30 - Chair	79-72250	3401045616466
Sangles Attelle de doigt Staxx - Boîte de 25	79-72240	3401045616237

*mesurer la circonférence 1^{ère} phalange sous l'ongle

Prescrire : Attelle Aluminium Mousse DonJoy®
Non Remboursé S.S.

Prescrire : Attelle Staxx DonJoy®
Non Remboursé S.S.

Poignet-Main-Doigt

- Attelles thermoformables



POIGNET-MAIN
DOIGT

Gamme ExosTM




Forte de son expertise dans la conception de dispositifs médicaux innovants, plusieurs brevets ont été déposés aux USA par DJO Global[®] concernant les matériaux utilisés pour la gamme ExosTM, l'assemblage de ces derniers ainsi que ses applications.

DJO Global[®] a aussi, comme pour ses autres produits, une démarche constante d'amélioration de la qualité de ses dispositifs médicaux.

Le saviez-vous ?

Une réelle alternative aux plâtres et résines classiques !

Grâce à sa technologie exclusive, ExosTM est la seule marque à vous proposer une gamme d'orthèses thermoformables préformées, amovibles, ajustables, remodelables et étanches. Une solution innovante pour le traitement de fractures et autres lésions traumatiques du poignet et de la main.



Ouvrez, fermez !

AMOVIBLE

Thermoformées selon la morphologie de votre patient, les orthèses ExosTM peuvent se retirer facilement pour :

- Procéder à l'examen clinique de la zone fracturée, de la plaie ou de la cicatrice.
- Evaluer l'atrophie musculaire.
- Entamer la rééducation de façon précoce.
- Nettoyer la peau et l'orthèse.
- Retirer l'orthèse sans utiliser une scie à plâtre.

Matériau confortable et léger

Système exclusif de fermeture dynamique BOA[®]



Traitement anti-microbien

Lavable et résistante à l'eau

Chauffez, modelez !

Remodelables

Les orthèses Exos[™] sont remodelables pour :

- S'adapter aux fluctuations morphologiques au cours de la convalescence / rétablissement.
- Repositionner l'orthèse en fonction des besoins.
- Utiliser une seule orthèse pendant toute la durée du traitement.

Ajustables

Les orthèses Exos[™] sont munies du système exclusif de fermeture dynamique BOA[®] pour :

- Ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression excessive.
- Modifier la tension des lacets de façon personnalisée en cas d'atrophie musculaire.
- Améliorer le confort et l'ajustement pour le patient.

Résistantes à l'eau

Les orthèses Exos[™] sont waterproof, ce qui permet :

- Aux patients de ne pas entraver les soins d'hygiène quotidiens (douche, bain...).
- Aux enfants de ne pas restreindre leurs activités scolaires et ludiques.
- La pratique de sports aquatiques.
- Un séchage rapide de l'orthèse et de la peau, réalisé au moyen d'un sèche-cheveux, pour éviter toute macération indésirable.

Entretien Facile

Les orthèses Exos[™] garantissent une meilleure hygiène lors de la convalescence (ou le rétablissement voir la phase de consolidation/cicatrisation) :

- Lorsque cela est autorisé, le patient ou un professionnel de santé peut retirer l'attelle pour procéder aux soins de la plaie ou de la cicatrice.
- De la même façon, l'orthèse peut être lavée puis séchée à chaque fois que cela est nécessaire.
- Les odeurs sont réduites grâce au traitement anti-microbien de la couche interne.

Radiotransparentes et Légères

Les orthèses Exos[™] sont radiotransparentes, idéal pour :

- Effectuer une radio sans retirer l'orthèse.
- Vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Les orthèses Exos[™] sont beaucoup plus légères que les plâtres ou les résines.

Accessoires	Code Article	Code ACL/GTIN
Anneau extenseur de four Exos [™]	800-XR	3401560118174
Ruban de finition bordures noir (paquet de 10 ex - 2 x 30,5 cm)	800-02-1111	3401521495974
Anneau de verrouillage BOA [®]	800-LR	3401521496056
Mètre ruban Exos [™]	800-SIZINGTAPE	3401521496285
Manchon de protection Exos [™] - XS/S	896-40-1111	3401563302766
Manchon de protection Exos [™] - M	896-50-1111	3401563302827
Manchon de protection Exos [™] - L/XL	896-70-1111	3401563303077



Ouvrez l'orthèse et positionnez-la sur le membre du patient.



Modelez l'orthèse avec précaution et ajustez-la de manière confortable pour le patient.



Utilisez le système BOA[®] (bobine + lacets) et serrez en fonction des besoins du patient.



Exos[™] Poignet Main

Attelles de Pouce et Poignet-Pouce



Exos™
Pouce II
Page 133



Exos™
Rhiza
Page 133



Exos™ Poignet-Pouce
Court
Page 134

Pouce du skieur	•	•	
Entorses, luxations	•	•	•
Hyper-extension de l'articulation	•	•	
Fractures du scaphoïde			

Attelles de Poignet-Main



Exos™
Poignet-Main
Page 135



Exos™
Poignet-Main Long II
Page 136

Fractures stables du poignet	•		
Lesions du carpe ou des ligaments	•		
Entorses graves du poignet		•	
Immobilisation Post-traumatique ou Post-Opératoire		•	

Attelles Doigts



Exos™ Doigt Externe
Page 137



Exos™ Doigt Interne
Page 137

Fracture 2 ^{ème} /3 ^{ème} métacarpien	•	
Fracture 4 ^{ème} /5 ^{ème} métacarpien		•

Attelles Poignet-Doigts



Exos™ Boxer Externe
Page 138



Exos™ Boxer Interne
Page 138

Fracture 2 ^{ème} /3 ^{ème} métacarpien	•	
Fracture 4 ^{ème} /5 ^{ème} métacarpien		•

PRISE DE MESURE EXOS™

	Taille	Circ. Main
	XXS	16,5 - 18,5 cm
	XS	18,5 - 20 cm
	S	20 - 23 cm
	M	23 - 25,5 cm
	L	25,5 - 28 cm
XL	> 28 cm	



Éco-organisme à but non lucratif

Récylum vous apporte une réponse simple et adaptée pour l'évacuation de vos équipements électriques.

www.recyllum.com

Les attelles Exos™ sont garanties dans le cadre de l'utilisation stricte du four Exos™.



• Exos Pouce II

- Indications :
 - Pouce du skieur, entorses, dislocations
 - Hyper-extension de l'articulation du pouce
- Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
- Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

Temps de chauffe* :
3 minutes



• Exos Rhiza

- Indications :
 - Rhizarthrose
 - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
 - Fracture simple de la colonne du pouce
- Tailles : XS - XL - droite ou gauche
- Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

Temps de chauffe* :
5 minutes



• Exos Poignet-Pouce Court

- Indications :
 - Fractures de la base du 1^{er} métacarpien
 - Entorses, luxations
- Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
- Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

Temps de chauffe* :
5 minutes



• Exos Poignet-Main

- Indications :
 - Lésions du carpe ou des ligaments
 - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
- Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
- Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

Temps de chauffe* :
3 minutes



• Exos Poignet-Main Long II

- Indications :
 - Fractures stables de l'extrémité distale du radius et/ou cubitus
 - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
 - Entorses graves du poignet
- Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
- Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

Temps de chauffe* :
5 minutes



• Exos Doigt Externe

- Indications :
 - Fractures phalangiennes des 2^{ème} et 3^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.
- Tailles : XS - XL - droite ou gauche
- Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

Temps de chauffe* :
5 minutes



• Exos Doigt Interne

- Indications :
 - Fractures phalangiennes des 4^{ème} et 5^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.
- Tailles : XS - XL - droite ou gauche
- Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

Temps de chauffe* :
5 minutes



• Exos Boxer Externe

- Indications :
 - Fractures du 2^{ème} et/ou 3^{ème} métacarpien
- Tailles : XS - XL - droite ou gauche
- Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

Temps de chauffe* :
5 minutes



• Exos Boxer Interne

- Indications :
 - Fractures du 4^{ème} et/ou 5^{ème} métacarpien
- Tailles : XS - XL - droite ou gauche
- Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

Temps de chauffe* :
5 minutes



*A titre indicatif



Four

- Lisez tous les avertissements, mesures de sécurité et autres instructions avant d'utiliser l'appareil dans le manuel correspondant.
- Ce four a été conçu pour chauffer uniquement des produits Exos™. Ne chauffez aucun produit Exos™ pendant plus de 15 minutes.
- Dimensions : 39,1 cm x 36,8 cm x 38,1 cm.
- Poids : 4,1 kg.
- Cycle de fonctionnement : continu.
- Plage de températures du four : température ambiante à 99 °C +/- 20%.
- Garantie 1 an.
- Le four Exos™ est 100% conforme à la directive RoHS.



Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
Four Exos™	800-OVEN-EURO	3401521495684

Accessoire	Code Article	Code ACL/GTIN
Anneau d'extension de four Exos™	800-XR	3401060118174



Anneau d'extension de four Exos™

Non Remboursé S.S.



Strap Exos™

Indications :

- Strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- Pour les modèles Exos™ Pouce II, Exos™ Rhiza, Exos™ Poignet-Pouce Court, Exos™ Poignet-Main, Exos™ Doigt Externe et Interne, Exos™ Boxer Externe et Interne.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles.
- Sachet de 10 ex.



Désignation	Longueur	Code Article	Code ACL/GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124

**Prescrire : Strap Exos™
Non Remboursé S.S.**



Mesurer la circonférence de la main.



ExosTM Pouce II

Indications :

- Pouce du skieur, entorses, dislocations.
- Hyper-extension de l'articulation du pouce.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).
- Modèles pédiatriques disponibles en version Pouce (XXS).
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Lycra®.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Ouverture du pouce plus large adaptée à un plus grand nombre de morphologies.
- Bordure de finition autour du pouce pour un confort additionnel.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- Temps de chauffe : 3 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	210-22-1111	3401021487127
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	212-32-1111	3401029568897
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	212-42-1111	3401029568958
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	212-52-1111	3401029569030
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	212-62-1111	3401029569269
Droite - XL - Noir	> 28 cm	212-72-1111	3401029569498

Gauche - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	210-21-1111	3401021484515
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	212-31-1111	3401029568149
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	212-41-1111	3401029568200
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	212-51-1111	3401029568378
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	212-61-1111	3401029568439
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	212-71-1111	3401029568668

Accessoires	Longueur	Code Article	Code ACL/GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : ExosTM Pouce II

Remboursé S.S.

Base de remboursement 43,32€ TTC - L.P.P.R. : 2139943



Mesurer la circonférence de la main.



ExosTM Rhiza

Indications :

- Rhizarthrose.
- Entorse bénigne du poignet.
- Entorse bénigne à modérée de la colonne du pouce.
- Fracture simple de la colonne du pouce.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Lycra®.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite XS Noir	18,5 - 20 cm	213-32-1111	3401563532316
Droite S Noir	20 - 23 cm	213-42-1111	3401563532545
Droite M Noir	23 - 25,5 cm	213-52-1111	3401563532606
Droite L Noir	25,5 - 28 cm	213-62-1111	3401029502952
Droite XL Noir	> 28 cm	213-72-1111	3401029503034

Gauche XS Noir	18,5 - 20 cm	213-31-1111	3401029527627
Gauche S Noir	20 - 23 cm	213-41-1111	3401029527795
Gauche M Noir	23 - 25,5 cm	213-51-1111	3401029527917
Gauche L Noir	25,5 - 28 cm	213-61-1111	3401029528167
Gauche XL Noir	> 28 cm	213-71-1111	3401029528228

Accessoires	Longueur	Code Article	Code ACL/GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : ExosTM Rhiza

Remboursé S.S.

Base de remboursement 53,18€ TTC - L.P.P.R. : 2189800



Mesurer la circonférence de la main.



Exos[™] Poignet-Pouce Court

Indications :

- **Fractures de la base du 1^{er} métacarpien.**
- Entorses, luxations.

Caractéristiques :

- **Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).**
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA[®] pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Lycra[®].
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Livré avec un strap amovible pour une meilleure immobilisation du pouce.
- **Temps de chauffe : 5 minutes.**

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	231-22-1111	3401020238676
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	232-32-1111	3401029566886
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	232-42-1111	3401029566947
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	232-52-1111	3401029567029
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	232-62-1111	3401029567197
Droite - XL - Noir	> 28 cm	232-72-1111	3401029567258
Gauche - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	231-21-1111	3401020238737
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	232-31-1111	3401029567548
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	232-41-1111	3401029567487
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	232-51-1111	3401029567609
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	232-61-1111	3401029567777
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	232-71-1111	3401029567838
Accessoires	Longueur	Code Article	Code ACL/GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124



Prescrire : Exos[™] Poignet-Pouce Court
Remboursé S.S.
Base de remboursement 94,40€ TTC - L.P.P.R. : 2192630



Mesurer la circonférence de la main.



ExosTM Poignet-Main

Indications :

- Lésions du carpe ou des ligaments.
- Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe).

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).
- Modèle pédiatrique coloris Spider disponible en 3 tailles (de XXS à S).
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA[®] pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Lycra[®].
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Temps de chauffe : 3 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	221-22-1111	3401041424935
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	221-32-1111	3401041425017
Droit - S - Noir	20 - 23 cm	221-42-1111	3401041425185
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	221-52-1111	3401041425246
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	221-62-1111	3401041425307
Droit - XL - Noir	>28 cm	221-72-1111	3401041425475
Gauche - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	221-21-1111	3401041423693
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	221-31-1111	3401041423983
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	221-41-1111	3401041424126
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	221-51-1111	3401041424355
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	221-61-1111	3401041424645
Gauche - XL - Noir	>28 cm	221-71-1111	3401041424706



Modèle Spider



POIGNET-MAIN
DOIGT

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XXS - Spider	16,5 - 18,5 cm	221-22-2293	3401020235774
Droite - XS - Spider	18,5 - 20 cm	221-32-2293	3401020235835
Droite - S - Spider	20 - 23 cm	221-42-2293	3401020236207
Gauche - XXS - Spider	16,5 - 18,5 cm	221-21-2293	3401020235606
Gauche - XS - Spider	18,5 - 20 cm	221-31-2293	3401020236085
Gauche - S - Spider	20 - 23 cm	221-41-2293	3401020236146
Accessoires	Longueur	Code Article	Code ACL/GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124



Découvrez la vidéo de mise en place de l'attelle ExosTM Poignet-Main

Prescrire : ExosTM Poignet-Main
Remboursé S.S.

Base de remboursement 56,64€ TTC - L.P.P.R. : 2159526



Mesurer la circonférence
de la main.



ExosTM Poignet-Main Long II

Indications :

- Fractures stables de l'extrémité distale du radius et/ou cubitus.
- Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire.
- Entorses graves du poignet.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de XXS à XL).
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA[®] pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement Lycra[®].
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	311-22-1111	3401021480661
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	310-32-1111	3401020240396
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	310-42-1111	3401020240457
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	310-52-1111	3401020240747
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	310-62-1111	3401020240808
Droite - XL - Noir	> 28 cm	310-72-1111	3401020241119
Gauche - XXS - Noir	16,5 - 18,5 cm	311-21-1111	3401021478880
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	310-31-1111	3401020240167
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	310-41-1111	3401020240518
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	310-51-1111	3401020240686
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	310-61-1111	3401020240976
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	310-71-1111	3401020241058



Prescrire : ExosTM Poignet-Main Long II

Remboursé S.S.

Base de remboursement 56,64€ TTC - L.P.P.R. : 2159526



Mesurer la circonférence de la main.



Exos™ Doigt Externe

Indications :

- Immobilisation des fractures phalangiennes des 2^{ème} et 3^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Autorise une mobilité complète du poignet.
- Revêtement velours.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et ainsi vérifier l'évolution d'une fracture.
- Ne contient pas de latex.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	126-32-1111	3401060109400
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	126-42-1111	3401060109431
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	126-52-1111	3401060109479
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	126-62-1111	3401060109486
Droite - XL - Noir	> 28 cm	126-72-1111	3401060109493

Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	126-31-1111	3401060106706
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	126-41-1111	3401060106713
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	126-51-1111	3401060106737
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	126-61-1111	3401060106744
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	126-71-1111	3401060109394

Accessoires	Longueur	Code Article	Code ACL/GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124



Découvrez la vidéo mise en place de l'Exos™ Doigt Externe

Prescrire : Exos™ Doigt Externe
Remboursé S.S.
Base de remboursement 39,86€ TTC - L.P.P.R. : 2154032



Mesurer la circonférence de la main.



Exos™ Doigt Interne

Indications :

- Immobilisation des fractures phalangiennes des 4^{ème} et 5^{ème} doigts et des métacarpiens correspondants.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Autorise une mobilité complète du poignet.
- Revêtement velours.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et ainsi vérifier l'évolution d'une fracture.
- Ne contient pas de latex.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code	ACL/GTIN
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	125-32-1111	125-32-1111	3401060106645
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	125-42-1111	125-42-1111	3401060106652
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	125-52-1111	125-52-1111	3401060106676
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	125-62-1111	125-62-1111	3401060106683
Droite - XL - Noir	> 28 cm	125-72-1111	125-72-1111	3401060106690

Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	125-31-1111	125-31-1111	3401060106591
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	125-41-1111	125-41-1111	3401060106607
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	125-51-1111	125-51-1111	3401060106614
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	125-61-1111	125-61-1111	3401060106621
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	125-71-1111	125-71-1111	3401060106638

Accessoires	Longueur	Code Article	Code ACL/GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124



Découvrez la vidéo mise en place de l'Exos™ Doigt Interne

Prescrire : Exos™ Doigt Interne
Remboursé S.S.
Base de remboursement 39,86€ TTC - L.P.P.R. : 2154032



Mesurer la circonférence de la main.



Exos™ Boxer Externe

Indications :

- Fractures du 2^{ème} et/ou 3^{ème} métacarpien.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA® pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement velours.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	326-32-1111	3401021482092
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	326-42-1111	3401021481903
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	326-52-1111	3401021481842
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	326-62-1111	3401021481781
Droite - XL - Noir	> 28 cm	326-72-1111	3401021481613
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	326-31-1111	3401021480890
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	326-41-1111	3401021481033
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	326-51-1111	3401021481323
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	326-61-1111	3401021481491
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	326-71-1111	3401021481552
Accessoires	Longueur	Code Article	Code ACL/GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : Exos™ Boxer Externe
Remboursé S.S.

Base de remboursement 79,20€ TTC - L.P.P.R. : 2149440



Mesurer la circonférence de la main.



Exos™ Boxer Interne

Indications :

- Fractures du 4^{ème} et/ou 5^{ème} métacarpien.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
- Système exclusif de fermeture dynamique BOA® pour ajuster le serrage de l'orthèse sur l'œdème initial et éviter toute pression accrue.
- Remodelable : elle s'adapte aux évolutions morphologiques au cours de la guérison et se repositionne en fonction des besoins.
- Revêtement velours.
- Lavable et résistante à l'eau.
- Traitement anti-microbien.
- Radiotransparente : permet d'effectuer une radio sans retirer l'orthèse et vérifier l'évolution d'une fracture sans avoir besoin de replâtrer.
- Temps de chauffe : 5 minutes.

Désignation	Circ. Main	Code Article	Code ACL/GTIN
Droite - XS - Noir	18,5 - 20 cm	325-32-1111	3401021484454
Droite - S - Noir	20 - 23 cm	325-42-1111	3401021484225
Droite - M - Noir	23 - 25,5 cm	325-52-1111	3401021484164
Droite - L - Noir	25,5 - 28 cm	325-62-1111	3401021483914
Droite - XL - Noir	> 28 cm	325-72-1111	3401021483853
Gauche - XS - Noir	18,5 - 20 cm	325-31-1111	3401021482962
Gauche - S - Noir	20 - 23 cm	325-41-1111	3401021483044
Gauche - M - Noir	23 - 25,5 cm	325-51-1111	3401021483273
Gauche - L - Noir	25,5 - 28 cm	325-61-1111	3401021483334
Gauche - XL - Noir	> 28 cm	325-71-1111	3401021483624
Accessoires	Longueur	Code Article	Code ACL/GTIN
Strap 10,2 cm	10,2 cm	800-40-STRAP	0888912409100
Strap 12,7 cm	12,7 cm	800-50-STRAP	0888912409124

Prescrire : Exos™ Boxer Interne
Remboursé S.S.

Base de remboursement 79,20€ TTC - L.P.P.R. : 2149440

Epaule - Coude

- Echarpe épaule
- Coussin d'abduction
- Attelles de coude



Epaule - Coude




L'épaule est une articulation extrêmement mobile capable de réaliser des mouvements de grande envergure malgré la stabilité médiocre des structures qui la composent. Ce sont en effet de nombreux petits muscles et leurs tendons qui assurent l'essentiel de la stabilité de l'articulation et qui sont soumis à des frictions répétées pouvant être source d'inflammation et de ruptures.

La chirurgie réparatrice des tendons, dits de la coiffe des rotateurs, s'est considérablement développée au cours des dernières années et nécessite des immobilisations de quelques semaines, plaçant le tendon réparé en position relâchée.

Les fractures et luxations de l'épaule sont les conséquences les plus fréquentes des traumatismes directs ou indirects (chute sur la main) et requièrent des immobilisations plus ou moins strictes selon la nature des dégâts anatomiques engendrés.

Le saviez-vous ?

- Près de la moitié des consultations pour une douleur de l'épaule concerne une atteinte de la coiffe des rotateurs.
- La luxation de l'épaule est la plus fréquente de toutes les luxations. La récurrence est d'autant plus fréquente que le patient est jeune (90% de récurrence lorsque la luxation se produit avant 20 ans !).
- Les joueurs de tennis ne représentent que 5 à 10% des personnes souffrant d'une épicondylite (tennis elbow) qui est beaucoup plus souvent corrélée à une activité professionnelle.



Il existe plusieurs types d'attelles pour accompagner le patient de façon optimale dans son processus de guérison :



- **Les écharpes** : réduisent la mobilité de l'épaule et suppriment le poids du membre supérieur. Elles peuvent être proposées pour l'effet antalgique, les immobilisations non strictes pré ou post-opératoires ou la prévention de certaines complications (sub-luxation de l'épaule hémiparalysée)
- **Les immobilisations type « Dujarier »** : immobilisation coude au corps évitant les mouvements d'abduction et de rotation. C'est l'immobilisation classique après luxation ou fracture de la tête de l'humérus ainsi qu'après chirurgie des épaules instables (interventions de Bankart ou de Latarjet)
- **Les immobilisations de détente tendineuse** : présence d'un coussin d'épaisseur variable plaçant l'épaule en abduction ou en rotation externe. La position place de façon sélective le tendon réparé en position de détente, favorable à sa cicatrisation.

- **Les anneaux claviculaires dits de « Delbet »** : maintiennent les épaules en position anatomique en évitant l'antépulsion du moignon de l'épaule qui peut être responsable d'une augmentation du déplacement de la fracture clavulaire.
- **Les orthèses d'immobilisation du coude** : évitent toute mobilité du coude ainsi que celle du poignet lorsque cela est nécessaire. Ces orthèses autorisent également la protection sélective des structures endommagées en limitant la mobilité du coude à un secteur angulaire pré-régulé.
- **Les contentions souples péri-tendineuses** : constituent le traitement de choix des épicondylites et épitrochléites. Elles réduisent les vibrations et les tensions au niveau des tendons et de leur insertion osseuse sur le coude et produisent un effet antalgique significatif.



Immo[™] DonJoy[®]

Echarpes d'épaule et de bras



Gilet GCI™
Page 142



Immo™
Page 142



Immoscap™ II
Page 143



Echarpe de contention
Page 144



Echarpe « Bear »
Page 144

Traumatisme de l'épaule ou du coude	•	•	•	•	•
Luxation antéro-interne de l'épaule		•	•		
Luxation acromio-claviculaire			•		
Fracture de la clavicule	•	•	•		•
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus			•		
Tendinopathie coiffe des rotateurs	•			•	
Epaule de l'hémiplégique				•	

Coussins d'Abduction



PSA 2
Page 145



**Coussin d'Abduction
d'Epaule**
Page 145



UltraSling®
Page 146



UltraSling® IV
Page 146



UltraSling® IV AB
Page 147



UltraSling® IV ER
Page 147

Rupture coiffe des rotateurs (supra-épineux)	•	•		•	
Rupture coiffe des rotateurs (rotateurs externes)					•
Intervention de Bankart ou de Latarjet					•
Luxation antéro-interne épaule		•	•		•
Post-opératoire épaule (selon protocole)	•	•	•	•	•

Sangles Acromio- Claviculaires



Cromax
Page 149

Fracture de la clavicule

•

Attelles de Coude



Ranger
Page 149



**Bandage Pneumatique
de coude**
Page 150



Condilax™
Page 150

Lésion coude et avant-bras	•		
Fracture du coude	•		
Post-opératoire Coude	•		
Epicondylite		•	•
Epitrochléite		•	•
Reprise d'Activité			•



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).



DONJOY

Gilet GCI™

Indications :

- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic.
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, post-opératoire).
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgences.
- Immobilisation d'attente avant imagerie, examens complémentaires et/ou avis chirurgical.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Pédiatrique et Standard).
- Composé de 2 sangles indépendantes en mousse.
- Concept polyvalent permettant une utilisation en écharpe / contre-écharpe, avec ceinture de stabilisation amovible.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Tour de poitrine	Code article	Code ACL/GTIN
Pédiatrique (2-9 ans)	≤ 75 cm	GCI-P	3401078921605
Standard	> 75 cm	GCI	3401072643633



Découvrez la vidéo de mise en place du gilet GCI™ DonJoy®

Prescrire : Gilet GCI™ DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.



DONJOY

Immo™

Indications :

- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic.
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, post-opératoire).
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgences.
- Immobilisation d'attente avant imagerie, examens complémentaires et/ou avis chirurgical.

Caractéristiques :

- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique à XL).
- Echarpe de bras avec sangles intégrées et ceinture de stabilisation amovible.
- Sangles en mousse doublées de tissu éponge.
- Le positionnement des sangles permet d'éviter toute pression cervicale.
- Code couleur par taille (biais)
- Modèle bilatéral.

Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Tour Poitrine	Code Article	Code ACL/GTIN
Pédiatrique	<23 cm	≤ 12 mois	225-P	3401563082590
XS	23 - 25 cm	+ ou - à 4 ans	225-01	3401076952700
S	26 - 29 cm		225-02	3401076965656
M	30 - 32 cm	< 95 cm	225-03	3401076965595
L	33 - 34 cm	> 95 cm	225-04	3401076965427
XL	35 - 37 cm		225-05	3401077454999



Découvrez la vidéo de mise en place du gilet Immo™ DonJoy®

Prescrire : Immo™ DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684

Nouveauté



Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

DONJOY

Immoscap™ II

Indications :

- Immobilisation coude au corps de type Dujarier.
- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Luxation acromio-claviculaire.
- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus.
- Fracture de la clavicule.
- Post-opératoire.
- Neurologie : paralysies, hémiplegies.
- Rhumatologie : périarthrite scapulo-humérale.

Caractéristiques :


- Disponible en 6 tailles (de XS à XXL).
- Gilet de contention et d'immobilisation de l'épaule et du membre supérieur dans son ensemble.
- Matière aérée et confortable grâce à des perforations dans la maille grattée.
- La structure de panneau unique enveloppe le membre affecté et facilite la mise en place : seul le support de coude est amovible.
- Sa forme anatomique permet le positionnement correct pour un rétablissement optimal tout en confort.
- La manchette d'épaule épouse parfaitement l'articulation et permet un maintien naturel en réduisant la pression sur les cervicales.
- **Modèle bilatéral** car réversible avec ses bandes auto-agrippantes ingénieuses.

Désignation	Tour de poitrine	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	< 90 cm	82-0018-1	0190446261391
S	91 - 100 cm	82-0018-2	0190446261407
M	101 - 110 cm	82-0018-3	0190446261414
L	111 - 120 cm	82-0018-4	0190446261421
XL	121 - 130 cm	82-0018-5	0190446261438
XXL	> 130 cm	82-0018-6	0190446261445

Prescrire : Immoscap™ II DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684



Bandes auto-agrippantes réversibles



Matière aérée et confortable grâce aux perforations dans la maille grattée



EPAULE
COUDE



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Immoscap™ II DonJoy®



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

Echarpe de Contention

Indications :

- Immobilisation du membre supérieur sans immobilisation stricte de l'épaule.
- Immobilisation à visée antalgique pour les tendinopathies de la coiffe des rotateurs et le syndrome douloureux régional complexe de type I.
- Prévention de la subluxation inférieure de la tête humérale chez le patient hémiplégique.
- Immobilisation d'attente avant diagnostic et prise en charge thérapeutique adaptée.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique à Adulte Fort).
- Sangle arrière permettant une très bonne immobilisation avec un grand confort.
- Passe-pouce dans le manchon pour le confort et facilite la suspension du membre.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Long. Av.Bras-Main	Code Article	Code ACL/GTIN
Pédiatrique - Tissu	≤ 30 cm	EC01	3401077655853
Enfant/Adolescent - Tissu	31 - 40 cm	EC11	3401077036218
Adulte Normal - Tissu	41 - 50 cm	EC21	3401077036157
Adulte Fort - Tissu	> 51 cm	EC31	3401077036096

Prescrire : Echarpe de Contention DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude jusqu'à l'extrémité des doigts allongés.

DONJOY

Echarpe « Bear »

Indications :

- Immobilisation post-opératoire ou post-traumatique de l'épaule et de l'avant-bras.
- Contention facile dans tous les cas nécessitant une mobilité réduite du membre supérieur (traumatismes de l'épaule ou du coude).

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Pédiatrique XS et Enfant S).
- Manchon en textile à motifs colorés (mélange coton).
- Facilité de mise en place grâce au clip de fermeture.
- Peut-être utilisé en combinaison avec un plâtre.
- Modèle bilatéral.



Désignation	Dimensions Manchon	Code Article	Code ACL/GTIN
Pédiatrique XS	11,5 x 28 cm	79-99132	3401048404299
Enfant S	16,5 x 33 cm	79-99133	3401048404350

Prescrire : Echarpe Bear DonJoy®
Remboursé S.S.
Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684



Mesurer du pli de flexion du coude au pli de flexion du poignet.

DONJOY

PSA 2

Indications :

- Immobilisation de l'épaule à 30° d'abduction.
- Traitement fonctionnel de la rupture partielle du supra-épineux.
- Réparation chirurgicale de la rupture de la coiffe des rotateurs (supra-épineux).
- Acromioplastie.
- Immobilisation post-opératoire nécessitant la détente des abducteurs.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 versions (Petit modèle et modèle Standard).
- Coussin de forme anatomique pour un positionnement du bras précis et sécurisé.
- Sangles et fermetures conçues pour une manipulation facile.
- Textile respirant empêchant l'accumulation de chaleur, confortable pour la peau.
- Sangle d'épaule avec coussinet pour alléger la pression autour du cou et des cervicales.
- Spécifier droit ou gauche.

Désignation	Long. Av.Br	Code Article	Code ACL/GTIN
Modèle Standard Gauche	> 25 cm	OX0390-2L	3401053656409
Modèle Standard Droit	> 25 cm	OX0390-2R	3401053656348
Petit Modèle Gauche	< 25 cm	OX0391-2L	3401053656119
Petit Modèle Droit	< 25 cm	OX0391-2R	3401053656058

Prescrire : PSA 2 DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

Coussin d'Abduction d'Epaule

Indications :

- Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des structures antérieures.
- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Intervention de Bankart ou de Latarjet.
- Réparation chirurgicale du labrum.
- Réparation chirurgicale de la rupture de la coiffe des rotateurs (supra-épineux).

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (Etroit et Large).
- Suivant le positionnement du coussin, on obtient un degré d'abduction différent (45° ou 90°).
- Coussin permettant de positionner le bras (droit ou gauche) en abduction.
- Le corps central est constitué d'une structure en mousse de haute densité découpée anatomiquement et habillée d'une housse de protection et de fixation.
- Agrippant permettant de fixer de manière très fiable le membre sur le coussin.
- Revêtement amovible et lavable.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Long. Av.Br.-Paume	Code Article	Code ACL/GTIN
Etroit (Modèle Standard)	< 35 cm	CA201	3401075850151
Large	> 35 cm	CA202	3401075850212



Découvrez la vidéo de mise en place du coussin d'abduction d'épaule DonJoy®

Prescrire : Coussin d'abduction d'épaule DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

UltraSling[®]

Indications :

- **Protocoles comportant une immobilisation.**
- Réparation de la coiffe des rotateurs.
- Déplacement de la capsule articulaire.
- Procédures post-opératoires de Bankart.
- Luxation ou subluxation de l'articulation gléno-humérale.
- Distension / Réparation des tissus mous.

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (S, M et L).**
- Livré avec coussin d'abduction 10°.
- Matériau respirant.
- Facilité de mise en place.
- Passe-pouce dans le manchon pour le confort et facilite la suspension du membre.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Code Article	Code ACL/GTIN
S	< 31,5 cm	11-0138-2-13130	3401071294645
M	de 31,5 à 39,5 cm	11-0138-3-13130	3401072221176
L	> 39,5 cm	11-0138-4-13130	3401071294706



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

UltraSling[®] IV

Indications

- **Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des structures antérieures.**
- Luxation antéro-interne de l'épaule.
- Intervention de Bankart ou de Latarjet.
- Réparation chirurgicale du labrum et de la rupture de la coiffe des rotateurs (sous-scapulaire).

Caractéristiques

- **Disponible en 4 tailles (de S à XL).**
- Disponible en 15°.
- Système 3 points d'attache doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Le coussin profilé 15° fournit l'abduction nécessaire tout en soulageant la pression sur le nerf cubital.
- Livré avec sa balle d'exercices pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- Tissu à mailles évacuant l'humidité pour plus de confort, en particulier pour l'utilisation à long terme.
- Aide à prévenir les contractures post-opératoires en rotation interne.
- Favorise l'échange d'air auxiliaire pour réduire le risque d'infections secondaires.
- Panneau avant avec ouverture facile, favorisant les exercices avant-bras.
- Permet de placer le bras dans plusieurs positions selon les exigences post-opératoires.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Code Article	Code ACL/GTIN
S	< 28 cm	11-0445-2	3401029490044
M	28 - 33 cm	11-0445-3	3401029490105
L	33 - 38 cm	11-0445-4	3401029490273
XL	> 38 cm	11-0445-5	3401029490334



Découvrez la vidéo de mise en place de l'UltraSling[®] IV DonJoy[®]

Prescrire : UltraSling[®] DonJoy[®]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684

Prescrire : UltraSling[®] IV DonJoy[®]
Remboursé S.S.

Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

UltraSling® IV AB

Indications :

- Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des abducteurs.
- Réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs (supra-épineux).
- Acromioplastie.
- Traitement fonctionnel de la rupture partielle du supra-épineux.

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de S à XL).
- Système d'attache 3 points doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Coussin large et confortable qui se positionne aussi bien à droite qu'à gauche, **donne une abduction supérieure si nécessaire (45° ou 60°)**.
- Tissu à mailles évacuant l'humidité pour plus de confort, en particulier pour l'utilisation à long terme.
- Aide à prévenir les contractures post-opératoires en rotation interne.
- Favorise l'échange d'air auxiliaire pour réduire le risque d'infections secondaires.
- Panneau avant avec ouverture facile, favorisant les exercices avant-bras.
- Permet de placer le bras dans plusieurs positions selon les exigences post-opératoires.
- La sangle de dérotation s'accroche à l'UltraSling® IV AB et empêche la rotation interne par le maintien du bras du patient en position neutre.
- Livré avec sa balle d'exercice pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Code Article	Code ACL/GTIN
S	< 28 cm	11-0439-2	3401029491454
M	28 - 33 cm	11-0439-3	3401029491515
L	33 - 38 cm	11-0439-4	3401029491683
XL	> 38 cm	11-0439-5	3401029491744

Prescrire : UltraSling® IV AB DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

UltraSling® IV ER

Indications :

- Tous protocoles opératoires requérant une immobilisation de l'épaule avec détente des rotateurs externes.
- Réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs (infra-épineux et/ou petit rond).
- Traitement fonctionnel des ruptures tendineuses partielles de l'infra-épineux et/ou du petit rond.
- Luxation antéro-interne de l'épaule avec lésion de Bankart (protocole en rotation externe).

Caractéristiques :

- Disponible en 4 tailles (de S à XL).
- Disponible en 15° et 30°.
- Système d'attache 3 points doté de sangles rembourrées ajustables permettant d'éliminer la pression portée sur le cou et améliorant le confort et le respect de l'observance par le patient.
- Le nouveau coussin profilé 15° fournit l'abduction nécessaire tout en soulageant la pression sur le nerf cubital.
- La doublure respirante en maille douce interne permet d'améliorer la ventilation.
- Livré avec sa balle d'exercice pour activer la circulation sanguine (une couleur par taille).
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Av.Bras-Paume	Code Article	Code ACL/GTIN
15° S	< 28 cm	11-1304-2	3401029490563
15° M	28 - 33 cm	11-1304-3	3401029490624
15° L	33 - 38 cm	11-1304-4	3401029490792
15° XL	> 38 cm	11-1304-5	3401029490853
30° S	< 28 cm	11-1305-2	3401029490914
30° M	28 - 33 cm	11-1305-3	3401029491164
30° L	33 - 38 cm	11-1305-4	3401029491225
30° XL	> 38 cm	11-1305-5	3401029491393

Prescrire : UltraSling® IV ER DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 15,24€ TTC - L.P.P.R. : 1156684



Cromax DonJoy®



Mesurer la longueur de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).

DONJOY

Cromax

Indications :

- Traitement fonctionnel des fractures de la clavicule avec ou sans déplacement.
- Maintien confortable des épaules vers l'arrière.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à Grand Adulte).
- Sangles acromio-claviculaires avec système d'attache dorsale.
- Attache dorsale par système auto-agrippant.
- Ces sangles permettent un maintien réglable de la traction.
- Les épaulières molletonnées assurent un bon confort.
- **Modèle bilatéral.**



Désignation	Long. Carrure	Code Article	Code ACL/GTIN
Pédiatrique	≤ 24 cm	H-CR120	3401078178337
Petit Enfant	25 - 30 cm	H-CR124	3401078178276
Enfant	31 - 40 cm	H-CR121	3401074987018
Adulte	41 - 49 cm	H-CR122	3401074987186
Grand Adulte	≥ 50 cm	H-CR123	3401078178566

Prescrire : Cromax DonJoy®
Non Remboursé S.S.



Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.

DONJOY

Ranger

Indications :

- Immobilisation du coude et du poignet dans des amplitudes articulaires déterminées.
- Fracture du scaphoïde.
- Fracture de la palette humérale, de l'olécrane et de la tête radiale.
- Chirurgie ligamentaire du coude.
- Fractures de l'avant-bras nécessitant une immobilisation du coude et du poignet.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (S, M et L).
- Cette attelle de coude articulée autorise le contrôle de l'amplitude du coude ainsi que du mouvement de pronosupination du poignet.
- Légère (550 g).
- Coques semi-rigides pour le réglage et une meilleure contention.
- Amplitude réglable par incréments de 30°.
- Possibilité de blocage en extension totale ou dans une autre position (4 blocages possibles entre 90° et 180°).
- Les différents réglages du bras et de l'avant-bras permettent une parfaite adaptation au patient.
- Charnières réglables protégées pour plus de sécurité.
- Livré avec une sangle de maintien amovible.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Long. Avant Bras-Paume	Code Article	Code ACL/GTIN
S	20 - 29 cm	79-94200	3401077499716
M	29 - 37 cm	79-94210	3401077499884
L	37 - 48 cm	79-94220	3401077499945

Prescrire : Ranger DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 56,64€ TTC - L.P.P.R. : 2159526



AIRCAST

Bandage Pneumatique de Coude

Indications :

- **Toutes tendinopathies d'insertion au niveau du coude.**
- Epicondylite (tennis elbow).
- Epitrochléite (golf elbow).
- Prévention dans le cas d'activités physiques ou professionnelles.

Caractéristiques :

- **Taille Unique.**
- Avec la cellule pneumatique amovible, la compression exercée est localisée sur le muscle extenseur, et non pas sur la circonférence du bras : davantage de maintien, constriction réduite.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Circ. Coude	Code Article	Code ACL/GTIN
Noir	20 - 35,5 cm	81-05AB	3401078504051



Mesurer la circonférence
du coude (sur un coude
fléchi).

DONJOY

Condilax™

Indications :

- **Epicondylite et épitrochléite (tennis et golf elbow).**
- Arthrose du coude.
- Reprise de l'activité après traumatisme ou chirurgie du coude.

Caractéristiques :


- **Disponible en 6 tailles (de T1 à T6).**
- Inserts épicondiliens silicone.
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Ne contient pas de latex.
- **Modèle bilatéral.**



Respirant,
biocompatible



Tricotage anatomique
& élasticité
multi-directionnelle



Compression
graduée




Inserts silicone

Désignation	Circ. Coude	Code Article	Code ACL/GTIN
T1	18 - 20 cm	S400B-1	3401096629903
T2	21 - 24 cm	S400B-2	3401097323831
T3	25 - 28 cm	S400B-3	3401097324081
T4	29 - 31 cm	S400B-4	3401097324142
T5	32 - 35 cm	S400B-5	3401097324203
T6	36 - 39 cm	S400B-6	3401097324371

Prescrire : **Bandage Pneumatique de Coude Aircast®**
Non Remboursé S.S.

Prescrire : **Condilax™ DonJoy®**
Non Remboursé S.S.

Tens Electrodes Sondes de Rééducation





chattanooga[™] Primo Pro

Caractéristiques :

Le Primo Pro offre des programmes TENS permettant de traiter différents types de douleurs. Il comprend 7 programmes de traitement présélectionnés, dont TENS Conventionnel, BURST, TENS modulé (largeur d'impulsion), fréquence mixte, Cefar[®] Flow TENS et la stimulation destinée au traitement des nausées.

Solution idéale pour le traitement à domicile. Le Primo Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions). Livré avec un kit chargeur 4 piles rechargeables.

Avantages :

- **Cefar Flow TENS** : un programme prédéfini comprenant une nouvelle méthode de stimulation confortable. L'utilisation des deux canaux simultanément combine le soulagement de la douleur et une agréable sensation de massage.
- **Tour de cou** : le stimulateur est fourni avec un tour de cou détachable et un clip de ceinture qui facilitent son utilisation à domicile.

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
Primo Pro avec kit chargeur 4 piles	111.125+	3401045507375
Accessoires		
Jeu de 2 câbles bipolaires Primo Pro	1240	7640109605350
Kit chargeur 4 piles rechargeables	111.960	3401042205434
Clip ceinture + mousqueton + tour de cou	1495	7640109605381

Prescrire : Primo Pro

Remboursé S.S. (soumis à conditions)

- Location = Base de remboursement 12,20€ TTC

L.P.P.R. : 1189940

- Achat = Base de remboursement 112,05€ TTC

L.P.P.R. : 1183468

Le Primo Pro est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.

Lire attentivement la notice.

Fabricant : DJO France S.A.S.

Technologies :

- **Cefar[®] Easy Touch[™]** : réglage automatique de l'intensité. Une simple pression sur un bouton permet de régler et d'ajuster automatiquement l'intensité en fonction des résultats de l'analyse Auto-test. Cefar[®] Easy Touch[™] facilite le traitement et garantit que la stimulation est réalisée à un niveau optimal et efficace.
- **2 Canaux indépendants** : réalisez un traitement en associant deux programmes différents simultanément.
- **Programmation** : Primo Pro dispose de 3 emplacements libres permettant de créer des programmes personnalisés.
- **Écran rétroéclairé** : Primo Pro dispose d'un écran plus grand et le rétroéclairage facilite considérablement sa lecture, même si l'éclairage ambiant est faible.
- **Autres avantages** : fonction pause, verrouillage du programme, verrouillage du clavier de surveillance, auto-contrôle.

Garantie 2 ans.





chattanooga[™] Peristim Pro

Caractéristiques :

Le Peristim Pro permet l'application de tous les traitements d'électrostimulation pour la rééducation périnéale dans le cadre d'incontinence d'effort, instabilité vésicale, incontinence mixte et neuromodulation. Le Peristim Pro peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).

Le Peristim Pro dispose de 9 programmes pré-sélectionnés permettant de traiter l'incontinence de stress, l'incontinence mixte, l'incontinence d'impériosité, la douleur liée aux troubles urinaires (par ex. la cystite) et la stimulation des nerfs sacrés ou la stimulation des points d'acupuncture dans le traitement de l'incontinence d'impériosité.

Guide du programme :

Des informations complètes concernant le programme à utiliser dans chaque cas particulier figurent dans le guide de l'utilisateur. Vous y trouverez des informations à propos des différentes méthodes de stimulation, des exemples d'indications et des photos illustrant le positionnement des électrodes pour chaque traitement proposé.

Stimulation utilisant une sonde vaginale et/ou anale ou des électrodes de surface pour la neuromodulation.

Programmable :

Le Peristim Pro vous permet d'ajouter 3 programmes personnalisés.

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
Peristim Pro	111.231+	3401045507436
Accessoires		
Jeu de 2 câbles bipolaires Peristim Pro	1240	7640109605350
Kit chargeur 4 piles rechargeables	111.960	3401042205434
Clip ceinture + mousqueton + tour de cou	1495	7640109605381
Sonde Vaginale Saint-Cloud [®] Plus 2 fiches bananes 2 mm	114.610+	3401075793687
Dura-Stick [®] Plus Fil ø 50 mm (sachet de 4)	42197V	3401097384405

Ecran rétroéclairé :

Le Peristim Pro dispose d'un écran plus grand et le rétroéclairage facilite considérablement sa lecture, même si l'éclairage ambiant est faible. Autres avantages : fonction pause, verrouillage du programme, verrouillage par clé, conformité, auto-vérification.

Garantie 2 ans.



Prescrire : Peristim Pro

Remboursé S.S. (soumis à conditions)

- Location = Base de remboursement 11,74€ TTC par semaine -
L.P.P.R. : 1111701

- Achat = Base de remboursement 304,90€ TTC
L.P.P.R. : 1189270

Le Peristim Pro est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.

Lire attentivement la notice.
Fabricant : DJO France S.A.S.



chattanooga[™] Dura-Stick[®] Plus

Avantages :

Qualité : Une longévité estimée à 40 séances et la technologie 1 000 brins favorisant une conduction optimale du courant.
La référence des électrodes sur le marché.

Caractéristiques :

Dessus : film textile non lavable.
Dessous : microtissage de fil métal.
Gel hypoallergénique Multistick[™].
Connexion universelle : électrodes à fil pour toutes les dimensions.

Informations :

Les électrodes Dura-Stick[®] Plus sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollement facilité.

D'un rapport qualité/prix sans égal, les électrodes Dura-Stick[®] Plus fil répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
∅ 32 mm (sachet de 4)	42219V	3401097384344
∅ 50 mm (sachet de 4)	42197V	3401097384405
50 x 90 mm (sachet de 4)	42199V	3401097384573
50 x 50 mm (sachet de 4)	42198V	3401097547008

Prescrire : Dura-Stick[®] Plus
Remboursé S.S.
Base de remboursement 5,18€ TTC le sachet - L.P.P.R. : 1134240

chattanooga[™] Dura-Stick[®] Premium

Avantages :

Souplesse : Particulièrement adaptées aux plis cutanés, articulations et toutes les zones au relief prononcé.
Une longévité estimée à plus de 60 séances.

Caractéristiques :

Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable.
Dessous : microtissage de fil métal.
Gel hypoallergénique Blue Gel.
Connexion : électrodes à fil.

Informations :

La gamme Dura-Stick[®] Blue Gel est idéale pour les patients à peau sensible présentant des irritations suite à l'utilisation d'électrodes traditionnelles.

Les électrodes Dura-Stick[®] Premium répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
Blue Gel 50 x 50 mm (sachet de 4)	42211V	3401097384283
Blue Gel 40 x 90 mm (sachet de 4)	42212V	3401097384115

Prescrire : Dura-Stick[®] Premium
Remboursé S.S.
Base de remboursement 5,18€ TTC le sachet - L.P.P.R. : 1134240



CONFORT

Les sondes Saint-Cloud[®] sont adaptées à la morpho-physiologie du patient, permettant une stimulation optimale des points moteurs tout en respectant le confort du patient.

CONNECTIQUE

Proposées selon différents modèles de connectiques, les sondes Saint-Cloud[®] permettent une adaptabilité à tous les appareils de rééducation.

HYGIÈNE

Les matériaux de contact biocompatibles ABS et INOX 316L permettent la décontamination par nettoyage ou trempage dans des bains désinfectants (type Stéranios[®]).

QUALITÉ DU TRAITEMENT

Blindage des câbles limitant le risque d'artefacts pour l'enregistrement EMG et le biofeedback.

FACILITÉ D'UTILISATION

Design et avancées technologiques pour faciliter la mise en place et le maintien pendant la séance.

CONDITIONNEMENT

En pochette thermo-soudée avec zip refermable.



Sonde Vaginale Saint-Cloud[®] Plus

Indications :

Rééducation périnéale – Prévention post-partum et rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback.

Caractéristiques :

Courbure anatomique respectant la morpho-physiologie vaginale pour améliorer le confort et la qualité du recrutement musculaire.

Grandes électrodes à bandelettes ventro-latérales pour une meilleure surface de contact et une efficacité optimale.

Collerette de maintien amovible pour retrouver la bonne profondeur de stimulation à chaque séance.

Déconnexion des câbles favorisant une immersion complète dans un bain désinfectant (type Stéranios[®]).

Connectique 2 fiches bananes 2 mm.

- Longueur 12,8 cm.
- Diamètre 2,4 cm.

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
Sonde Vaginale Saint-Cloud [®] Plus 2 fiches bananes 2 mm	114.610+	3401075793687
Accessoires		
Câble monopolaire	114.901	-
Adaptateur DIN 3 Broches Mâle pour sonde 2 fiches bananes femelles	A14.920	-

Prescrire : Sonde Vaginale Saint-Cloud[®] Plus

Remboursé S.S.

Base de remboursement 25,92€ TTC - L.P.P.R. : 1183014

La sonde vaginale Saint-Cloud[®] Plus est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.

Lire attentivement la notice.

Fabricant : DJO France S.A.S.



Sonde Vaginale Saint-Cloud[®] Classic 2 Bagues

Indications :

Rééducation périnéale – Prévention post-partum et rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback.

Caractéristiques :

Étranglement améliorant le maintien dans le vagin tout en évitant l'expulsion lors des contractions.

Double électrodes bagues pour un recrutement circulaire sur tous les côtés de la paroi vaginale.

Polissage des aspérités potentiellement inconfortables pour la patiente.

Extrémité allongée de la sonde facilitant la prise en main et permettant une meilleure visualisation en stimulation comme en biofeedback.

Connectique DIN 3 broches.

- Longueur 13 cm.
- Diamètre 2,5 cm.

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
Sonde Vaginale Saint-Cloud [®] Classic 2 bagues DIN 3 Broches Mâle	114.502+	3401074459522
Accessoire		
Adaptateur 2 fiches bananes pour sonde DIN 3 Broches Mâle	A14.913	-

**Prescrire : Sonde Vaginale Saint-Cloud[®] Classic
Remboursé S.S.
Base de remboursement 25,92€ TTC
L.P.P.R. : 1183014**

La sonde vaginale Saint-Cloud[®] Classic est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.
Lire attentivement la notice.
Fabricant : DJO France S.A.S.



Sonde Anale Saint-Cloud[®]

Indications :

Rééducation ano-rectale par électrothérapie et biofeedback.

Caractéristiques :

Double recrutement musculaire (pubo-rectal et sphincter strié anal) assuré par une bague située au niveau de l'angle anorectale (angle 110°).

Languette de maintien amovible permettant le maintien à une main de la sonde par le patient et évitant ainsi l'expulsion en cours de séance.

Connectique 2 fiches bananes 2 mm ou DIN 3 broches.

- Longueur 11 cm.
- Diamètre 1,3 cm.

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
Sonde Anale Saint-Cloud [®] Din 3 Broches	114.240+	3401079669704
Sonde Anale Saint-Cloud [®] 2 Fiches bananes 2 mm	114.242+	3401043101407

**Prescrire : Sonde Anale Saint-Cloud[®]
Remboursé S.S.
Base de remboursement 25,92€ TTC - L.P.P.R. : 1183014**

La sonde anale Saint-Cloud[®] est un dispositif médical de classe IIa et évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.
Lire attentivement la notice.
Fabricant : DJO France S.A.S.

Cryothérapie Bien-Etre



AIRCAS^T

Cryo CuffTM

Indications :

- Le système Cryo CuffTM d'Aircast[®] associe cryothérapie et compression localisée permettant ainsi de réduire de manière optimale les œdèmes, les hématomes et la douleur. Il est aussi indiqué dans les phénomènes arthrosiques, douleurs articulaires, entorses, lésions ligamentaires, suites de chirurgie...
- Grâce à sa simplicité d'utilisation et son maniement aisé, ce système est parfait pour une utilisation post-traumatique ou post-opératoire, en milieu médical, hospitalier ou à domicile.
- Des études cliniques ont montré que le traitement par contention compressive froide permet de réduire la tuméfaction post-opératoire, d'atteindre une mobilité précoce et une réduction de la douleur engendrant un retour à la fonction plus rapide.

Caractéristiques :

- **Glacière et manchons déconnectables.**
- Le système Cryo CuffTM se compose d'une glacière et de manchons anatomiques. La glacière, positionnée au-dessus du manchon, génère une source de froid et alimente le manchon. Le système peut être déconnecté à tout moment, sans incidence sur le traitement et permet d'avoir du froid pendant environ 3 heures.
- Facilité d'utilisation.
- Manchons de forme anatomique pour un maintien optimal.
- Application contrôlée du froid, sans risque de lésions des tissus.
- Système ambulatoire.
- Système économique et durable.



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Glacière Cryo Cuff TM	-	2125	-
Manchon Pied - Moyen	Circ. Av-Pied : 23-33 cm	10C01	3401040700030
Manchon Pied - Large	Circ. Av-Pied : 33-43 cm	10B01	3401040699976
Manchon Cheville	Pédiatrique < 7 Ans	10P01	3401040700320
Manchon Cheville	Taille Unique	10A01	-
Manchon Mollet	Circ. Mollet : 36-51 cm	13C01	3401040701501
Manchon de Genou autonome	Taille Unique	11ASC	3401040700849
Manchon Genou/Coude	Pédiatrique < 7 ans	11P01	3401040700788
Manchon Genou - Petit	Circ. Cuisse : 25-48 cm	11C01	3401040700610
Manchon Genou - Moyen	Circ. Cuisse : 48-58 cm	11A01	3401040700498
Manchon Genou - Large	Circ. Cuisse : 58-78 cm	11B01	3401040700559
Manchon Cuisse - Moyen	Circ. Cuisse : 43-58 cm	13A01	3401040701389
Manchon Cuisse - Large	Circ. Cuisse : 51-69 cm	13B01	3401040701440
Manchon Epaule - Bande Standard	Circ. Thorax : 81-122 cm	12A01	3401040700900
Manchon Epaule - Bande Extra-Large	Circ. Thorax : 107-137 cm	12AXL01	3401040701099
Bande Standard pour Epaule	-	1220	3401040701150
Manchon Dos/Hanches/Cotes	Taille Unique	14A01	3401040701679
Manchon Coude	Taille Unique	15A01	3401040701730
Manchon Main/Poignet/Avant-Bras	Taille Unique	16A01	3401040701969
Tuyau pour glaciere	-	2130	3401040702041
Disque d'isolation	-	2002	3401040702270

**Prescrire : Cryo CuffTM Aircast[®]
Non Remboursé S.S.**



DONJOY

Pack de Chaud/Froid Réutilisable

Indications :

Froid :

- **Post-opératoire (notamment orthopédique), traumatismes.**

Le froid a un effet antalgique par ralentissement de conduction nerveuse. Il évite également la formation d'œdème et diminue l'importance de l'hématome.

Chaud :

- **Calme la douleur (torticolis, lumbago).**

Caractéristiques :

- **Pour le froid : conservé dans une glacière ou un congélateur, il reste souple et remplace la vessie de glace.**
- Essuyer et appliquer sur la peau préalablement protégée par un linge.
- Pour le chaud : Réchauffer dans de l'eau chaude (60°) de 5 à 10 minutes et appliquer sur la peau protégée par un linge.
- Livré avec sa housse de protection.

Désignation	Dimensions	Code Article	Code ACL/GTIN
Chaud/Froid réutilisable	21 x 14 cm	AXP1	3401072645934
Chaud/Froid réutilisable	29 x 27 cm	AXP3	3401078921315



Prescrire : Pack de Chaud/Froid Réutilisable Donjoy[®]
Non Remboursé S.S.



DONJOY

Pack de Froid Instantané


Indications :

- Usage instantané et unique : urgence de terrain, activités de loisirs.

Caractéristiques :

- Le froid a un effet antalgique par ralentissement de la conduction nerveuse.
- Il évite également la formation d'œdème et diminue l'importance de l'hématome.
- Associe froid et compression (Protocole GREC).

Désignation	Dimensions	Code Article	Code ACL/GTIN
Froid Instantané	21 x 14 cm	AXP2	3401072646184
Froid Instantané à Strap	21 x 14 cm	AXP4	3401521370455



Avec sangle auto-adhésive applicable directement sur la peau

**Prescrire : Pack de Froid Instantané DonJoy®
Non Remboursé S.S.**



DONJOY

Bombes de Froid

Indications :

- Traumatologie sportive.

Caractéristiques :

- Disponible en 2 tailles (200 ml et 400 ml).
- Apporte un froid local entraînant une diminution instantanée de la conduction nerveuse.



Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Bombe de Froid 200 ml	-	BMF200	3401072645705
Bombe de Froid 400 ml	-	BMF400	3401072645873

Prescrire : Bombes de Froid DonJoy®
Non Remboursé S.S.



Prendre la pointure
du patient.



DONJOY

Talonnettes « Heel Cups »

Indications :

- Talonnettes silicone conçues pour l'absorption des chocs et l'amortissement de l'impact talon/sol.
- Soulagement de la douleur, réduction de la sensation d'inconfort en cas d'épine calcanéenne, de fasciite plantaire et de tendinites achilléennes.
- Permettent également d'amortir les vibrations exercées sur les articulations.

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (XS, S/M et L/XL).
- Silicone de qualité médicale qui ne se déforme pas, assurant ainsi un support et un confort à long terme.
- Partie centrale du talon plus souple pour atténuer la pression au niveau de la zone sensible.
- Vendues par paire.
- Talonnettes bilatérales.



Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
XS	< 36	81-81102	3401095087407
S/M	36 - 41	81-81103	3401095087575
L/XL	> 41	81-81107	3401095087636

Prescrire : Talonnettes « Heel Cups » DonJoy®
Non Remboursé S.S.



Prendre la pointure
du patient.



DONJOY

Semelles de Confort

Indications :

- Semelle plantaire pour support amortissant, confort et fraîcheur.
- Allègement de la pression et absorption des chocs au talon.
- Aide à la prévention des ampoules et des odeurs.

Caractéristiques :

- Disponible en 5 tailles (de T1 à T5).
- Revêtement CoolMax™ : évacue la transpiration et maintient au sec.
- Revêtement résistant à l'usure, anti-glisse et amortissant.
- Design anatomique pour un excellent soutien de la voûte plantaire.
- Renfort talonnier pour un support accru.
- Possibilité de découper la semelle pour un ajustement optimal.

Désignation	Pointure	Code Article	Code ACL/GTIN
T1	36 - 37	82-0225-1	3401053653736
T2	38 - 39	82-0225-2	3401053653965
T3	40 - 41	82-0225-3	3401053654047
T4	42 - 43	82-0225-4	3401053654108
T5	44 - 46	82-0225-5	3401053654276

Prescrire : Semelles de Confort DonJoy®
Non Remboursé S.S.



DONJOY

Housse de Protection

Indications :

- Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies.
- Botte ou gant hydrofuge totalement imperméable à l'eau.
- Protège le membre même lors d'une immersion totale.
- Facilite la toilette (bain ou douche).

Caractéristiques :

- Disponible en 3 tailles (HP1 à HP3) et en Taille Enfant pour les « HP1 » et « HP2 ».
- Réutilisable environ 50 fois.
- Non stérilisable.
- Lors de l'immersion totale, bien chasser l'air au préalable.
- N'adhère pas à l'épiderme.
- Lavable.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Membres inférieurs			
Taille Unique	-	HP2	3401073943961
Taille Enfant	-	HP2E	3401079539212
Membres supérieurs			
Taille Unique	-	HP1	3401073943732
Taille Enfant	-	HP1E	3401079539151
Coude Genou			
Taille Unique	-	HP3	3401078346712

Prescrire : Housse de Protection DonJoy®
Non Remboursé S.S.



DONJOY

Canne Anglaise Modèle Adulte

Indications :

- Destinée à l'aide à la marche en cas de blessures ou de besoin de stabilité.
- Usage à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques :

- Modèle Adulte, peut convenir aux adolescents.
- Hauteur poignée-sol : de 77 à 98 cm.
- Hauteur appuie-bras : 22 cm.
- Largeur repose-bras : 11 cm.
- Poids supporté : 150 kg par canne.
- Poids par canne : 510 gr.
- Poignée design très confortable.
- Tube inférieur équipé d'un bouchon anti-bruit.
- Fabrication française.
- Coloris : Noir.

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
Canne Anglaise Adulte - 6 Paires	24-2000-U-36060	3401029528518
Accessoire	Code Article	Code ACL/GTIN
Embout de Rechange pour Canne Anglaise	25-920100	3401029528747
Clip de réglage pour canne anglaise	25-921019	3401081527269

Prescrire : Canne Anglaise Adulte DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement à l'unité : 12,20€ TTC - L.P.P.R. : 1296787
Base de remboursement à la paire : 24,40€ TTC - L.P.P.R. : 1296787X2



DONJOY

Canne Anglaise Modèle Enfant

Indications :

- Destinée à l'aide à la marche en cas de blessures ou de besoin de stabilité.
- Usage à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques :

- Modèle Enfant.
- Hauteur poignée-sol : de 55 à 77 cm.
- Accoudoir réglable : 11 à 21 cm.
- Largeur repose-bras : 7 cm.
- Hauteur patient : < 1,30 m.
- Poids supporté : 100 kg par canne.
- Poids par canne : 331 gr.
- Poignée design très confortable.
- Tube inférieur équipé d'un bouchon anti-bruit.
- Fabrication française.
- Coloris : Violet/Turquoise.

Désignation	Code Article	Code ACL/GTIN
Canne Anglaise Enfant - La paire	11-2510-P-360710	3401081527320
Accessoire	Code Article	Code ACL/GTIN
Embout de Rechange pour Canne Anglaise	25-920100	3401029528747
Clip de réglage pour canne anglaise	25-921019	3401081527269

Prescrire : Canne Anglaise Enfant DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement à l'unité : 12,20€ TTC - L.P.P.R. : 1296787
Base de remboursement à la paire : 24,40€ TTC - L.P.P.R. : 1296787X2



DONJOY

Strapping

Indications :

- Traitement des entorses des ligaments latéraux, contention dans le cadre de légère laxité chronique, protection et prévention des récurrences d'entorses.

Caractéristiques :

- **Taille Unique.**
- Disponible en Blanc et en Noir.
- Bandes spandex extensibles en longueur et parfaitement rigides latéralement.
- Contient du latex.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL/GTIN
Cheville blanc	Taille unique	S800	3401076950928
Cheville noir	Taille unique	S800N	3401060477646
Genou blanc	Taille unique	S900	3401072644982
Genou noir	Taille unique	S900N	3401060478476
Poignet blanc	Taille unique	S600	3401072644234
Poignet noir	Taille unique	S600N	3401060772970

Prescrire : Strapping Poignet DonJoy[®]
Strapping Cheville DonJoy[®]
Strapping Genou DonJoy[®]
Non Remboursé S.S.



DONJOY

Bandes Rezin

Indications :

- Immobilisation des fractures, avant et après intervention chirurgicale, correction orthopédique.

Caractéristiques :

- Résine rigide polymérisable qui, après séchage complet, résiste à l'eau.
- Radiotransparente.
- Coloris crème.
- Contient du latex.

Désignation	Dimensions	Code Article	Code ACL/GTIN
Surface ≥ 1800 cm ² et < 2700 cm ²	5 cm x 3,6 m	PC3702-W	3401043647622
Surface ≥ 2700 cm ² et < 3600 cm ²	7,5 cm x 3,6 m	PC3703-W	3401043647790
Surface ≥ 3600 cm ² et < 4500 cm ²	10 cm x 3,6 m	PC3704-W	3401043647851
Surface ≥ 4500 cm ² et < 5400 cm ²	12,5 cm x 3,6 m	PC3705-W	3401040937603

Prescrire : Bandes Rezin DonJoy[®] Remboursé S.S.

PC3702-W - Base de remboursement 2,70€ TTC - L.P.P.R. 1187147
PC3703-W - Base de remboursement 4,05€ TTC - L.P.P.R. 1146898
PC3704-W - Base de remboursement 5,40€ TTC - L.P.P.R. 1104776
PC3705-W - Base de remboursement 6,75€ TTC - L.P.P.R. 1120373

PHARMACIE

Outils de Communication



Outils de communication



TOTEM ORTHO
MKGBS10



VITROPHANIE
MKGBS56



TRIANGLES VITRINE (KIT DE 4)
MKGBS245




PANNEAU VITRINE
AIRSPORT®
MKGBS154



POSTER PODALIB® RECTO/VERSO
MKGBS279



BROCHURE AIRCAST®
PODALIB®
MKGBS229



CATALOGUE
PRESCRIPTEURS
MKGBS16



CATALOGUE PÉDIATRIQUE
MKGBS5



LEAFLET
HALLIFIX®
MKGBS40



LEAFLET
ACHILLOFORCE®
MKGBS125

Outils de communication



PRESENTOIR 6 CHUT DR. COMFORT®
MKGBS89



PANNEAU VITRINE CHUT DR. COMFORT®
MKGBS30



DISPLAY DE COMPTOIR DR. COMFORT®
LIV375



LEAFLET CHUT DR. COMFORT®
MKGBS28



TOTEM EXOS™
MKGBS88




POSTER EXOS™
LIV548



BROCHURE EXOS™
LIV628

Outils de communication



POSTER ANATOMIQUE
LIV668



MANNEQUIN COMPLET
(LIVRÉ AVEC BOXER)
LIV151A



FLYER APPLI DJO SELECT[®]
MKGBS202



BUSTE
(LIVRÉ AVEC BOXER)
LIV30A



Veinax

Bas médicaux de compression

Catalogue
Compression
Veineuse
2018

La bonne pression
au bon endroit

Une gamme d'**AIRCAST**

 **DJO**
GLOBAL

⁺
MOTION IS MEDICINE™

◆ DJO France - L'Expertise de Grandes Marques au Service de l'Orthopédie

DJO Global® est le leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux de qualité commercialisés en France sous les marques **Aircast®**, **Chattanooga™**, **DonJoy®**, **Dr. Comfort®**, **Exos™** et **Veinax**.

DJO France dispose d'une gamme étendue de solutions visant à améliorer la santé musculaire, ostéo-articulaire, vasculaire et offrant également des solutions pour le traitement de la douleur.

DJO France propose une **gamme complète de compression veineuse, Veinax**, pour mieux répondre aux recommandations de la Haute Autorité de Santé.

Ce sont des dispositifs médicaux de classe I (selon la directive européenne 93/42/CEE) ayant pour but de soulager les troubles circulatoires tels que œdèmes, phlébites et thromboses en favorisant une pression progressive sur le bas de la jambe et de la cuisse.

Notre outil de fabrication basé aux États-Unis est à la pointe de la technologie avec une expertise internationale des différentes thérapies pour l'insuffisance veineuse.



◆ Informations de commande



Service Clients

Le Service Clients est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :

- Du lundi au jeudi de 08h30 à 18h00 sans interruption
- Le vendredi de 08h30 à 17h00 sans interruption



Comment passer vos commandes ?

- Par téléphone : 05 59 52 86 90
- Par télécopie : 05 59 52 86 91
- Par e-mail : sce.cial@DJOglobal.com
- Par Pharma ML : contacter notre Service Clients pour plus de renseignements.
- Pour les envois vers les Drom-Com, veuillez contacter le Service Clients Drom-Com pour plus de renseignements au 05 40 39 60 67.



Procédures de commande

- Numéro de compte : merci de vous munir de votre numéro de compte, si vous ne le connaissez pas, votre interlocuteur pourra le retrouver.
- Produits : veuillez indiquer le nom du produit, sa référence, sa taille, sa couleur ou son Code ACL/GTIN ainsi que la quantité souhaitée.



Livraisons & Expéditions

	COMMANDES STANDARDS	COMMANDES PHARMA ML
Délai d'expédition	24h	24h
Délai de livraison	24h à 48h	24h à 48h
Expédition le jour de la commande (dans la limite des stocks disponibles)	Commandes passées avant 15h par téléphone / fax	Commandes passées avant 13h
Franco de port	Commande ≥ 50 € HT Si commande < 50 € HT frais de port et d'emballage 6,50 € HT	Minimum de commande : 10 € HT
Livraison le samedi matin	Gratuite sur demande à préciser lors du passage de votre commande (fax, mail, téléphone) avant 15h le vendredi sous réserve que la commune soit livrable (contactez le Service Clients)	Non applicable



Garantie

- Nos produits sont dotés d'une garantie de 6 mois à partir de la date d'achat (date de la facture faisant foi), contre tous défauts de matériaux et de fabrication. La garantie dépend du produit.
- Veuillez contacter le Service Réclamations pour de plus amples renseignements.



Pratiques de renvoi et d'échange

- Pour procéder à un retour ou à l'échange d'un produit, veuillez contacter le Service Réclamations pour obtenir un numéro de renvoi. **Si tel n'est pas le cas, aucun avoir ne sera effectué.**
- En cas de reprise, le produit retourné doit être neuf, jamais porté et dans son emballage d'origine. **Si tel n'est pas le cas, aucun avoir ne sera effectué.**
- Adresse de retour : DJO France S.A.S. - Centre Européen de Fret - 3, rue de Bethar - 64 990 Mouguerre.



Formations

- Nos équipes sont à votre disposition pour dispenser une formation sur l'ensemble de nos produits au sein de votre établissement.



Démarches Qualité et Environnement



DJO France participe au programme français de tri et de recyclage des emballages ménagers.



Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

Votre N° client : _____

Contact : _____

Tél. : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆ Sommaire Compression Veineuse

Classe 2 Veinax



Microtrans Femme
Page 8



Transparent Femme
Page 10

Prévention (voyages et longs trajets, phlébites et œdèmes)

•

Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante

•

Varices de petit calibre

•

Prévention de la thrombose veineuse profonde

•

•

•

•



Fantaisie Femme
Page 12



Coton Femme
Page 14



Coton Homme
Page 14



**A.T.E.
Anti-Thrombose**
Page 16

Prévention (voyages et longs trajets, phlébites et œdèmes)

•

Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante

•

Varices de petit calibre

•

Prévention de la thrombose veineuse profonde

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Classe 3 Veinax



Microtrans Femme
Page 20

Troubles trophiques

•

Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde

•

Accessoires Veinax



Veinax Enfile-Bas
Page 23

◆ La Compression Veineuse

L'insuffisance veineuse est une pathologie fréquente qui n'a pas pour seule conséquence des désagréments esthétiques ou de confort, elle témoigne également d'une mauvaise circulation dans les jambes qui se traduit par une stase veineuse qu'un praticien doit diagnostiquer et traiter le plus tôt possible.

DJO France propose en compression médicale sa gamme étendue de solutions visant à améliorer la santé vasculaire des utilisateurs en suivant les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé.

La gamme Veinax, c'est la bonne pression au bon endroit.

DJO France propose également une gamme hospitalière pour les patients en post-opératoire, VenaPure™.

◆ Le saviez-vous ?

- Tous les professionnels de santé peuvent prescrire de la compression veineuse : médecin généraliste, médecin du sport, chirurgien orthopédiste, phlébologue, angiologue, obstétricien, gynécologue, cardiologue, masseur kinésithérapeute et sages-femmes. Les infirmières ne sont autorisées aujourd'hui qu'à faire des renouvellements d'ordonnance.
- Si votre prise de mesure vient se situer entre deux tailles, DJO France préconise la taille supérieure.
- Il existe un consensus par les professionnels de santé pour admettre que la compression médicale est le traitement de base de toute IVC (Insuffisance Veineuse Chronique).
- Il vous suffit de nettoyer la bande autofixante de votre BMC (bas) avec de l'eau savonneuse pour lui redonner toute son adhérence.
- Certains de nos produits peuvent être proposés en pied ouvert.

Chez DJO France, il existe plusieurs gammes pour accompagner le patient :


- **Gamme de compression veineuse classique - Veinax**
- **Gamme ATE - Veinax**
- **Gamme ATE Hospitalière - VenaPure™**

◆ Les recommandations de la Haute Autorité de Santé

Les recommandations de la HAS sont principalement de 4 ordres :

- Les pressions doivent être exprimées en mmHg et pas seulement en classe.
- Les **bas de classe 1 (10 -15 mmHg)** : pas d'indication retenue sauf en cas de superposition.
- Une stratification des indications cliniques (**stades de la CEAP**) en fonction des classes de pression.
- **Une pression résiduelle minimale au mollet :**
 - pour les bas de 10 à 20 mmHg (classes 1 et 2), d'au moins de 75% de sa valeur à la cheville.
 - pour les bas de 20 à 36 mmHg (classe 3) et > 36 mmHg (classe 4), de 50 à 80%.

CEAP	Pression de la cheville
C0S C1S	-
C2	15-20 mmHg (classe 2) ou 20-36 mmHg (classe 3)
C3	20-36 mmHg (classe 3)
C4	20-36 mmHg (classe 3)
C5	20-36 mmHg (classe 3) ou > 36 mmHg (classe 4)
C6	> 36 mmHg (classe 4)



*Source : HAS - Evaluation des dispositifs de compression médicale à usage individuel
Utilisation en pathologies vasculaires (septembre 2010)

◆ La classification de la CEAP

Cette classification a été adoptée dans le monde entier pour décrire simplement les différentes formes de la maladie veineuse. Elle recouvre :

- ▶ Toutes les **anomalies cliniques** (ce que l'on voit).
- ▶ Toutes les **anomalies symptomatiques** (les plaintes du patient) de la maladie veineuse chronique du membre inférieur.



C0s Pas de signe visible ou palpable de maladie veineuse.




C1s Varicosités (ou télangiectasies) ou veines réticulaires (diamètre < 3 mm).



C2 Veines variqueuses ou varices (diamètre > 3 mm).



C3 Œdème veineux.



C4a Pigmentation (ou dermite ocre) et/ou eczéma veineux (ou dermite de stase).



C4b Hypodermite ou lipodermatosclérose (inflammation du tissu sous cutané), plaques d'atrophie blanche.



C5 Ulcère veineux cicatrisé.



C6 Ulcère veineux non cicatrisé.

◆ Une situation particulière : la Classe 3

Le rôle de la classe 3 est souligné par la HAS.

Il existe une peur de la classe 3 :

- ▶ Peur de ne pas pouvoir l'enfiler.
- ▶ Peur qu'elle soit inconfortable.
- ▶ Peur qu'elle ne soit pas portée.

Il en résulte donc une substitution vers la classe 2.

- ▶ Or, la classe 2 est réservée aux formes débutantes, symptomatiques de la maladie.
- ▶ La classe 3 a une place essentielle dans le traitement de la maladie veineuse organique (HAS).

♦ La gamme Veinax : c'est la bonne pression au bon endroit à la cheville et au mollet

Basée sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la gamme Veinax a été développée pour mieux répondre à chaque stade de la maladie veineuse chronique.

La Classe 3 : la réponse Veinax

► Veinax Classe 3 Microtrans

♦ Des indications cliniques claires et simples à mémoriser

 Veinax **Classe 2** Microtrans, Transparent, Fantaisie et Coton

Pour soulager et prévenir

- Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante, varices de petit calibre.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde.
- Prévention (voyages et longs trajets en avion, phlébites et œdèmes).

 Veinax **Classe 3** Microtrans

Pour traiter les formes évoluées

- Troubles trophiques.
- Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde.

A noter : un niveau de compression mesuré peut varier selon les fabrications et la morphologie de l'individu.

♦ Une finition avec une qualité Premium

Des **produits de qualité** pour renforcer l'efficacité.



COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE



COUTURE PLATE



LARGE BORD



BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR

Dotée d'une **certification** à échelle nationale.

- ✓ Respect des pressions annoncées
- ✓ Régularité de la dégressivité




◆ Une formation dédiée Veinax

Votre délégué est à votre disposition pour former votre équipe sur l'ensemble de nos produits et leur spécificité.

RETROUVEZ VOTRE DÉLÉGUÉ
SUR NOTRE CARTE DE FRANCE



◆ Comment enfiler des bas ?



- 1 Introduire la main dans le bas.
- 2 Retourner le bas sur l'envers jusqu'au talon tout en maintenant la main dans ce dernier.
- 3 Introduire le pied et le faire glisser avec précaution jusqu'à la pointe du bas.
Placer correctement le talon pour éviter tout pli.
- 4 Dérouler avec précaution le bas sur la jambe et l'ajuster de manière uniforme.
- 5 Masser le produit pour répartir correctement la matière.

Lors de l'enfilage des bas, il faut faire attention de ne pas accrocher le produit avec vos ongles ou bague. Il faut éviter de tirer sur la partie de l'anti-glisse pour éviter toute détérioration.

A chaque patient sa PRISE DE MESURES !


Il est important de reprendre les mesures du patient à chaque nouvelle délivrance, en position debout sans chaussures et de préférence le matin.

◆ Récapitulatif Coloris gamme Veinax

Classe 2 Microtrans Femme
Mi-Bas - Bas autofixant - Collant




Classe 2 Microtrans Femme
**Mi-Bas Pied Ouvert
 Bas autofixant Pied Ouvert**




Classe 2 Transparent Femme
Mi-Bas - Bas autofixant - Collant



Classe 2 Transparent Femme
**Mi-Bas Pied Ouvert
 Bas autofixant Pied Ouvert**



Classe 2 Fantaisie Femme
Mi-Bas - Bas autofixant - Collant




Classe 2 Coton Femme
Mi-Bas




Classe 2 Coton Homme
Chaussettes




Classe 2 Coton Homme
Bas autofixant



Classe 2 A.T.E. Anti-Thrombose
Bas Anti-Thrombose



Classe 3 Microtrans Femme
Mi-Bas - Bas autofixant - Collant



Classe 2

15 - 20 mmHg

Classe 2

Pour soulager et prévenir

- Symptômes de la maladie veineuse chronique débutante, varices de petit calibre.
- Prévention de la thrombose veineuse profonde.

Microtrans



- Beige
- Beige des Iles
- Moka
- Gris Fumé
- Bleu-Marine
- Noir

Transparent



- Nuage
- Beige Discret
- Beige
- Gris Fumé
- Noir

Fantaisie



- Noir
Petits Losanges
- Noir
Grands Losanges

Coton Femme



- Dune
- Gris Fumé
- Noir

Coton Homme




- Sable
- Marron
- Bleu Marine
- Gris
- Noir

Classe 2

Microtrans

- Microfibre extra douce et résistante.
- Coutures extra plates.
- Intérieur doux pour peaux sensibles.
- Bout de pied extensible, s'adapte à toutes les morphologies.
- Semelle renforcée.
- Renfort au talon.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.



PRISE DE MESURES MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A	B	C-	C	C+
	Cheville	Mollet	Cuisse -	Cuisse	Cuisse +
0	16-18	26-29	-	42-52	-
1	18-20	29-32	38-44	45-56	54-60
2	20-23	32-36	42-48	48-59	60-66
3	23-26	36-40	46-52	51-62	66-72
4	26-29	40-44	50-56	54-65	72-78
5	29-33	43-48	-	62-74	-

© Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

© Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR




COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE



LARGE BORD



Veinax Microtrans



MI-BAS CLASSE 2

L.P.P.R. : 22,40€ - 22V1x2 201D01.2



MI-BAS AUTOFIXANT PIED OUVERT CLASSE 2

L.P.P.R. : 22,40€ - 22V1x2 201D01.2

Taille									
		Beige	Beige des Iles	Moka	Gris Fumé	Bleu-Marine	Noir	Beige	Beige des Iles
0	NORMAL	3401597365010	-	-	-	-	3401063751033	-	-
	LONG	3401551003217	-	-	-	-	3401063750661	-	-
1	NORMAL	3401021293247	3401054355769	3401021294138	3401563022800	3401060040956	3401021295029	3401528512742	3401054356889
	LONG	3401021293308	3401054356421	3401021294367	3401563022398	3401060040864	3401021295197	3401528513633	3401054357251
2	NORMAL	3401021293476	3401054356070	3401021294428	3401563022978	3401060040987	3401021295258	3401528512803	3401054356940
	LONG	3401021293537	3401054356599	3401021294596	3401563022459	3401060040871	3401021295319	3401528513114	3401054357541
3	NORMAL	3401021293766	3401054356131	3401021294657	3401563023050	3401060041007	3401021295487	3401528512971	3401054357022
	LONG	3401021293827	3401054356650	3401021294718	3401563022688	3401060040901	3401021295548	3401528513862	3401054357770
4	NORMAL	3401021293995	3401054356360	3401021294886	3401563023111	3401060041021	3401021295609	3401528513053	3401054357190
	LONG	3401021294077	3401054356711	3401021294947	3401563022749	3401060040918	3401021295777	3401528513923	3401054358203
5	NORMAL	3401597366888	-	-	-	-	3401063751323	-	-
	LONG	3401548808023	-	-	-	-	3401063750951	-	-



BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 29,78€ - 22V4x2 201D01.8



BAS AUTOFIXANT PIED OUVERT CLASSE 2

L.P.P.R. : 29,78€ - 22V4x2 201D01.8

Taille									
		Beige	Beige des Iles	Moka	Gris Fumé	Bleu-Marine	Noir	Beige	Beige des Iles
0	NORMAL	3401597135699	-	-	-	-	3401063756236	-	-
	LONG	3401597134920	-	-	-	-	3401063756007	-	-
1	NORMAL	3401021295838	3401054359491	3401021296897	3401563021100	3401060041038	3401021297788	3401021298501	3401054361043
	LONG	3401021296088	3401054360381	3401021296958	3401563021797	3401060041083	3401021297849	3401021298679	3401054362163
2	NORMAL	3401021296149	3401054359781	3401021297030	3401563021278	3401060041045	3401021297900	3401021298730	3401054361272
	LONG	3401021296200	3401054360442	3401021297269	3401563021858	3401060041090	3401021298099	3401021298969	3401054362392
3	NORMAL	3401021296378	3401054359903	3401021297320	3401563021339	3401060041069	3401021298150	3401021299041	3401054361562
	LONG	3401021296439	3401054360671	3401021297498	3401563022169	3401060041106	3401021298211	3401021299102	3401054362514
4	NORMAL	3401021296668	3401054360152	3401021297559	3401563021629	3401060041076	3401021298389	3401021299270	3401054361791
	LONG	3401021296729	3401054360961	3401021297610	3401563022220	3401060041120	3401021298440	3401021299331	3401054362682
5	NORMAL	3401597135750	-	-	-	-	3401063756465	-	-
	LONG	3401597135170	-	-	-	-	3401063756175	-	-

CUISSE - & CUISSE +

1 C-	NORMAL	3401562374535	-	-	-	-	3401562266793	3401162435834	-
	LONG	3401562342657	-	-	-	-	3401562287446	3401162436725	-
1 C+	NORMAL	3401551081857	-	-	-	-	3401551049451	3401562095287	-
	LONG	3401551081918	-	-	-	-	3401551049512	3401562100523	-
2 C-	NORMAL	3401162381162	-	-	-	-	3401562295311	3401162436084	-
	LONG	3401562342718	-	-	-	-	3401562313213	3401162436954	-
2 C+	NORMAL	3401551082229	-	-	-	-	3401551080737	3401562126837	-
	LONG	3401551082397	-	-	-	-	3401551081277	3401162178410	-
3 C-	NORMAL	3401162430051	-	-	-	-	3401562312322	3401162436206	-
	LONG	3401562345498	-	-	-	-	3401562334782	3401162437265	-
3 C+	NORMAL	3401551082458	-	-	-	-	3401551081338	3401562186510	-
	LONG	3401551082519	-	-	-	-	3401551081567	3401562194904	-
4 C-	NORMAL	3401162430112	-	-	-	-	3401562313152	3401162436374	-
	LONG	3401562373125	-	-	-	-	3401562335673	3401162437845	-
4 C+	NORMAL	3401551085350	-	-	-	-	3401551081628	3401562198056	-
	LONG	3401551089082	-	-	-	-	3401551081796	3401562204061	-



COLLANT CLASSE 2


L.P.P.R. : 42,03€ - 22V4x2 201D01.8/SV4x1 201D04.1

Taille						
		Beige	Moka	Gris Fumé	Bleu-Marine	Noir
0	NORMAL	3401521372176	-	-	-	3401063756694
	LONG	3401596940102	-	-	-	3401063751262
1	NORMAL	3401021299560	3401021300372	3401563023289	3401060041175	3401021301324
	LONG	3401021299621	3401021300433	3401563037019	3401060041137	3401021301492
2	NORMAL	3401021299799	3401021300662	3401563023340	3401060041182	3401021301553
	LONG	3401021299850	3401021300723	3401563057468	3401060041144	3401021301614
3	NORMAL	3401021299911	3401021300891	3401563023401	3401060041199	3401021301782
	LONG	3401021300082	3401021300952	3401563060659	3401060041151	3401021301843
4	NORMAL	3401021300143	3401021301034	3401563028253	3401060041212	3401021301904
	LONG	3401021300204	3401021301263	3401563062899	3401060041168	3401021302093
5	NORMAL	3401521372237	-	-	-	3401063756755
	LONG	3401574238092	-	-	-	3401063756526

Classe 2

Transparent

- La compression en toute discrétion.
- Solidité optimisée.
- Coutures extra plates.
- Bande autofixante avec couture bord à bord.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.



PRISE DE MESURES MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
0	16-18	26-29	42-52
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65
5	29-33	43-48	62-74

Ⓣ Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

Ⓣ Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR




COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE



LARGE BORD



Veinax Transparent



MI-BAS CLASSE 2
L.P.P.R. : 22,40€ - 22V1x2 20ID01.2



**MI-BAS AUTOFIXANT
PIED OUVERT CLASSE 2**
L.P.P.R. : 22,40€ - 22V1x2 20ID01.2

Taille							
		Nuage	Beige Discret	Beige	Gris Fumé	Noir	Beige
0	NORMAL	-	-	3401063757127	-	3401563682677	-
	LONG	-	-	3401063756816	-	3401563681908	-
1	NORMAL	3401021308248	3401563793601	3401021307418	3401041378719	3401021309139	3401528514005
	LONG	3401021308309	3401563793199	3401021307586	3401041379198	3401021309368	3401528514524
2	NORMAL	3401021308477	3401563793830	3401021307647	3401041378887	3401021309429	3401528514173
	LONG	3401021308538	3401563793250	3401021307708	3401041379259	3401021309597	3401528514692
3	NORMAL	3401021308767	3401563794080	3401021307876	3401041378948	3401021309658	3401528514234
	LONG	3401021308828	3401563793311	3401021307937	3401041379310	3401021309719	3401528514753
4	NORMAL	3401021308996	3401563794370	3401021308019	3401041379020	3401021309887	3401528514463
	LONG	3401021309078	3401563793489	3401021308187	3401041379488	3401021309948	3401528514814
5	NORMAL	-	-	3401063757295	-	3401563682967	-
	LONG	-	-	3401063757066	-	3401563682448	-



BAS AUTOFIXANT CLASSE 2
L.P.P.R. : 29,78€ - 22V4x2 20ID01.8



**BAS AUTOFIXANT
PIED OUVERT CLASSE 2**
L.P.P.R. : 29,78€ - 22V4x2 20ID01.8

Taille							
		Nuage	Beige Discret	Beige	Gris Fumé	Noir	Beige
0	NORMAL	-	-	3401563791188	-	3401563688303	-
	LONG	-	-	3401563790877	-	3401563683278	-
1	NORMAL	3401021316403	3401564255689	3401021310029	3401041379549	3401021317462	3401528515354
	LONG	3401021316571	3401563794660	3401021310197	3401041380088	3401021317523	3401528514982
2	NORMAL	3401021316632	3401564326341	3401021310258	3401041379600	3401021317691	3401528515415
	LONG	3401021316861	3401563794721	3401021310319	3401041380149	3401021317752	3401528515064
3	NORMAL	3401021316922	3401564326631	3401021310487	3401041379778	3401021317813	3401528515583
	LONG	3401021317004	3401563795322	3401021316113	3401041380200	3401021317981	3401528515125
4	NORMAL	3401021317172	3401564327003	3401021316281	3401041379839	3401021318063	3401528515644
	LONG	3401021317233	3401563795780	3401021316342	3401041380378	3401021318124	3401528515293
5	NORMAL	-	-	3401563791249	-	3401563688471	-
	LONG	-	-	3401563791010	-	3401563682738	-




COLLANT CLASSE 2 L.P.P.R. : 42,03€ - 22V4x2 20ID01.8/SV4x1 20ID04.1

Taille						
		Nuage	Beige Discret	Beige	Gris Fumé	Noir
0	NORMAL	-	-	3401563792949	-	3401563689713
	LONG	-	-	3401563791478	-	3401563688013
1	NORMAL	3401021319015	3401564328352	3401021318292	3401041380439	3401021319992
	LONG	3401021319183	3401564327690	3401021318353	3401041380958	3401021320073
2	NORMAL	3401021319244	3401564328413	3401021318414	3401041380668	3401021320134
	LONG	3401021319305	3401564327812	3401021318582	3401041381030	3401021320363
3	NORMAL	3401021319473	3401564328581	3401021318643	3401041380729	3401021320424
	LONG	3401021319534	3401564328062	3401021318704	3401041381269	3401021320592
4	NORMAL	3401021319763	3401564328642	3401021318872	3401041380897	3401021320653
	LONG	3401021319824	3401564328291	3401021318933	3401041381320	3401021320714
5	NORMAL	-	-	3401563793021	-	3401563706144
	LONG	-	-	3401563792710	-	3401563689652

Classe 2 Fantaisie

- Solidité optimisée.
- Coutures extra plates.
- Fibre biocompatible.
- Bande autofixante à fleurs.
- Motifs Petits Losanges et Grands Losanges.
- Sans latex.



PRISE DE MESURES MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

D Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

E Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR



COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCEE




LARGE BORD



Veinax Fantaisie

Classe 2



MI-BAS CLASSE 2

L.P.P.R. : 22,40€ - 22V1x2 201D01.2

Taille		Noir - Petits Losanges	Noir - Grands Losanges
1	NORMAL	3401021280810	3401021279920
	LONG	3401021280988	3401021280001
2	NORMAL	3401021281060	3401021280179
	LONG	3401021281121	3401021280230
3	NORMAL	3401021281299	3401021280469
	LONG	3401021281350	3401021280520
4	NORMAL	3401021281411	3401021280698
	LONG	3401021281589	3401021280759



BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 29,78€ - 22V4x2 201D01.8

Taille		Noir - Petits Losanges	Noir - Grands Losanges
1	NORMAL	3401021282470	3401021281640
	LONG	3401021282531	3401021281701
2	NORMAL	3401021282760	3401021281879
	LONG	3401021282821	3401021281930
3	NORMAL	3401021282999	3401021282012
	LONG	3401021288625	3401021282180
4	NORMAL	3401021288793	3401021282241
	LONG	3401021288854	3401021282302



COLLANT CLASSE 2


L.P.P.R. : 42,03€ - 22V4x2 201D01.8/SV4x1 201D04.1

Taille		Noir - Petits Losanges	Noir - Grands Losanges
1	NORMAL	3401021289806	3401021288915
	LONG	3401021289974	3401021289165
2	NORMAL	3401021290055	3401021289226
	LONG	3401021290116	3401021289394
3	NORMAL	3401021290284	3401021289455
	LONG	3401021290345	3401021289516
4	NORMAL	3401021290406	3401021289684
	LONG	3401021290574	3401021289745

Classe 2

Coton

- Texture très douce à base de coton qui respecte les peaux sensibles.
- Facilité d'enfilage.
- Renfort au talon.
- Se porte aussi bien par Monsieur que par Madame.
- Sans latex.



PRISE DE MESURES MI-BAS

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
0	16-18	26-29	42-52
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

© Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

PRISE DE MESURES CHAUSSETTES, BAS

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
1	19-21	32-36	50-60
2	21-24	36-40	53-63
3	24-27	40-44	56-66
4	27-30	44-48	59-69
5	30-33	48-52	65-75

① Chaussettes : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

② Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



COUTURE PLATE SEMELLE RENFORCÉE



LARGE BORD



MOTIF COTON TORSADÉ




COUTURE PLATE SEMELLE RENFORCÉE



LARGE BORD






Veinax Coton Femme



MI-BAS CLASSE 2

L.P.P.R. : 22,40€ - 22V1x2 201D01.2

Taille				
		Dune - Torsadé	Gris Fumé - Torsadé	Noir - Torsadé
1	NORMAL	3401081524886	3401081518625	3401081519516
	LONG	3401081524428	3401081518106	3401081519165
2	NORMAL	3401081524947	3401081518793	3401081524077
	LONG	3401081524596	3401081518274	3401081519226
3	NORMAL	3401081525029	3401081518854	3401081524138
	LONG	3401081524657	3401081518335	3401081519394
4	NORMAL	3401081525197	3401081518915	3401081524367
	LONG	3401081524718	3401081518564	3401081519455






Classe 2

Veinax Coton Homme



CHAUSSETTES CLASSE 2


L.P.P.R. : 22,40€ - 22V1x2 201D01.2

Taille						
		Sable	Marron	Bleu Marine	Gris	Noir
1	NORMAL	3401081474358	3401021276387	3401021277278	3401021275557	3401021278220
	LONG	3401081526200	3401021276448	3401021277339	3401021275618	3401021278398
2	NORMAL	3401081525609	3401021276509	3401021277568	3401021275786	3401021278459
	LONG	3401081526439	3401021276677	3401021277629	3401021275847	3401021278510
3	NORMAL	3401081525777	3401021276738	3401021277797	3401021275908	3401021278688
	LONG	3401081526729	3401021276967	3401021277858	3401021276097	3401021278749
4	NORMAL	3401081525838	3401021277049	3401021277919	3401021276158	3401021278800
	LONG	3401081526958	3401021277100	3401021278169	3401021276219	3401021278978
5	NORMAL	3401081526088	3401597363757	3401063747760	3401597368141	3401063747470
	LONG	3401081527030	3401597360565	3401063747302	3401597364709	3401063747241



BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 29,78€ - 22V4x2 201D01.8

Taille		
		Noir
1	NORMAL	3401021279050
	LONG	3401021279111
2	NORMAL	3401021279289
	LONG	3401021279340
3	NORMAL	3401021279401
	LONG	3401021279579
4	NORMAL	3401021279630
	LONG	3401021279869
5	NORMAL	3401597370151
	LONG	3401597370731

Classe 2

ATE

- Facilité d'enfilage.
- Bande autofixante à picots en silicone.
- Pointe de pied escamotable par le dessus.
- Unisexe.



PRISE DE MESURES BAS ATE

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

© Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



BANDE AUTOFIXANTE
À PICOTS EN SILICONE



OUVERTURE SUR LE
DESSUS DU PIED




Veinax ATE Anti-Thrombose

Classe 2


Indications :


- Prévention des TVP (Thromboses Veineuses Profondes) chez les sujets alités.
- Risques élevés : Chirurgie de la hanche et du genou, poly-traumatismes, chirurgie néoplasique, chirurgie pelvienne majeure étendue.
- Risques modérés : Chirurgie viscérale inflammatoire, chirurgie abdominale ou pleuvienne non néoplasique.



BAS AUTOFIXANT CLASSE 2

L.P.P.R. : 29,78€ - 22V4x2 201D01.8

Taille		 Blanc
1	NORMAL	3401162483101
	LONG	3401162484221
2	NORMAL	3401162483279
	LONG	3401162484399
3	NORMAL	3401162483620
	LONG	3401162484740
4	NORMAL	3401162484160
	LONG	3401162484801





Véinax

Classe 3

20 - 36 mmHg

Veinax Classe 3 Microtrans **Pour traiter les formes évoluées**

- *Troubles trophiques.*
- *Traitement curatif de la thrombose veineuse profonde.*

Microtrans



● Beige

● Noir

Classe 3

Classe 3

Microtrans

- Microfibre extra douce et résistante.
- Coutures extra plates.
- Intérieur doux pour peaux sensibles.
- Bout de pied extensible, s'adapte à toutes les morphologies.
- Semelle renforcée.
- Renfort au talon.
- Facilité d'enfilage.
- Lavage facile.
- Sans latex.



PRISE DE MESURES MI-BAS, BAS, COLLANT

Taille	A Cheville	B Mollet	C Cuisse
1	18-20	29-32	45-56
2	20-23	32-36	48-59
3	23-26	36-40	51-62
4	26-29	40-44	54-65

① Mi-Bas : 2 hauteurs : NORMAL : <40 - LONG : >40

② Bas/Collant : 2 hauteurs : NORMAL : <72 - LONG : >72



BANDE
AUTOFIXANTE AVEC
MOTIF FLEUR




COUTURE PLATE
SEMELLE RENFORCÉE





LARGE BORD

Veinax Microtrans



MI-BAS CLASSE 3



L.P.P.R. : 22,40€ - 22V1x2 201D01.2

	Taille		
		Beige	Noir
1	NORMAL	3401021302154	3401021303045
	LONG	3401021302215	3401021303106
2	NORMAL	3401021302383	3401021303274
	LONG	3401021302444	3401021303335
3	NORMAL	3401021302505	3401021303564
	LONG	3401021302673	3401021303625
4	NORMAL	3401021302734	3401021303793
	LONG	3401021302963	3401021303854



BAS AUTOFIXANT CLASSE 3



L.P.P.R. : 29,78€ - 22V4x2 201D01.8

	Taille		
		Beige	Noir
1	NORMAL	3401021303915	3401021304806
	LONG	3401021304165	3401021304974
2	NORMAL	3401021304226	3401021305056
	LONG	3401021304394	3401021305117
3	NORMAL	3401021304455	3401021305285
	LONG	3401021304516	3401021305346
4	NORMAL	3401021304684	3401021305407
	LONG	3401021304745	3401021305575



COLLANT CLASSE 3

L.P.P.R. : 42,03€ - 22V4x2 201D01.8/SV4x1 201D04.1

	Taille		
		Beige	Noir
1	NORMAL	3401021305636	3401021306695
	LONG	3401021305865	3401021306756
2	NORMAL	3401021305926	3401021306817
	LONG	3401021306008	3401021306985
3	NORMAL	3401021306176	3401021307067
	LONG	3401021306237	3401021307128
4	NORMAL	3401021306466	3401021307296
	LONG	3401021306527	3401021307357

Classe 3



Enfile-Bas

- Léger et souple.
- Peu encombrant.
- Poignées à angle.
- Facilite la mise en place des bas de contention.




Enfile-Bas

3401079772701

Enfile-Bas Métal

- Léger et résistant.
- Peu encombrant.
- Matière acier.
- Facilite la mise en place des bas de contention.



Enfile-Bas Métal

3401040385251

◆ Veinax vous accompagne

de la vitrine...



TOTEM
MKGBS187




PANNEAU VITRINE
MKGBS62



PANNEAU VITRINE
MKGBS144



PANNEAU VITRINE
MKGBS193



PANNEAU VITRINE
MKGBS327



JAMBE DE DEMONSTRATION
LIV134



VITROPHANIE
MKGBS168



PODIUM
MKGBS194



TRIANGLES VITRINE (KIT DE 4)
MKGBS195

...au patient



NUANCIER
MKGB130



KIT D'ESSAYAGE
MKGBS36



POSTER DE PRISES DE MESURES
LIV427



PACKAGINGS